



# TD Talk og AssistiveTouch

Opplæringskort



TD Talk-appen gjør at du kan ta del i personlige samtaler.




AssistiveTouch gir deg tilgang til andre apper.

## Innhold

- 1 TD Talk – omvisning**
- 2 TD Talk – kommunikasjonstips**
- 3 TD Talk – kommunikasjonstips (forts.)**
- 4 TD Talk – øvelsesideer**
- 5 AssistiveTouch – bruk av apper**
- 6 AssistiveTouch – øvelsesideer**
- 7 Stativ og plassering og justering av øyestylingen**
- 8 Justering av øyestylingen (forts.)**
- 9 Ofte stilte spørsmål og flere ressurser**

# TD Talk – omvisning

TD Talk er designet for rask kommunikasjon ansikt til ansikt. Bruk denne appen når du samhandler med andre.



## 1 Hurtigmeldinger

Forhåndsskrevne meldinger som leses opp umiddelbart når de velges.

## 2 Flere hurtigmeldinger

Åpne hurtigmeldinger-siden for å lese opp eller redigere hurtigmeldingene dine.

## 3 Meldingsvindu

Vis og rediger teksten du ønsker å si høyt her.

## 4 Snakk

Les opp teksten i meldingsvinduet. Du kan også pause og gjenoppta opplesingen.

## 5 Tøm

Fjern all teksten i meldingsvinduet.

## 6 Fraseprediksjon

TD Talk lærer av det du skriver, og bruker den informasjonen til å foreslå fraser. Prediksjonen er basert på hyppighet, og gjør kommunikasjonen raskere og mer personlig.

## 7 Slett ord

Slett ordet til venstre for markøren.

## 8 Ordprediksjon

Foreslår ord automatisk, basert på det du har skrevet så langt.

## 9 Backspace


Slett tegnet til venstre for markøren.

## 10 Endre språk.

Bytt mellom språkene du snakker.



# TD Talk – omvisning (forts.)



## 1 Meny utenfor skjermen

Se nedenfor øyestyringsenheten for å få opp denne menyen som inneholder Pause/gjenoppta, Mer og AssistiveTouch.

## 2 AssistiveTouch av/på

Slå på AssistiveTouch. Bruk AssistiveTouch for å få tilgang til hjemskjermen og alle andre apper.

## 3 Mer

Tilgang til kontrollpanelet og innstillinger.


## 4 Pause/gjenoppta øyestyling

Trykk på knappen for å midlertidig pause og gjenoppta øyestyling.



# TD Talk – kommunikasjonstips

Disse tipsene kan hjelpe deg med vellykket bruk av TD Talk.

Tips	Prøv det
<p><b>Ta regelmessige pauser fra øyestyringen.</b></p> <p>Sett øyestyriingsenheten på pause når du ikke snakker, og gjenoppta når du er klar til å snakke.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Se nedenfor øyestyriingsenheten for å åpne menyen utenfor skjermen.</li><li>2 Velg <b>Pause</b>. Øyestyriingen settes på pause.</li><li>3 Gjenta trinnene over for å gjenoppta øyestyriingen.</li></ol>
<p><b>Rediger meldinger direkte i meldingsvinduet.</b></p> <p>Korriger, fjern eller legg til ord hvor som helst i meldingsvinduet ved bruk av redigeringsmenyen.</p> 	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Se på området i setningen der du ønsker å redigere. En understrek vises under ordet, og redigeringsmenyen dukker opp.</li><li>2 Du kan gjøre det følgende når et ord er markert: <b>Erstatt ordet.</b> Velg ett av de foreslåtte ordene, eller skriv bokstaver. <b>Slett ordet.</b> Velg backspace. <b>Flytt markøren.</b> Bruk høyre og venstre pil i redigeringsmenyen, og skriv for å sette inn tekst.</li><li>3 Velg <b>X</b> for å lukke redigeringsmenyen.</li></ol>



# TD Talk – kommunikasjonstips (forts.)


## Tips

### Bruk kun tegnsetting og store bokstaver når det forbedrer meldingen din.

Punktum og store bokstaver krever tid og innsats å skrive. De utgjør ingen forskjell i hvordan meldingen din leses opp, med mindre punktumene deler opp setninger i et avsnitt.

### Benytt deg av ordprediksjonen.

Ordprediksjon lærer av det du skriver, og kan gjøre kommunikasjonen din raskere.



## Prøv det

- Bruk ? eller ! for å få meldingene dine til å høres ut som spørsmål eller utrop.
- Komma setter inn en pause i setningen. Bruk komma for å fremheve noe, eller for å justere tempoet.
- Store bokstaver betyr noe rent visuelt sett, men det endrer ikke hvordan et ord uttales. TD Talk lager automatisk stor bokstav på første bokstav i setningen for deg. Ellers trenger du ikke å tenke på store bokstaver, med mindre noen skal lese meldingen din.

- 1 Når du begynner å skrive et ord, titt på ordprediksjonsknappene for å se om ordet du vil skrive er der.
- 2 Gjenta for hver 2.–3. bokstav.
- 3 Hvis du oppdager at du velger mens du leser de foreslåtte ordene, uten at det er med vilje, kan du øke dweetiden for ordprediksjon i *TD Talk > Innstillinger > Tastatur*.

# TD Talk – kommunikasjonstips (forts.)


Tips	Prøv det
<p><b>Skriv som du snakker.</b></p> <p>Talespråk er annerledes enn den formelle grammatikken i skriftspråket. Bruk delvise setninger og uformell grammatikk som gjenspeiler måten du snakker på.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ «Vil du gå?»</li><li>▪ «Jeg kunne gjort det vet du men nei takk.»</li><li>▪ «Neste gang.»</li></ul>
<p><b>Bruk fraseprediksjon.</b></p> <p>Fraseprediksjon lærer seg hvordan du setter sammen ord, og forutsier hva du ønsker å si basert på bruksfrekvens. Jo mer du snakker med TD Talk, desto bedre blir fraseprediksjonen, slik at du kan si det du vil raskere og med mindre innsats.</p>  <p>The screenshot shows a mobile app interface with a dark theme. At the top, there are four buttons: 'Ja', 'Vent litt, jeg s...', 'Jeg trenger hj...', and 'Nei'. Below these is a text input field containing the word 'Tutter' followed by a small icon. This input field is highlighted with a red rectangular box. Below the input field is a keyboard with various keys, including 'med', 'ikke', 'og', 'i', and a numeric keypad '123?'. The keyboard also shows standard letters and symbols.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Titt på meldingsvinduet etter hvert ord for å se om TD Talk har predikert en frase.</li><li>2 Hvis den predikerte frasen er det du vil si, fest blikket på det siste ordet i prediksjonen for å godta.</li><li>3 Hvis den predikerte frasen ikke er det du vil si, fortsett å skrive.</li></ol>

# TD Talk – kommunikasjonstips (forts.)

## Tips

### Hurtigmeldinger er ofte det raskeste kommunikasjonsalternativet.

Bruk disse redigerbare meldingene for å uttrykke umiddelbare behov, holde tritt med samtaler og forbedre hva du vil si på forhånd til hendelser som legebesøk, presentasjoner og familiesammenkomster.



### Gi deg selv tid til å lære.

Øyestyring er en ferdighet. Å kommunisere med TD Talk vil bli mer og mer automatisk med tid og bruk.

## Prøv det

- 1 Velg Flere hurtigmeldinger, og deretter Rediger hurtigmeldinger.
- 2 Velg hurtigmeldingen du vil redigere, og skriv meldingen din med tastaturet.
- 3 Velg Lagre, og gå tilbake til hovedtastaturet ditt.

- 1 Bli bedre på øyestyring ved å justere innstillingene dine idet ferdighetene dine utvikler seg.
- 2 Bruk øvelsesideene i neste del for å fokusere på individuelle ferdigheter.





# TD Talk – øvelsesideer

## 1 Øv på å pause og gjenoppta øyestyring.

Se nedenfor øyestyriingsenheten for å åpne menyen utenfor skjermen, og velg deretter av/på-knappen for pause øyestyring. Gjenta de samme trinnene for å gjenoppta øyestyriingen. Prøv det flere ganger.

## 2 Øv på å skrive som du snakker.

Setningene nedenfor kan brukes i formell skriftlig kommunikasjon. Hvordan ville du sagt dem i uformell samtale?

- La oss sette av litt tid i dag til å snakke om økonomi.
- Jeg ønsker deg alt godt.
- Jeg håper du har hatt det bra de siste månedene.

Tenk på fraser som du ofte bruker i samtaler. Eksemplene nedenfor kan hjelpe deg med å identifisere noen. Skriv dem inn i TD Talk.

### Utrop

Sykt! Så interessant. Seriøst?!

### Fyllord eller -fraser

... liksom ..., eh ..., jeg mener, du vet, ... hvis det gir mening, ... og så videre.

### Regionale ord og fraser

Det er styggvarmt. Kjem dekk? Det var løye.

## 3 Eksperimenter med tegnsetting og store bokstaver.

Skriv de følgende setningene, og lytt til forskjellene med og uten tegnsetting og store bokstaver. Denne aktiviteten vil hjelpe deg med å legge merke til når det er verdt å legge til tegnsetting og stor bokstav, og når du kan hoppe over det for å spare tid.

	Alternativ 1	Alternativ 2
1	Jeg skal ha på meg skjorte, jeans og jakke.	Jeg skal ha på meg skjorte jeans og jakke.
2	Kan jeg få den	Kan jeg få den?
3	Der borte er Jane.	Der borte er jane.
4	Jøss! Det er helt utrolig!	Jøss, det er helt utrolig
5	Jeg liker det men han liker det ikke.	Jeg liker det, men, han liker det ikke.



# TD Talk – øvelsesideer (forts.)

## 4 Prøv å redigere ord i meldingsvinduet.

Skriv en setning der du legger til en feil med vilje (feilstaving, ett ord for mye eller ett ord som mangler). Rediger feilen ved å se på ordet i meldingsvinduet.

## 5 Spar tid med ordprediksjon.

Skriv «Jeg må dra innom kaffebaren i morgen tidlig», uten å bruke ordprediksjon. Skriv deretter den samme setningen igjen, med ordprediksjon. Sammenlign tiden og innsatsen det krevde.

## 6 Prøv å bruke fraseprediksjon.

Skriv en av setningene nedenfor, og si dem deretter høyt fem ganger med TD Talk. Dette gjør at setningen blir lagt til i ditt frasesett. Tøm meldingsvinduet, og begynn å skrive den samme setningen igjen. Du vil se frasen foreslått. Se på det siste ordet i den foreslåtte frasen for å velge den, og les den deretter opp.

- Jeg heter [ditt navn].
- Adressen min er [din adresse].
- [Persons navn] er min [relasjon].
- Jeg jobber (eller jobbet) hos [arbeidsgiver] som [stillingstittel].
- Jeg bruker denne maskinen for å kommunisere, og jeg forstår alt du sier.

## 7 Bruk og rediger hurtigmeldinger.

Finn hurtigmeldinger som du kan bruke i følgende scenarier:

- Når noen forteller en vits.
- Hvis noen spør om du likte en film eller TV-serie.
- Når du trenger noe med én gang.
- Hvis noen begynner å snakke mens du skriver en melding.
- Når du vil ha mer informasjon i løpet av en interaksjon.

Rediger en hurtigmelding basert på hva du ville sagt i situasjonene nedenfor.

- Dele bekymringer med, eller stille spørsmål til legen eller terapeuten din.
- Fortelle en venn eller et familiemedlem om hva som har foregått i det siste.
- Gi instruksjoner til din assistent.



# AssistiveTouch – bruk av apper

Når du er klar for å begi deg ut av TD Talk, bruker du AssistiveTouch for å få tilgang til de andre appene på iPad-en din. Innstillingene og adferden for øyestyring i AssistiveTouch er forskjellige fra de i TD Talk, så det er mulig du må justere på innstillingene i iPad-ens operativsystem.

## Omvisning



### AssistiveTouch-knapp

Åpner AssistiveTouch-menyen. AssistiveTouch-knappemenyen svever oppå annet skjerminnhold, og kan flyttes på ved behov.

### AssistiveTouch-menyen

Navigasjonsverktøy tilgjengelig med øyestyring, som gjør at du kan trykke, justere volumet, bytte mellom apper og mer ved hjelp av øynene dine.



**Merk:** Ta en titt på kortene om justering av øyestylingen hvis du opplever utfordringer med bruken av AssistiveTouch.

## 1 Bytt til AssistiveTouch fra TD Talk.

Du skal bruke AssistiveTouch til å navigere utenfor TD Talk. Den vil slås av automatisk når du åpner TD Talk igjen.

- Fra TD Talk-tastaturet, se nedenfor øyestyriingsenheten for å åpne menyen utenfor skjermen, og velg deretter AssistiveTouch av/på. Pekeren (grå sirkel) vil vises på skjermen og følge blikket ditt.
- Se på AssistiveTouch-menyknappen frem til AssistiveTouch-menyen åpnes.
- Se på Hjem i AssistiveTouch-menyen frem til hjemskjermen åpnes.



AssistiveTouch av/på



AssistiveTouch-menyen




# AssistiveTouch – bruk av apper (forts.)

## 2 Ta en pause når du trenger det.

Sett øyestyingsenheten på pause når du skal lese eller hvile, og gjenoppta øyestyringen når du vil.

- Se på **AssistiveTouch-menyknappen** for å åpne AssistiveTouch-menyen.
- Se på **Sett dvel på pause** for å pause.
- Gjenta trinnene over for å gjenoppta øyestyringen.



Sett dvel på pause

## 3 Bruk iPad-en med øynene dine.

- Trykk og skroll er tilgjengelig i AssistiveTouch-menyen på øverste nivå. Andre berøringsbevegelser, slik som hold og dra, langt trykk og dobbeltrykk finner du under Tilpasset i AssistiveTouch-menyen.
- For å skrolle, velg **AssistiveTouch-menyknappen**, deretter **Skroll** og **skrolleretningen**. Så plasserer du pekeren på det området av skjermen der du ønsker å skrolle.
- AssistiveTouch går tilbake til trykk etter at du har utført en annen handling slik som pause eller skroll. Du kan endre handlingen den går tilbake til, eller fjerne den helt, i *iPad OS-innstillinger > Tilgjengelighet > Berøring > AssistiveTouch > Tilbakefallshandling*.

## 4 Flytt AssistiveTouch-knappen.

Du kan måtte flytte AssistiveTouch-knappen rundt på skjermen for at den ikke skal være i veien. Velg **Flytt meny** i AssistiveTouch-menyen, og fest deretter blikket på skjermen der du ønsker at AssistiveTouch-menyen skal være.





## 5 Velg passende apper.

Still deg selv disse spørsmålene når du vurderer hvilke apper du skal bruke med øyestyring:

- Har du ferdighetene (f.eks. trykk, skroll, langt trykk) du trenger for å bruke appen?
- Hvis du ikke har de nødvendige ferdighetene, er appen fin til å øve og bygge ferdigheter med?
- Er appen av høy interesse? Når du er motivert, er det mer sannsynlig at du vil jobbe hardere og ikke gi deg i møte med apper som er vanskelige å navigere.
- Er det innstillinger i iPad OS eller TD CoPilot som kan bidra til å gjøre appen mer tilgjengelig med øyestyring? Se kortene om justering av øyestyringen for mer informasjon.
- Kan du konfigurere innstillingene i appen for å imøtekomme dine nåværende ferdigheter? Dette kan inkludere å endre fra stående til liggende format, endre på responstiden eller timeout-innstillinger i spill, erstatte komplekse handlinger (velg og dra) med enklere handlinger (velg) eller visning av færre valg på skjermen.



# AssistiveTouch – øvelsesideer

Øvelsesidé	Prøv det
<p><b>Slå på AssistiveTouch fra TD Talk.</b></p>  <p>Øv på å navigere mellom TD Talk og hjemskjermen ved hjelp av AssistiveTouch.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 I TD Talk, se nedenfor øyestyringsenheten for å åpne menyen utenfor skjermen.</li><li>2 Velg AssistiveTouch.</li><li>3 Velg AssistiveTouch-menyknappen, og velg deretter Hjem.</li></ol>
<p><b>Ta en pause ved hjelp av Pause/fortsett dvel.</b></p>  <p>Slå av dveivalg midlertidig, slik at du kan lese, se på en video eller bare slappe av.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Velg AssistiveTouch-menyknappen, og velg deretter Sett dvel på pause.</li><li>2 Se rundt på skjermen og legg merke til at dveivalg er deaktivert.</li><li>3 Velg AssistiveTouch-menyknappen, og velg deretter Fortsett dvel.</li></ol>
<p><b>Skroll med øynene.</b></p>  <p>Du kan bruke øynene dine til å skrolle på nettsider, i menyer, lister, apper og mer. Følg trinnene til høyre for å forsøke å skrolle i Innstillinger-appen på iPad OS.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Velg iPad OS-innstillinger.</li><li>2 Velg AssistiveTouch-menyknappen, deretter Skroll, og deretter Skroll ned.</li><li>3 Velg vinduet med iPad OS-innstillinger for å skrolle gjennom innstillingene.</li></ol> <p> <b>Merk:</b> AssistiveTouch går tilbake til trykk etter at du har brukt en annen handling slik som skroll. Hvis du vil skrolle igjen, gjenta trinn 2 og 3 over.</p>



# AssistiveTouch – øvelsesideer (forts.)

Øvelsesidé	Prøv det
<p><b>Flytt AssistiveTouch-menyknappen.</b></p>  <p>Noen ganger kan AssistiveTouch-menyknappen være i veien. Du kan flytte på AssistiveTouch-menyknappen når du vill!</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Velg AssistiveTouch-menyknappen, og velg deretter Flytt meny.</li><li>2 Se på området på skjermen der du ønsker å plassere AssistiveTouch-menyknappen.</li><li>3 Fest blikket i den angitte dveletiden for å feste AssistiveTouch-menyknappen på det stedet.</li></ol>
<p><b>Prøv App Switcher.</b></p>  <p>Den raskeste måten å navigere mellom apper som kjører på TD Pilot på er å bruke App Switcher.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Velg AssistiveTouch-menyknappen, og velg deretter App Switcher.</li><li>2 Du ser alle appene som nå kjører på din TD Pilot. Velg en app for å gå til den.</li></ol> <p><b>i Merk:</b> Hvis du ikke ser appen du ser etter i App Switcher, betyr det at den appen ikke er åpen. Gå til hjemskjermen og velg appikonet for å åpne den.</p>



# Stativ og plassering


## Sikre at du alltid har et stødig underlag.

Begynn med posisjonere og kalibrere på nytt hver eneste gang før du gjør ytterligere feilsøking. De fleste øyestyingsproblemer kan løses eller forbedres gjennom disse kritiske trinnene.

- Brillen er på, og rengjør ved behov.
- Plasser enheten for å passe til brukeren i deres komfortable stilling. Bruk Styringsstatus for å sjekke at plasseringen er korrekt.



**Merk:** For å åpne Styringsstatus, åpne TD CoPilot fra hjemskjermen, eller spør en partner om å trykke på Styringsstatus-knappen til venstre for partnervinduet på baksiden av TD Pilot-enheten.



- TD Pilot skal plasseres i øyehøyde. De fleste brukere må ha TD Pilot plassert høyere enn bordplaten når de sitter ved et bord eller en pult.
- Kalibrer på nytt for å tilpasse til endringer som skjer i løpet av dagen, slik som belysningen i omgivelsene, kroppsstilling, tretthet og øyerespons (potensielt på grunn av medisiner eller tørrhet).



# Justering av øyestyringen

Se på de følgende problemene. Prøv én eller flere av løsningene. Noen ganger er det en kombinasjon som hjelper.

Problem	Løsninger
Øyestyriingsenheten oppdager ikke øynene.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sjekk at TD Pilot er ladet opp og slått på.</li><li>▪ Pass på at AssistiveTouch er aktivert (følg oppsettsprosedyren i kom i gang-veiledningen for TD Pilot).</li><li>▪ Sjekk at kabelen som kobler sammen TD Pilot-enheten med iPad-en er plugget inn skikkelig.</li><li>▪ Sjekk posisjonen av enheten og brukeren.</li><li>▪ Se informasjon om gjenskinn fra briller.</li></ul>
Nøyaktigheten er ikke bra.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sjekk posisjonen av enheten og brukeren, og kalibrer deretter på nytt.</li><li>▪ Se gjennom løsningene på problemene angitt nedenfor. Flere enn én kan gjelde.</li></ul>
Nøyaktigheten blir dårligere over tid.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kalibrer på nytt. Husk å sjekke posisjonen først.</li><li>▪ Se bort eller lukk øynene et øyeblikk for å fokusere på nytt.</li><li>▪ Demp lysstyrken på skjermen: <i>iPad OS-innstillinger &gt; Skjerm og lysstyrke</i></li><li>▪ Øk tekststørrelsen for å gjøre tekstbaserte mål større: <i>iPad OS-innstillinger &gt; Skjerm og lysstyrke &gt; Tekststørrelse</i></li><li>▪ Se «Opplever slitne eller tørre øyne» nedenfor.</li></ul>
Gjenskinn fra briller ser ut til å forstyrre.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vask brillene.</li><li>▪ Begrens eller fjern lys som kommer fra bak personen som bruker enheten.</li><li>▪ Hvis brukeren bruker progressive briller, prøv å posisjonere enheten for å utnytte den delen av brilleglassene som er ment for skjermbruk.</li></ul>





# Justering av øyestyringen (forts.)

Problem	Løsninger
Pekerresponsen er treg.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gjør innstillingen for responsivitet høyere: <i>TD CoPilot &gt; Innstillinger &gt; AssistiveTouch</i></li></ul>
Vanskeligheter med å holde dweetiden i tilstrekkelig tid.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gjør dweetiden kortere: <i>TD Talk &gt; Innstillinger &gt; Tastatur</i> <i>TD Talk &gt; Innstillinger &gt; Aktivering</i> <i>iPad OS-innstillinger &gt; Tilgjengelighet &gt; Berøring &gt; AssistiveTouch &gt; Dvelekontroll – sekunder</i></li><li>▪ Gjør bevegelsestoleransen høyere: <i>iPad OS-innstillinger &gt; Tilgjengelighet &gt; Berøring &gt; Assistive Touch</i></li><li>▪ Gjør innstillingen for responsivitet lavere: <i>TD CoPilot &gt; Innstillinger &gt; AssistiveTouch</i></li></ul>
Valg skjer for raskt, eller utilsiktet.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gjør dweetiden lengre i TD Talk og/eller AssistiveTouch: <i>TD Talk &gt; Innstillinger &gt; Tastatur</i> <i>TD Talk &gt; Innstillinger &gt; Aktivering</i> <i>iPad OS-innstillinger &gt; Tilgjengelighet &gt; Berøring &gt; AssistiveTouch &gt; Dvelekontroll – sekunder</i></li><li>▪ Gjør bevegelsestoleransen lavere: <i>iPad OS-innstillinger &gt; Tilgjengelighet &gt; Berøring &gt; Assistive Touch</i></li></ul>
Pekeren hopper eller glir.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gjør innstillingen for responsivitet lavere: <i>TD CoPilot &gt; Innstillinger &gt; AssistiveTouch</i></li><li>▪ Fjern farge fra pekeren: <i>iPad OS-innstillinger &gt; Tilgjengelighet &gt; Pekerkontroll &gt; Farge</i></li><li>▪ Juster størrelsen på pekeren: <i>iPad OS-innstillinger &gt; Tilgjengelighet &gt; Pekerkontroll</i></li></ul>



# Justering av øyestyringen (forts.)

Problem	Løsninger
Kan ikke se pekeren.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Endre størrelse og farge på pekeren, slik at den skiller seg ut: <i>iPad OS-innstillinger &gt; Tilgjengelighet &gt; Pekerkontroll</i></li></ul>
AssistiveTouch-menyknappen er forstyrrende eller distraherende.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Flytt på AssistiveTouch-menyknappen.</li><li>▪ Gjør AssistiveTouch-menyknappens ugjennomsiktighet ved inaktivitet lavere: <i>iPad OS-innstillinger &gt; Tilgjengelighet &gt; Berøring &gt; AssistiveTouch</i></li></ul>
Følelse av reisesyke/ kvalme.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Demp lysstyrken på skjermen: <i>iPad OS-innstillinger &gt; Skjerm og lysstyrke</i></li><li>▪ Fjern farge fra pekeren: <i>iPad OS-innstillinger &gt; Tilgjengelighet &gt; Pekerkontroll</i></li><li>▪ Aktiver innstillingen Reduser bevegelse: <i>iPad OS-innstillinger &gt; Tilgjengelighet &gt; Bevegelse</i></li><li>▪ Aktiver innstillingen Bruk krysstoningsoverganger: <i>iPad OS-innstillinger &gt; Tilgjengelighet &gt; Bevegelse</i></li></ul>
Opplever slitne eller tørre øyne.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ta pauser.</li><li>▪ Reduser lysstyrken: <i>iPad OS-innstillinger &gt; Skjerm og lysstyrke</i></li><li>▪ Gjør teksten større: <i>iPad OS-innstillinger &gt; Skjerm og lysstyrke &gt; Tekststørrelse</i></li><li>▪ Kontakt lege.</li></ul>
Øynene beveger seg ikke sammen (strabismus).	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Identifiser det dominante øyet, og kalibrer kun med det.</li><li>▪ Kontakt lege.</li></ul>
Ufrivillige øyebegivelser (nystagmus).	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Plasser enheten på nytt for å se om det finnes et område i synsfeltet der nystagmus-bevegelsene dempes.</li></ul>



# Ofte stilte spørsmål

## **Kan jeg bruke AssistiveTouch i TD Talk?**

Ja det kan du, men det trenger du ikke. Knappene i TD Talk er som magneter. Når du flytter blikket nær en knapp i TD Talk, så trekkes pekeren mot knappen. Dette hjelper deg med å være mer nøyaktig, og reduserer innsatsen som kreves. Slå på AssistiveTouch når du vil gå ut av TD Talk for å bruke andre apper.

## **Jeg sliter med øyestylingen. Hva kan jeg gjøre?**

Det er flere ting du kan gjøre for å forbedre øyestylingen din.

- Se gjennom informasjonen på kortene om justering av øyestylingen. Prøv å posisjonere deg på nytt, eller å kalibrere på nytt, før du begynner å endre på innstillingene.
- Sjekk ut ressursene på baksiden av dette kortet.
- Kontakt terapeuten eller organisasjonen som hjalp deg med å skaffe deg enheten din.

## **Hvordan fungerer TD Talks fraseprediksjon?**

TD Talks fraseprediksjon er basert på hyppighet. Fraser du har sagt flere ganger før foreslås når du begynner å skrive begynnelsen av frasen. Den foreslår som regel delvise setninger (f.eks. Jeg skal til, Hva vil du), og ikke hele setninger (f.eks. Jeg skal til butikken, Hva vil du ha i kaffen din?), fordi delsetninger ofte brukes i flere typer situasjoner og gjør at du ikke må redigere så ofte.



# Flere ressurser

Skann QR-kodene eller bruk lenkene.



**Tobii Dynavox**

[no.tobiidynavox.com](https://no.tobiidynavox.com)



**Apple**

[apple.com/no/accessibility](https://apple.com/no/accessibility)



**myTobiiDynavox**

[mytobiidynavox.com](https://mytobiidynavox.com)



**TD Community**

[qrco.de/fbnnbno](https://qrco.de/fbnnbno)



**Støttesiden for  
TD Talk**

[qrco.de/TalkHelpNO](https://qrco.de/TalkHelpNO)



**Brukerveiledning for  
TD Pilot**

[qrco.de/PilotDocs](https://qrco.de/PilotDocs)



**Dokumentasjon**

*TD CoPilot >  
Innstillinger > Hjelp*



**Teknisk støtte for Norge**

55 55 10 60

