



TD Talk en AssistiveTouch

Trainingskaarten



De TD Talk app laat u deelnemen aan persoonlijke conversaties.




AssistiveTouch geeft u toegang tot andere apps.

Inhoud

- 1** TD Talk - Rondleiding
- 2** TD Talk - Communicatietips
- 3** TD Talk - Communicatietips (vervolg)
- 4** TD Talk - Oefenideeën
- 5** AssistiveTouch - Apps gebruiken
- 6** AssistiveTouch - Oefenideeën
- 7** Montage en Positionering & Verfijnen Oogbesturing
- 8** Verfijning Oogbesturing (vervolg)
- 9** Veelgestelde Vragen & Aanvullende bronnen

TD Talk - Rondleiding

TD Talk is ontworpen voor snelle, face-to-face communicatie. Gebruik deze app wanneer u met anderen interactie hebt.



1 Snelberichten

Vooraf opgestelde berichten die onmiddellijk uitgesproken worden wanneer u ze selecteert.

2 Meer Snelberichten

Open de pagina Snelberichten om uw Snelberichten uit te laten spreken of te bewerken.

3 Berichtenvenster

Bekijk en bewerk de tekst die u hier zou willen zeggen.

4 Spreken

Spreek de tekst uit in het Berichtenvenster u kan ook het uitspreken pauzeren en hervatten.

5 Wissen

Wis alle tekst in het Berichtenvenster.

6 Zinsvoorspelling

TD Talk leert van wat u typt en gebruikt die informatie om zinnen te voorspellen. De voorspelling is gebaseerd op frequentie en maakt communicatie sneller en persoonlijker.

7 Woord verwijderen

Verwijdert het woord links van de cursor.

8 Woordvoorspelling

Voorspelt automatisch woorden, gebaseerd op wat u tot nu toe getypt hebt.

9 Backspace


Verwijdert het teken links van de cursor.

10 Taal Veranderen

Schakelt tussen de talen die u spreekt.



TD Talk - Rondleiding (vervolg)



1 Offscreenmenu

Kijk onder de oogbesturing (eyetracker) om dit menu te tonen met Pauze/Hervatten, Meer, en AssistiveTouch.

2 AssistiveTouch Schakelaar

Zet AssistiveTouch aan. Gebruik AssistiveTouch om naar het startscherm en al uw andere apps te gaan.

3 Meer

Ga naar het Dashboard en Instellingen.

4 Pauze/Hervatten Oogbesturing

Schakelknop om oogbesturing tijdelijk te pauzeren en te hervatten.



TD Talk - Communicatietips

Deze tips kunnen je helpen om TD Talk met succes te gebruiken.

Tip	Probeer het
<p>Neem regelmatig een pauze van de oogbesturing.</p> <p>Pauzeer de oogbesturing wanneer u niet aan het praten bent en ga er mee door wanneer u klaar bent om te praten.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Kijk onder de oogbesturing (eyetracker) om het offscreenmenu te openen.2 Selecteer Pauze. Oogbesturing is gepauzeerd.3 Herhaal de stappen hierboven om oogbesturing te hervatten.
<p>Bewerk berichten direct in het Berichtenvenster.</p> <p>Corrigeer, verwijder, of voeg woorden toe, waar dan ook in het Berichtenvenster met behulp van het Menu Bewerken.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1 Kijk naar de plaats in de zin waar u iets wilt bewerken. Er verschijnt een onderstreping onder het woord en dan verschijnt het Menu Bewerken.2 Wanneer een woord is gemarkeerd, kunt u het volgende doen: Het woord vervangen. Selecteer één van de voorspelde woorden of type letters. Verwijder het woord. Selecteer backspace. Verplaats de cursor. Gebruik de pijltus naar links en rechts in het Menu Bewerken om de cursor te verplaatsen, en vervolgens typt u om tekst in te voegen.3 Selecteer X om het Menu Bewerken te sluiten.



TD Talk - Communicatietips (vervolg)

Tip	Probeer het
<p>Gebruik alleen interpunctie en hoofdletters wanneer het uw boodschap verbetert.</p> <p>Punten en hoofdletters kosten tijd en moeite om te typen. Ze maken geen verschil in hoe uw bericht wordt uitgesproken tenzij de punten zinnen in een paragraaf scheiden.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Gebruik ? of ! om uw bericht als een vraag of uitroep te laten klinken.▪ Komma's zorgen voor een pauze in een zin. Gebruik komma's voor nadruk en snelheidsbepaling.▪ Hoofdletters voegen visuele impact toe, maar veranderen niet hoe een woord wordt uitgesproken. TD Talk maakt automatisch van de eerste letter in een zin een hoofdletter voor u. Voor het overige, type geen hoofdletters tenzij iemand uw bericht leest.
<p>Benut woordvoorspelling.</p> <p>Woordvoorspelling leert van wat u typt en kan uw communicatie versnellen.</p>  A screenshot of a mobile keyboard interface. At the top, there are four buttons: 'Ja', 'Wacht alstubl...', 'Ik heb hulp n...', and 'Nee'. Below these is a search bar containing the text 'Tot later'. Underneath the search bar, four word suggestions are displayed: 'ziens', 'morgen', 'in', and 'volgende'. These suggestions are highlighted with a red rectangular box. The rest of the keyboard is visible, showing standard QWERTY keys and function keys like 'A.E.O.', '123.', and 'Enter'.	<ol style="list-style-type: none">1 Wanneer u een woord begint te typen, kijk dan naar de woordvoorspellingsknoppen om te zien of het woord dat u wilt er tussen staat.2 Herhaal dit elke 2 - 3 letters.3 Als u merkt dat u per ongeluk een woord selecteert terwijl u de voorspelde woorden aan het lezen bent, verhoog dan de dweltijd voor woordvoorspelling in <i>TD Talk > Instellingen > Toetsenbord</i>.



TD Talk - Communicatietips (vervolg)


Tip	Probeer het
<p>Type zoals u praat. Gesproken taal verschilt van de meer formele grammatica van geschreven taal. Gebruik gedeelten van zinnen en informele grammatica die uw spreken weerspiegelen.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ “Wilt u gaan?”▪ “Ik zou het kunnen, maar nee bedankt.”▪ “Volgende keer.”
<p>Gebruik zinsvoorspelling. Zinsvoorspelling leert hoe u woorden samenvoegt en voorspelt wat u wilt zeggen op basis van frequentie van gebruik. Hoe meer u spreekt met TD Talk, hoe beter de zinsvoorspelling wordt zodat u sneller en gemakkelijker kan zeggen wat u wilt.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1 Kijk naar het Berichtenvenster na elke woord of na elke twee woorden om te zien of TD Talk een zin heeft voorspeld.2 Als de voorspelde zin is wat u wilt, fixeer dan uw blik op het laatste woord van de voorspelling om het te voorspellen.3 Als de voorspelde zin niet is wat u wilt, ga dan door met typen.

TD Talk - Communicatietips (vervolg)

Tip

Snelberichten zijn vaak de snelste manier van communicatie.

Gebruik deze aanpasbare berichten om onmiddellijke behoeften te uiten, om de conversatie gaande te houden, en om van te voren voor te bereiden wat u wilt zeggen in gelegenheden zoals doktersbezoek, presentaties, en familiebijeenkomsten.



Gun uzelf de tijd om te leren.

Oogbesturing is een vaardigheid. Communiceren met TD Talk zal steeds automatisch gaan in de loop van de tijd.

Probeer het

- 1 Selecteer Meer Snelberichten, en dan Snelberichten bewerken.
- 2 Selecteer het Snelbericht dat u wilt bewerken en type uw bericht met het toetsenbord.
- 3 Selecteer Bewaren en ga terug naar uw belangrijkste toetsenbord.

- 1 Verfijn uw oogbesturing door het bijstellen van instellingen terwijl uw vaardigheden zich ontwikkelen in de loop der tijd.
- 2 Gebruik de oefenideeën in de volgende sectie om u te richten op individuele vaardigheden.

TD Talk - Oefenideeën

1 Oefen het pauzeren en hervatten van oogbesturing.

Kijk onder de oogbesturing om het offscreenmenu te openen, selecteer dan de knop om Pauze Oogbesturing mee aan en uit te zetten. Herhaal dezelfde stappen om oogbesturing te hervatten. Probeer het een paar keer.

2 Type zoals u praat.

De zinnen hieronder zouden gebruikt kunnen worden in formele geschreven communicatie. Hoe zou u ze in informeel gesproken conversatie zeggen?

- Laten we vandaag wat tijd uittrekken om over financiën te praten.
- Ik wens u het beste.
- Ik hoop dat het u de afgelopen maanden goed vergaan is

Denk na over zinnen die u vaak gebruikt in conversaties. De voorbeelden hieronder kunnen u wellicht helpen om er een aantal te identificeren. Type ze in TD Talk.

Uitroep

Geen denken aan! Dat is interessant. Is dat zo?!

Vulwoorden of vulzinnen

...zoals..., um..., Ik bedoel, weet u, ...als u me kan volgen, ...en wat dan ook.

Regionale woorden en zinnen

Het is snikheet. Komen jullie? Maak de tafel aan kant.

3 Experimenteer met interpunctie en hoofdletters.

Type de volgende zinnen en luister naar het verschil tussen met en zonder interpunctie en hoofdletters. Deze activiteit zal u helpen om op te merken wanneer het de moeite waard is om interpunctie en hoofdletters toe te voegen, en wanneer u dat achterwege kan laten om tijd uit te sparen.

	Optie 1	Optie 2
1	Ik zal een overhemd, spijkerbroek, een een jack dragen.	Ik zal een overhemd spijkerbroek een een jack dragen
2	Mag ik het hebben?	Mag ik het hebben
3	Dat is Jane daar.	Dat is Jane, daar.
4	Wauw! Dat is verbazingwekkend!	Wauw, dat is verbazingwekkend
5	Ik vind het lekker maar hij niet.	Ik vind het lekker, maar, hij niet.



TD Talk - Oefenideeën (vervolg)

4 Probeer woorden te bewerken in het Berichtenvenster

Type een zin in met expres een fout (spellingsfout, een woord toevoegen, of weglaten). Bewerk de fout door te kijken naar het woord in het Berichtenvenster.

5 Spaar tijd uit met woordvoorspelling.

Type "Ik moet naar het restaurant morgenochtend" zonder woordvoorspelling. Type dan de zin nog eens met behulp van woordvoorspelling. Vergelijk de tijd en moeite die het kost.

6 Probeer zinsvoorspelling te gebruiken.

Type één van de zinnen hieronder en spreek ze dan vijf keer hardop uit met TD Talk. Dit zal de zin toevoegen aan uw zinnenverzameling. Maak het Berichtenvenster leeg, en begin dan dezelfde zin nog eens te typen. U zult zien dat de zin voor u voorspeld is. Kijk naar het laatste woord in de voorspelde zin om het te selecteren, en spreek het dan uit.

- Mijn naam is (u naam).
- Mijn adres is (u adres).
- [Persoon's naam] is mijn [type relatie].
- Ik werk (of werkte) bij [werkgever] als een [functiebenaming].
- Ik gebruik dit apparaat om te communiceren en ik begrijp alles wat u zegt.

7 Gebruik en Bewerk Snelberichten.

Vind Snelberichten die u zou kunnen gebruiken in de volgende scenario's.

- Wanneer iemand een mop vertelt.
- Als iemand vraagt of u een film goed vond of een tv-show.
- Wanneer u iets direct nodig hebt.
- Als iemand begint te praten terwijl u nog een bericht aan het typen bent.
- Wanneer u meer informatie wilt tijdens een interactie.

Bewerk een Snelbericht gebaseerd op wat u zou zeggen in onderstaande situaties.

- Deel zorgen of stel vragen op voor uw dokter of therapeut.
- Vertel een vriend of familielid wat u gedaan heeft de laatste tijd.
- Geef instructies aan uw verzorger.



AssistiveTouch - Apps gebruiken

Wanneer u klaar bent om zich buiten TD Talk te begeven, zal u AssistiveTouch gebruiken om naar andere apps te gaan op uw iPad. De AssistiveTouch oogbesturingsinstellingen en -gedragingen zijn verschillend van die in TD Talk, dus u moet aanpassingen maken in de iPadOS Instellingen.

Rondleiding



AssistiveTouch-knop

Opent het Menu AssistiveTouch. Het menu met de AssistiveTouch-knoppen zweeft boven andere scherm inhoud en kan naar behoefte worden verplaatst.

Menu AssistiveTouch

Navigatietools die te gebruiken zijn met oogbesturing die u laten tikken, vegen, het volume aanpassen, schakelen tussen apps, en meer, met behulp van uw ogen.



Opmerking: Zorg ervoor dat u kijkt naar de Verfijning Oogbesturingskaarten als u moeite heeft met het gebruik van AssistiveTouch.

1 Schakel naar AssistiveTouch van TD Talk.

U zult AssistiveTouch gebruiken om u buiten TD Talk te begeven. Het zal automatisch uitschakelen wanneer u TD Talk weer opent.

- Van het TD Talk toetsenbord kijkt u onder de oogbesturing om het offscreenmenu te openen, en dan selecteert u de AssistiveTouch schakelaar. De aanwijzer (grijze cirkel) zal op het scherm verschijnen en uw blik volgen.
- Kijk naar de menuknop AssistiveTouch totdat het Menu AssistiveTouch opent.
- Kijk naar de Startpagina in het Menu AssistiveTouch totdat de Startpagina verschijnt.



AssistiveTouch aan/uit



Menu AssistiveTouch.




AssistiveTouch - Apps gebruiken (vervolg)

2 Neem een pauze wanneer dit nodig is.

Pauzeer de oogbesturing om te lezen of uit te rusten, en hervat dan weer de oogbesturing wanneer u wilt.

- Kijk naar de **AssistiveTouch menuknop** om het Menu AssistiveTouch te openen.
- Kijk naar **Pauseren** om te pauseren.
- Herhaal de stappen hierboven om oogbesturing te hervatten.



Pause Dwell

3 Het gebruik van iPad met uw ogen.

- Tikken en scrollen zijn beschikbaar in het menu AssistiveTouch en zichtbaar bij het openen. Andere aanrakingsacties zoals Houden en Slepen, Lang Indrukken, en Dubbeltikken kunt u vinden onder Aangepast in het Menu AssistiveTouch.
- Om te scrollen selecteert u de **menuknop AssistiveTouch**, dan **Scrol**, en de **scrolrichting**. Plaats vervolgens uw aanwijzer in het gebied van het scherm waar u wilt scrollen.
- AssistiveTouch valt terug op Tikken nadat u een andere actie doet zoals pauseren of scrollen. U kunt de actie waar het op terugvalt veranderen of helemaal verwijderen in *iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Aanraken > AssistiveTouch > Terugvalacite*.

4 Verplaats de AssistiveTouch-knop.

U moet misschien de AssistiveTouch-knop rond het scherm verplaatsen om ervoor te zorgen dat het niet in de weg zit. Selecteer **Verplaats menu** in het Menu AssistiveTouch, houd dan uw blik op het scherm waar u de menuknop AssistiveTouch wilt hebben.





5 Kies de juiste apps.

Vraag u zelf de volgende vragen wanneer u erover denkt om apps te gebruiken met oogbesturing.

- Heeft u de vaardigheden (bv. Tikken, Scrollen, Lang Indrukken) die nodig zijn om de app te gebruiken?
- Als u niet de benodigde vaardigheden heeft, is de app dan een goede manier om die vaardigheden te oefenen en op te bouwen?
- Is de app zeer interessant? Wanneer u gemotiveerd bent zult u waarschijnlijk harder werken en langer doorgaan wanneer u moeilijke apps probeert te gebruiken met behulp van oogbesturing.
- Zijn er instellingen in iPadOS of TD CoPilot die u kunnen helpen om de app toegankelijker te maken met oogbesturing? Zie de Verfijning Oogbesturingskaarten voor meer informatie.
- Kunt u instellingen configureren binnen de app om uw huidige vaardigheden tegemoet te komen? Dit kan gaan om het overschakelen van portret naar landschap, het wijzigen van de responstijd of time-outinstellingen in spellen, het vervangen van complexe taken (selecteren en slepen) door meer eenvoudige (selecteren), of het weergeven van minder keuzemogelijkheden op het scherm.



AssistiveTouch - Oefenideeën

Oefenidee	Probeer het
<p>Zet AssistiveTouch aan van TD Talk.</p>  <p>Oefen het navigeren tussen TD Talk en het Beginscherm met behulp van AssistiveTouch.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Kijk in TD Talk onder de oogbesturing om het offscreenmenu te openen.2 Selecteer AssistiveTouch.3 Selecteer de menuknop AssistiveTouch, en dan het Beginscherm.
<p>Neem een pauze met behulp van Pauze/Hervatten.</p>  <p>Doe tijdelijk de selectie met behulp van oogbesturing uit zodat u kan lezen, een video kan bekijken of gewoon relaxen.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Selecteer de menuknop AssistiveTouch, en dan Pauze.2 Kijk rond op het scherm en merk op dat Dwell-selectie staat uitgeschakeld.3 Selecteer de menuknop AssistiveTouch, en dan Dwell Hervatten.
<p>Scroll met uw ogen.</p>  <p>U kunt uw ogen gebruiken om te scrollen in webpagina's, menu's, lijsten, apps en nog meer. Volg de stappen die rechts getoond worden om te proberen in de iPadOS Instellingen app te scrollen.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Selecteer iPadOS Instellingen.2 Selecteer de menuknop AssistiveTouch, dan Scrol, en Scrol naar Beneden.3 Selecteer in het iPadOS Instellingenvenster om naar beneden te scrollen door de instellingen. <p> Opmerking: AssistiveTouch valt terug op Tikken nadat u iets anders doet, zoals scrollen. Als u weer wilt scrollen herhaalt u stappen 2 en 3 van hierboven.</p>



AssistiveTouch - Oefenideeën (vervolg)

Oefenidee	Probeer het
<p>Verplaats de menuknop AssistiveTouch.</p>  <p>Soms zal de menuknop AssistiveTouch in de weg zitten. u kan de menuknop AssistiveTouch altijd verplaatsen!</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Selecteer de menuknop AssistiveTouch, en dan het Menu Verplaatsen.2 Kijk naar de plaats op het scherm waar u de menuknop AssistiveTouch zou willen hebben.3 Houd uw blik vast gedurende de dweltijd om de menuknop AssistiveTouch daar neer te zetten.
<p>Probeer de App-schakelaar.</p>  <p>De snelste manier van navigeren tussen apps die op uw TD Pilot draaien is om de App-schakelaar te gebruiken.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Selecteer de menuknop AssistiveTouch, en dan de App-schakelaar.2 U zult alle apps zien die momenteel op uw TD Pilot actief zijn. Selecteer een app om er naar toe te gaan. <p>i Opmerking: Als u de app waar u naar zoekt niet ziet in de App-schakelaar, dan is die app op dat moment niet actief. Ga naar het Beginscherm en selecteer de icoon van de app om het te lanceren.</p>

Montage en plaatsing


Controleer altijd of er een goede basis is om te plaatsen.

Voordat u aanvullende probleemoplossing doet, begin met het opnieuw positioneren en kalibreren, elke keer en altijd. De meeste oogbesturingsproblemen worden opgelost of verbeterd gedurende deze twee cruciale stappen.

- Bril op en schoonmaken, indien nodig.
- Plaats het toestel zo dat de persoon in zijn comfortabele positie zit. Gebruik Track Status om te controleren op correcte positionering.



Opmerking: Om Track Status te openen, opent u TD CoPilot van het Beginscherm of vraag u een partner om op de knop Track Status te drukken links van het Partnervenster op de achterkant van het TD Pilot apparaat.



- De TD Pilot moet op ooghoogte gepositioneerd worden. De meeste gebruikers, wanneer ze aan een tafel of bureau zitten, zullen de TD Pilot hoger moeten hebben dan het oppervlakte van de tafel.
- Kalibreer opnieuw om rekening te houden met de veranderingen die zich in de loop van de dag voordoen in omgevingslicht, lichaamshouding, vermoeidheid en oogreactie (mogelijk als gevolg van medicatie of droogte).



Verfijning Oogbesturing

Kijk naar de volgende problemen. Probeer één of meer van de oplossingen. Soms helpt een combinatie van oplossingen.

Probleem	Oplossingen
De oogbesturing detecteert de ogen niet.	<ul style="list-style-type: none">▪ Controleer of de TD Pilot is opgeladen en aanstaat.▪ Zorg ervoor dat AssistiveTouch is ingeschakeld (volg de setup procedure in de TD Pilot Introductiehandleiding).▪ Controleer dat de kabel die het TD Pilot apparaat verbindt met de iPad er goed stevig in zit.▪ Controleer de positie van het apparaat en de persoon.▪ Bekijk de informatie over reflectie van brillen.
De accuratesse is niet goed.	<ul style="list-style-type: none">▪ Controleer de positie van het apparaat en de persoon, en kalibreer dan opnieuw.▪ Bekijk de oplossingen voor de problemen die hieronder staan. Er kunnen meer oplossingen van toepassing zijn.
De accuratesse wordt slechter in de loop van de tijd.	<ul style="list-style-type: none">▪ Opnieuw kalibreren. Denk eraan om de positionering te controleren voordat u opnieuw gaat kalibreren.▪ Kijk weg of doe uw ogen dicht voor een moment om u opnieuw te focussen.▪ Verminder de helderheid van het scherm: <i>iPadOS Instellingen > Scherm en helderheid</i>▪ Vergroot de tekstgrootte om tekstgebaseerde doelen groter te maken: <i>iPadOS Instellingen > Scherm en helderheid > Tekstgrootte</i>▪ Zie “Vermoeide of droge ogen” hieronder.
Reflectie van de bril lijkt te storen.	<ul style="list-style-type: none">▪ Maak de bril schoon.▪ Limiteer of elimineer het licht dat van achter de gebruiker komt.▪ Als de gebruiker multifocale lenzen draagt, kunt u proberen het apparaat zo te plaatsen dat het deel van de lens dat voor computergebruik is bedoeld, optimaal wordt benut.



Verfijning Oogbesturing (vervolg)

Probleem	Oplossingen
De aanwijzer reageert traag.	<ul style="list-style-type: none">▪ Verhoog de instelling van de aanraakgevoeligheid: <i>TD CoPilot > Instellingen > AssistiveTouch</i>
Moeite bij het lang genoeg fixeren.	<ul style="list-style-type: none">▪ Verkorten Dwelltijd: <i>TD Talk > Instellingen > Toetsenbord</i> <i>TD Talk > Instellingen > Activering</i> <i>iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Aanraken > AssistiveTouch > Seconden stilhoudbediening</i>▪ Verhogen Bewegingstolerantie: <i>iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Aanraken > AssistiveTouch</i>▪ Verminder de instelling van de responsiviteit: <i>TD CoPilot > Instellingen > AssistiveTouch</i>
Selecties vinden te snel of per ongeluk plaats.	<ul style="list-style-type: none">▪ Verleng de dwelltijd in TD Talk en/of AssistiveTouch. <i>TD Talk > Instellingen > Toetsenbord</i> <i>TD Talk > Instellingen > Activering</i> <i>iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Aanraken > AssistiveTouch > Seconden Dwelltijd</i>▪ Verlagen Bewegingstolerantie: <i>iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Aanraken > AssistiveTouch</i>
De aanwijzer is springerig of verschuift.	<ul style="list-style-type: none">▪ Verminder de instelling van de aanraakgevoeligheid: <i>TD CoPilot > Instellingen > AssistiveTouch</i>▪ Verwijder de kleur van de Aanwijzer: <i>iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Aanwijzerbediening > Kleur</i>▪ Pas de grootte van de Aanwijzer aan: <i>iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Aanwijzerbediening</i>
Kan de Aanwijzer niet zien	<ul style="list-style-type: none">▪ Wijzig de grootte en kleur van de Aanwijzer om het meer te laten opvallen: <i>iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Aanwijzerbediening</i>



Verfijning Oogbesturing (vervolg)

Probleem	Oplossingen
Menuknop AssistiveTouch zit in de weg of leidt af.	<ul style="list-style-type: none">▪ Verplaats de menuknop AssistiveTouch op het scherm.▪ Verminder de ondoorzichtigheid van de menuknop AssistiveTouch.wanneer die niet in gebruik is: <i>iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Aanraken > AssistiveTouch</i>
Gevoel van wagenziekte.	<ul style="list-style-type: none">▪ Verminder de helderheid van het scherm: <i>iPadOS Instellingen > Scherm en helderheid</i>▪ Verwijder de kleur van de Aanwijzer: <i>iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Aanwijzerbediening</i>▪ Schakel de instelling Verminder de Beweging aan: <i>iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Beweging</i>▪ Schakel de instelling 'Geef voorkeur aan Gebruik vervagingen' aan: <i>iPadOS Instellingen > Toegankelijkheid > Beweging</i>
Vermoeide of droge ogen.	<ul style="list-style-type: none">▪ Neem pauzes.▪ Verminder de Helderheid: <i>iPadOS Instellingen > Scherm en helderheid</i>▪ Verminder de tekstgrootte: <i>iPadOS Instellingen > Scherm en helderheid > Tekstgrootte</i>▪ Raadpleeg een arts.
De ogen bewegen niet samen (strabismus).	<ul style="list-style-type: none">▪ Identificeer het beste oog en kalibreer alleen voor dat oog.▪ Raadpleeg een arts.
Onvrijwillige oogbewegingen (nystagmus).	<ul style="list-style-type: none">▪ Positioneer het apparaat opnieuw om te zien of er een gebied in het gezichtsveld is waar de nystamoïde beweging vermindert.



Veelgestelde vragen

Kan ik AssistiveTouch gebruiken in TD Talk?

Het korte antwoord is dat u dat kunt, maar dat u het niet nodig heeft. De knoppen in TD Talk zijn net magneten. Wanneer uw blik beweegt naar een knop in TD Talk, trekt het de aanwijzer naar de knop toe. Dit helpt u om preciezer te zijn en vermindert uw inspanning. Doe AssistiveTouch aan wanneer u TD Talk wilt verlaten om andere apps te gebruiken.

Ik heb moeite met oogbesturing. Wat kan ik doen?

Er zijn meerdere opties die u helpen om uw oogbesturing te verbeteren.

- Kijk nog eens naar de informatie over de Verfijning Oogbesturingskaarten. Probeer eerst opnieuw te positioneren en kalibreren voordat u begint met het wijzigen van instellingen.
- Zie de bronnen op de achterkant van deze kaart.
- Neem contact op met de therapeut of organisatie die u geholpen heeft om dit apparaat te krijgen.

Hoe werkt TD Talks zinsvoorspelling?

TD Talks zinsvoorspelling is gebaseerd op frequentie. Zinnen die u verschillende keren heeft gezegd worden voorspeld wanneer u begint met het typen van het begin van de zin. Het geeft de voorkeur aan deelzinnen (bv. Ik ga, Wat wil u) boven volledige zinnen (bv. Ik ga naar de winkel. Wat wil u in uw koffie?) omdat die in meer situaties worden gebruikt en u ze niet zo vaak hoeft te bewerken.



Aanvullende bronnen

Scan de Qr-codes of gebruik de links:



Tobii Dynavox

tobiidynavox.com



Apple

apple.com/nl/accessibility



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



Tobii Dynavox-
leercentrum
(alleen in het Engels)

learn.tobiidynavox.com



TD Gemeenschap

qrco.de/TDFB



TD Talk
Ondersteuningscentrum

qrco.de/TDTalkHelp



TD Pilot
Gebruikershandleiding

qrco.de/PilotDocs



Documentatie

*TD CoPilot > Instellingen
> Hulp*



Neem contact op met
uw lokale Tobii Dynavox-
vertegenwoordiger voor
technische ondersteuning.

