



TD Talk och AssistiveTouch

Utbildningskort



Appen TD Talk låter dig delta i samtal med andra personer.




AssistiveTouch ger dig åtkomst till andra appar.

Innehåll

- 1** TD Talk – genomgång
- 2** TD Talk – kommunikationstips
- 3** TD Talk – kommunikationstips (forts.)
- 4** TD Talk – övningsidéer
- 5** AssistiveTouch – använda appar
- 6** AssistiveTouch – övningsidéer
- 7** Montera, positionera och finjustera ögonstyrning
- 8** Finjustera ögonstyrning (forts.)
- 9** Vanliga frågor och ytterligare resurser

TD Talk – genomgång

TD Talk är utformad för snabb kommunikation öga mot öga. Använd den här appen när du kommunicerar med andra.



1 Snabbmeddelanden

Förskrivna meddelanden som läses upp direkt när de väljs.

2 Fler snabbmeddelanden

Öppna sidan Snabbmeddelanden för att läsa upp eller redigera dina snabbmeddelanden.

3 Meddelandefönster

Här visar och redigerar du den text du vill läsa upp.

4 Läs upp

Läs upp den aktuella meningen i meddelandefönstret. Du kan också pausa och återuppta uppläsning.

5 Rensa

Rensar all text i meddelandefönstret.

6 Frasprediktion

TD Talk lär sig av det du skriver och använder den informationen för att föreslå fraser. Prediktion är baserad på frekvens och gör kommunikation snabbare och mer personlig.

7 Ta bort ord

Ta bort ordet till vänster om markören.

8 Ordprediktion

Föreslår ord automatiskt baserat på vad du har skrivit hittills.

9 Backsteg


Ta bort tecknet till vänster om markören.

10 Ändra språk

Växla mellan de språk du talar.



TD Talk – genomgång (forts.)



1 Menyn utanför skärmen

Titta nedanför ögonstyrningen för att öppna denna meny som innehåller Pausa/återuppta, Mer och AssistiveTouch.

2 Aktivera/inaktivera AssistiveTouch

Starta AssistiveTouch. Använd AssistiveTouch för att komma åt hemskärmen och alla dina andra appar.

3 Mer

Kom åt instrumentpanelen och inställningar.


4 Pausa/återuppta ögonstyrning

Använd knappen för att tillfälligt pausa och återuppta ögonstyrning.



TD Talk – kommunikationstips

Dessa tips kan hjälpa dig att använda TD Talk framgångsrikt

Tips	Prova
<p>Ta regelbundna pauser från ögonstyrning.</p> <p>Pausa ögonstyrningen när du inte pratar och återaktivera den när du är redo att prata.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Titta nedanför ögonstyrningen för att öppna menyn utanför skärmen.2 Välj Pausa. Ögonstyrningen är pausad.3 Upprepa stegen ovan för att återaktivera ögonstyrningen.
<p>Redigera text direkt i meddelandefönstret.</p> <p>Rätta, ta bort eller lägg till ord var som helst i meddelandefönstret med redigeringsmenyn.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1 Titta på den plats i meningen som du vill redigera. Ordet stryks under och sedan dyker redigeringsmenyn upp.2 När ett ord är markerat kan du göra följande: Byta ut ett ord. Välj ett av de föreslagna orden eller skriv bokstäver. Ta bort ordet. Välj backsteg. Flytta markören. Använd höger- och vänsterpilen i redigeringsmenyn för att flytta markören och skriv för att infoga text.3 Tryck på X för att stänga menyn Redigera.



TD Talk – kommunikationstips (forts.)


Tips

Använd endast kommatering och stor bokstav när de förstärker ditt meddelande.

Det krävs tid och ansträngning för att skriva punkter och stora bokstäver. De gör ingen skillnad när ditt meddelande läses upp om inte punkterna separerar meningar i ett stycke.

Dra fördel av ordprediktion.

Ordprediktionen lär sig av det du skriver och kan göra din kommunikation snabbare.



Prova

- Använd ? eller ! för att få ditt meddelande att låta som en fråga eller ett utrop.
- Komma skapar pauser i meningen. Använd komma för emfas och för att dra ner farten.
- Stora bokstäver påverkar visuellt, men ändrar inte hur ett ord läses upp. TD Talk gör automatiskt stor bokstav på första ordet i en mening åt dig. Bry dig inte om att skriva stor bokstav om ingen ska läsa ditt meddelande.

- 1 När du börjar skriva ett ord, snegla på ordprediktionsknapparna för att se om det ord du önskar finns där.
- 2 Upprepa var 2-3 bokstav.
- 3 Om du märker att du gör oavsiktliga val när du läser de föreslagna orden, öka fokuseringstiden för ordprediktion i *TD Talk > Inställningar > Tangentbord*.

TD Talk – kommunikationstips (forts.)

Tips	Prova
<p>Skriv som du pratar. Talspråk skiljer sig från den mer formella grammatiken i skriftspråk. Använd även ofullständiga meningar som reflekterar ditt sätt att prata.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ "En kaffe imornn?"▪ "Vore fint men jag hinner inte."▪ "En annan gång."
<p>Använd frasprediktion. Frasprediktion lär sig hur du kopplar ihop ord och förutsäger vad du vill säga baserat på användningsfrekvens. Ju mer du pratar med TD Talk desto bättre blir frasprediktionen så att du kan säga det du vill snabbare och med mindre ansträngning.</p>  <p>The screenshot shows a dark-themed text input area with a white text field containing 'Vi ses'. Above the field are four buttons: 'Ja', 'Vänta, jag skr...', 'Jag behöver ...', and 'Nej'. Below the field is a keyboard with Swedish characters. A red box highlights the text field and a small circular icon to its right, which is used for phrase prediction.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Kika på meddelandefönstret efter varje eller vartannat ord för att se om TD Talk har föreslagit önskad fras.2 Om den föreslagna frasen är den du vill ha fokuserar du blicken på sista ordet i förslaget för att acceptera den.3 Fortsätt skriva om den föreslagna frasen inte är den du önskar.




TD Talk – kommunikationstips (forts.)

Tips

Snabbmeddelanden är oftast det snabbaste kommunikationsalternativet.

Använd dessa redigerbara meddelanden för att uttrycka omedelbara behov, hänga med i konversationer och förbereda vad du vill säga i förväg för sådana händelser som läkarbesök, presentationer och familjesammankomster.



Prova

- 1 Välj Fler snabbmeddelanden och sedan Redigera snabbmeddelanden.
- 2 Välj det snabbmeddelande du vill redigera och skriv ditt meddelande med tangentbordet.
- 3 Välj Spara och återgå till huvudtangentbordet.

Ge dig själv tid att lära dig.

Ögonstyrning är en inlärdd förmåga. Att kommunicera med TD Talk kommer att bli alltmer automatiskt med tid och användning.

- 1 Förfina din ögonstyrning genom att finjustera inställningarna allteftersom din förmåga utvecklas.
- 2 Använd övningsidéerna i nästa avsnitt för att fokusera på individuella förmågor.

TD Talk – övningsidéer

1 Öva på att pausa och återuppta ögonstyrning.

Titta nedanför ögonstyrningen för att öppna menyn utanför skärmen och välj sedan knappen Pausa ögonstyrning. Upprepa samma steg för att återaktivera ögonstyrningen. Prova det några gånger.

2 Öva på att skriva som du pratar.

Meningarna nedan kan användas i formell skriftlig kommunikation. Hur skulle du säga dem i en talad konversation?

- Vi behöver avsätta tid för att prata om ekonomin.
- Jag önskar dig allt gott.
- Jag hoppas att du har haft det bra de senaste månaderna.

Tänk på fraser du använder ofta i samtal. Exempelen nedan kanske kan hjälpa dig att identifiera några. Skriv dem i TD Talk.

Utrop

Nähä! Vad intressant. Va?!

Fyllnadsord eller fyllnadsfraser

...typ..., um..., jag menar, du vet, ...om du fattar, ...och så.

Lokala ord och fraser

Det är görvarmt. Vad du är tyken! He hit fjärrkontrollen!

3 Experimentera med punkter och stora bokstäver.

Skriv följande meningar och lyssna på skillnaden med och utan punkter och stor bokstav. Denna aktivitet kommer hjälpa dig att märka när det är värt det att lägga till punkter och stor bokstav, och när du kan hoppa över det för att spara tid.

	Alternativ 1	Alternativ 2
1	Jag kommer ha en skjorta, jeans och en jacka.	Jag kommer ha en skjorta jeans och en jacka
2	Kan jag få den?	Kan jag få den
3	Där borta är Janne.	Där borta är janne.
4	Wow! Det är fantastiskt!	Wow, det är fantastiskt!
5	Jag gillar det men det gör inte han.	Jag gillar det, men det gör inte han.



TD Talk – övningsidéer (forts.)

4 Prova att redigera text i meddelandefönstret.

Skriv en mening med ett avsiktligt fel (felstavning, ett extra eller ett utelämnat ord). Redigera felet genom att fokusera på det i meddelandefönstret.

5 Spara tid med ordprediktion.

Skriv "Jag måste gå till affären imorgon bitti" utan att använda ordprediktion. Skriv det sedan med hjälp av ordprediktion. Jämför hur mycket tid och ansträngning som krävdes.

6 Prova att använda frasprediktion.

Skriv en av meningarna nedan och läs sedan upp den fyra-fem gånger med TD Talk. Detta lägger till meningerna i din uppsättning av fraser. Töm meddelandefönstret och börja sedan skriva meningerna igen. Du kommer att se fraserna föreslagna för dig. Titta på det sista ordet i den föreslagna frasen för att välja den och läs sedan upp den.

- Jag heter [ditt namn].
- Min adress är [din adress].
- [Personens namn] är min [relation].
- Jag jobbar (eller jobbade) på [arbetsgivare] som [jobbtitel].
- Jag använder den här enheten för att kommunicera och jag förstår allt du säger.

7 Använda och redigera snabbmeddelanden.

Hitta snabbmeddelanden som du kan använda i följande scenarier.

- När någon berättar ett skämt.
- Om någon frågar om du gillade en film eller ett TV-program.
- När du behöver något på en gång.
- Om någon börjar prata medan du skriver ett meddelande.
- När du vill ha mer information under en interaktion.

Redigera ett snabbmeddelande baserat på vad du skulle säga i situationerna nedan.

- Dela det du är bekymrad över eller skriv en lista med frågor till din läkare, logoped eller arbetsterapeut.
- Berätta för en vän eller familjemedlem vad som har hänt den senaste tiden.
- Ge instruktioner till din assistent eller en anhörig.



AssistiveTouch – använda appar

När du är redo att gå utanför TD Talk använder du AssistiveTouch för att komma åt andra appar på din iPad. Ögonstyrningsinställningarna och beteendet i AssistiveTouch skiljer sig från de i TD Talk, så det kan krävas lite justeringar i iPadens inställningar.

Genomgång




Knappen AssistiveTouch

Öppnar menyn för AssistiveTouch. Knappmenyn för AssistiveTouch flyter ovanpå skärminnehållet och kan flyttas runt vid behov.

Meny för AssistiveTouch

Navigeringsverktyg för ögonstyrning som låter dig trycka, svepa, ändra volym, växla mellan appar och mycket mer med dina ögon.



Obs: Se till att titta på korten Finjustera ögonstyrning om du tycker det är svårt att använda AssistiveTouch.

1 Växla till AssistiveTouch från TD Talk.

Du använder AssistiveTouch för att navigera utanför TD Talk. Den inaktiveras automatiskt när du öppnar TD Talk igen.

- Från TD Talk-tangentbordet tittar du nedanför ögonstyrningen för att öppna menyn utanför skärmen och sedan väljer du Aktivera/inaktivera AssistiveTouch. Pekaren (en grå cirkel) dyker upp på skärmen och följer din blick.
- Titta på menyknappen för AssistiveTouch tills AssistiveTouch-menyn öppnas.
- Titta på Hem i AssistiveTouch-menyn öppnas tills du kommer till hemskrämen.



Aktivera/inaktivera AssistiveTouch



Meny för AssistiveTouch




AssistiveTouch – använda appar (forts.)

2 Ta en paus när du behöver.

Pausa ögonstyrningen för att läsa eller vila och återuppta den sedan när du önskar.

- Titta på **menyknappen för AssistiveTouch** för att öppna AssistiveTouch-menyn.
- Titta på **Pausa fokusering** för att pausa.
- Upprepa stegen ovan för att återaktivera ögonstyrningen.



Pausa fokusering

3 Använda iPad med blicken.

- Trycka och skrolla är tillgängligt på toppnivån i AssistiveTouch-menyn. Andra pekstyrningsgester såsom hålla och dra, trycka länge och dubbelklicka finns under Anpassat i AssistiveTouch-menyn.
- Skrolla genom att välja **menyknappen för AssistiveTouch**, sedan **Skrolla** och **skrollriktning**. Placera sedan pekaren i det område på skärmen där du vill skrolla.
- AssistiveTouch återgår till tryck när en annan åtgärd, såsom skrolla eller pausa, har utförts. Du kan byta åtgärd om den återgår eller ta bort den helt i *iPad OS Inställningar > Tillgänglighet > Pekstyrning > AssistiveTouch > Sekundär åtgärd*.

4 Flytta knappen AssistiveTouch.

Du kan behöva flytta runt knappen AssistiveTouch på skärmen för att få den ur vägen. Välj **Flytta meny** i AssistiveTouch-menyn och håll sedan blicken på den plats på skärmen där du vill att menyknappen för AssistiveTouch ska vara.




5 Välja lämpliga appar.

Ställ dig själv följande frågor när du funderar på appar att använda med ögonstyrning.

- Har du de förmågor (d.v.s. trycka, skrolla, hålla länge) som krävs för att använda appen?
- Om du inte har de förmågor som krävs, är appen ett bra sätt för dig att öva på och tillägna dig dessa förmågor?
- Är appen intressant och motiverande? När du är motiverad är det större sannolikhet att du arbetar hårdare och med mer uthållighet när du försöker använda svåra appar.
- Finns det inställningar i iPadens operativsystem eller TD CoPilot som kan göra appen mer tillgänglig med ögonstyrning? Se korten Finjustera ögonstyrning för mer information.
- Kan du konfigurera inställningar i appen för att anpassa dem till dina nuvarande förmågor? Detta kan inkludera att ändra från stående till liggande, ändra inställningar för svarstid och timeout i spel, ersätta komplexa uppgifter (välj och dra) med enklare (välj) eller visa färre alternativ på skärmen.



AssistiveTouch – övningsidéer

Övningsidé	Prova
<p>Starta AssistiveTouch från TD Talk.</p>  <p>Öva på att växla mellan TD Talk och hemskärmen med AssistiveTouch.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Titta nedanför ögonstyrningen i TD Talk för att öppna menyn utanför skärmen.2 Välj AssistiveTouch.3 Välj menyknappen för AssistiveTouch och välj sedan Hem.
<p>Ta en paus med Pausa/återuppta fokusering.</p>  <p>Stäng tillfälligt av ögonstyrningen så att du kan läsa, titta på en video eller bara slappna av.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Välj menyknappen för AssistiveTouch och välj sedan Pausa fokusering.2 Titta runt på skärmen och lägg märke till att fokuseringsval inte är tillgängligt.3 Välj menyknappen för AssistiveTouch och välj sedan Återuppta fokusering.
<p>Skrolla med dina ögon.</p>  <p>Du kan använda din blick för att skrolla på webbsidor, i menyer, listor, appar m.m. Följ stegen som visas till höger för att försöka skrolla i inställningsappen för iPadens operativsystem.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Välj iPad OS-inställningar2 Välj menyknappen för AssistiveTouch, sedan Skrolla och Skrolla ner.3 Välj inställningsfönstret i iPadens operativsystem för att skrolla ner genom inställningarna. <p>i Obs: AssistiveTouch återgår till tryck efter att en annan åtgärd använts, t.ex. skrollning. Upprepa steg 2 och 3 igen om du vill skrolla igen.</p>



AssistiveTouch – övningsidéer (forts.)

Övningsidé	Prova
<p>Flytta menyknappen för AssistiveTouch.</p>  <p>Ibland kommer menyknappen för AssistiveTouch att vara i vägen. Du kan när som helst byta plats på menyknappen för AssistiveTouch!</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Välj menyknappen för AssistiveTouch och välj sedan Flytta meny.2 Titta på den plats på skärmen dit du vill flytta menyn för AssistiveTouch.3 Håll fast blicken under den angivna fokuseringstiden för att släppa menyknappen för AssistiveTouch på den platsen.
<p>Prova appväxlaren.</p>  <p>Snabbaste sättet att navigera mellan appar som körs på din TD Pilot är att använda appväxlaren.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Välj menyknappen för AssistiveTouch och välj sedan Appväxlare.2 Du kommer att se alla appar som för tillfället körs på din TD Pilot. Välj en app för att gå till den. <p>i Obs: Om du inte ser appen du söker i appväxlaren så körs den inte för tillfället. Gå till hemskärmen och välj appen för att starta den.</p>



Montera och positionera


Säkerställ alltid att det finns en bra grund.

Innan du gör någon ytterligare felsökning, börja alltid med att flytta och kalibrera om enheten. De flesta ögonstyrningsproblem blir lösta eller förbättras under dessa två viktiga steg.

- Glasögon på och rena, vid behov.
- Placera enheten så att den passar användaren när denna är bekvämt placerad. Använd trackstatus för att söka efter korrekt placering.



Obs: Öppna trackstatus genom att starta TD CoPilot från hemskärmen eller be en medhjälpare att trycka på trackstatusknappen till vänster om partnerfönstret på TD Pilot-enhetens baksida.



- TD Pilot ska placeras i ögonhöjd. De flesta användare som sitter vid ett skrivbord eller bord behöver ha TD Pilot placerad högre än bordsytan.
- Omkalibrera för att anpassa enheten till de förändringar som äger rum under dagen såsom omgivande ljus, kroppsposition, trötthet, ögonrespons (möjligen p.g.a. läkemedel eller torra ögon).



Finjustera ögonstyrning

Ta en titt på följande problem. Prova en eller flera lösningar. Ibland kan en kombination hjälpa.

Problem	Lösning
Ögonstyrning-enheten uppfattar inte ögonen.	<ul style="list-style-type: none">▪ Säkerställ att TD Pilot är laddad och påslagen.▪ Se till att AssistiveTouch är aktiverad (följ installationsprocessen i startguiden för TD Pilot).▪ Verifiera att kabeln som kopplar ihop TD Pilot-enheten med iPaden är ordentligt isatt.▪ Kontrollera enhetens och användarens placering.▪ Granska information om reflektioner från glasögon.
Noggrannheten är inte bra.	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontrollera enhetens och användarens placering, kalibrera sedan om.▪ Granska lösningar för de problem som anges nedan. Fler än en kan gälla.
Noggrannheten blir sämre med tiden.	<ul style="list-style-type: none">▪ Kalibrera om. Kom ihåg att kontrollera placeringen innan du gör det.▪ Titta bort eller blunda ett ögonblick för att omfokusera.▪ Minska skärmens ljusstyrka: <i>iPad OS-inställningar > Skärm och ljusstyrka</i>▪ Öka textstorleken för att göra textbaserade mål större: <i>iPad OS-inställningar > Skärm och ljusstyrka > Textstorlek</i>▪ Se "Ha trötta eller torra ögon" nedan.
Reflektioner från glasögon verkar störa.	<ul style="list-style-type: none">▪ Rengör glasögonen.▪ Begränsa eller avlägsna ljus som kommer bakifrån personen som använder enheten.▪ Om användaren har progressiva glasögon, prova att ändra enhetens placering och dra nytta av den lins som är avsedd för datoranvändning.



Finjustera ögonstyrning (forts.)

Problem	Lösning
Pekaren laggar.	<ul style="list-style-type: none">▪ Öka svarstidsinställningen: <i>TD CoPilot > Inställningar > AssistiveTouch</i>
Svårt att behålla fokus tillräckligt länge.	<ul style="list-style-type: none">▪ Förkorta fokuseringstiden: <i>TD Talk > Inställningar > Tangentbord</i> <i>TD Talk > Inställningar > Aktivering</i> <i>iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Pekstyrning > AssistiveTouch > Fokuskontroll sekunder</i>▪ Öka rörelsetoleransen <i>iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Pekstyrning > AssistiveTouch</i>▪ Öka svarstidsinställningen: <i>TD CoPilot > Inställningar > AssistiveTouch</i>
Val sker för snabbt eller av misstag.	<ul style="list-style-type: none">▪ Öka fokuseringstiden i TD Talk och/eller AssistiveTouch: <i>TD Talk > Inställningar > Tangentbord</i> <i>TD Talk > Inställningar > Aktivering</i> <i>iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Pekstyrning > AssistiveTouch > Fokuskontroll sekunder</i>▪ Minska rörelsetoleransen <i>iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Pekstyrning > AssistiveTouch</i>
Pekaren hoppar eller glider iväg.	<ul style="list-style-type: none">▪ Öka svarstidsinställningen: <i>TD CoPilot > Inställningar > AssistiveTouch</i>▪ Ta bort färgen från pekaren: <i>iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Pekarkontroll > Färg</i>▪ Anpassa pekarens storlek: <i>iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Pekarkontroll</i>
Pekaren syns inte	<ul style="list-style-type: none">▪ Ändra pekarens storlek och färg så att den syns tydligt: <i>iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Pekarkontroll</i>



Finjustera ögonstyrning (forts.)

Problem	Lösning
Menyknappen för AssistiveTouch är i vägen och distraherar.	<ul style="list-style-type: none">▪ Flytta menyknappen för AssistiveTouch på skärmen.▪ Öka genomskinligheten på menyknappen för AssistiveTouch: <i>iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Pekstyrning > AssistiveTouch</i>
Får en känsla av åksjuka.	<ul style="list-style-type: none">▪ Minska skärmens ljusstyrka: <i>iPad OS-inställningar > Skärm och ljusstyrka</i>▪ Ta bort färgen från pekaren: <i>iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Pekarkontroll</i>▪ Aktivera inställningen Minska rörelse: <i>iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Rörelse</i>▪ Aktivera inställningen Använd övertoningsövergångar i första hand: <i>iPad OS-inställningar > Tillgänglighet > Rörelse</i>
Trötta eller torra ögon.	<ul style="list-style-type: none">▪ Ta pauser.▪ Minska ljusstyrkan: <i>iPad OS-inställningar > Skärm och ljusstyrka</i>▪ Öka textstorlek: <i>iPad OS-inställningar > Skärm och ljusstyrka > Textstorlek</i>▪ Rådgör med specialist.
Ögonen rör sig inte tillsammans (skelning).	<ul style="list-style-type: none">▪ Identifiera det starkare ögat och kalibrera med enbart det ögat.▪ Rådgör med specialist.
Ofrivilliga ögonrörelser (nystagmus).	<ul style="list-style-type: none">▪ Placera om enheten för att se om det finns något område inom synfältet där de nystagmatiska rörelserna minskar.



Vanliga frågor

Kan jag använda AssistiveTouch i TD Talk?

Det korta svaret är att du kan det, men du behöver inte. Knapparna i TD Talk är som magneter. När din blick rör sig mot en knapp i TD Talk drar den pekaren till knappen. Detta hjälper dig att vara mer precis och minskar din ansträngning. Starta bara AssistiveTouch när du vill lämna TD Talk för att använda andra appar.

Jag har svårt med ögonstyrning. Vad kan jag göra?

Det finns flera alternativ som kan hjälpa dig att förbättra ögonstyrningen.

- Läs informationen på korten Finjustera ögonstyrning. Prova att placera om eller kalibrera om innan du börjar ändra några inställningar.
- Se resurserna på baksidan av detta kort.
- Kontakta den förskrivare som hjälpte dig att skaffa enheten.

Hur fungerar frasprediktion i TD Talk?

TD Talks frasprediktion är baserad på frekvens. Fraser som du har läst upp flera gånger tidigare föreslås när du börjar skriva början av frasen. Den brukar föreslå ofullständiga meningar (t.ex. Jag tycker att, Vad ska du) istället för fullständiga meningar (t.ex. Jag ska gå och handla., Vad vill du ha i kaffet?) eftersom de kan användas i fler situationer och gör att du slipper redigera lika ofta.



Ytterligare resurser

Skanna QR-koden eller använd länkarna.



Tobii Dynavox

se.tobiidynavox.com



Apple

[grco.de/
AppleAccessibilitySV](https://grco.de/AppleAccessibilitySV)



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



**Tobii Dynavox
Learning Hub
(endast på engelska)**

learn.tobiidynavox.com



TD Community

grco.de/TDFB



Supportsida för TD Talk

grco.de/TalkHelpSE



**Användarmanual för
TD Pilot**

grco.de/PilotDocs



Dokumentation

*TD CoPilot >
Inställningar > Hjälp*



**Teknisk support i
Sverige**

08 522 950 20
(välj 1 för support)

