

Tobii Dynavox Laitteen desinfiointi

Vaadittu laitteisto

Sairaalatason puhdistuspyyhkeet tai vastaavat desinfiointipyyhkeet tartuntojen hallintaa varten.

Kyseiset tuotteet

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|
| Tobii I-Series | Tobii Dynavox PCEye Mini | Tobii Dynavox Indi® 7 | Tobii M-Series |
| Tobii Dynavox I-Series(+) | Tobii Dynavox PCEye Plus | Tobii Dynavox Speech Case | Tobii C-Series |
| Tobii Dynavox I-13/I-16 | Tobii Dynavox PCEye 5 | Tobii Dynavox SC Tablet | Dynavox T-Series |
| Tobii Dynavox I-110 | Tobii Dynavox EyeMobile Bracket | Tobii Dynavox Mobile Mini | Dynavox Maestro |
| Tobii PCEye | Tobii Dynavox EyeMobile Plus | Tobii Dynavox AccessIT 3 | Tobii S32 |
| Tobii PCEye Go | Tobii Dynavox PCEye Bracket | TD Pilot | |
| Tobii Dynavox PCEye Explore | Tobii Dynavox Indi® | Tobii Dynavox EyeR | |

Menettely

Desinfioi ja puhdista

1. Ennen puhdistusta, sulje laitteesi täysin.
2. Irrota laitteesi.
3. Poista kaikki johdot
4. Pyyhi kaikki ulkoiset pinnat käyttäen sairaalatason puhdistuspyyhkeitä tai vastaavia desinfiointipyyhkeitä tartuntojen hallintaa varten..
5. Salli laitteen kuivua luonnollisesti.
6. Kaikki sisällytetyt lisävarusteet tulee myös puhdistaa samalla tavoin
7. Mikäli juovikkaita jäänteitä jää puhdistuksesta, hankaa näyttöä pehmeällä kuivalla liinalla.
8. Hävitä käytetyt puhdistusmateriaalit asianmukaisesti.



Älä käytä suihkutettavaa puhdistusainetuotetta suoraan laitteeseen, koska nämä voivat kyllästää laitteen ja sallia ei-toivottua kosteutta yksikön sisään.

Tukea Tobii Dynavox -laitteellesi

Online-tuki
Lue Tobii Dynavox -laitteesi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: www.TobiiDynavox.com/support-training

Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään
Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -ratkaisukonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta www.TobiiDynavox.com/contact