

## Tobii Dynavox Dekontaminering av enheter

### Påkrevd utstyr

Våtservietter i sykehusklasse eller tilsvarende desinfiserende servietter for infeksjonskontroll.

### Gjeldende produkter

Tobii I-Series	Tobii Dynavox PCEye Mini	Tobii Dynavox Indi® 7	Tobii M-Series
Tobii Dynavox I-Series(+)	Tobii Dynavox PCEye Plus	Tobii Dynavox Speech Case	Tobii C-Series
Tobii Dynavox I-13/I-16	Tobii Dynavox PCEye 5	Tobii Dynavox SC Tablet	Dynavox T-Series
Tobii Dynavox I-110	Tobii Dynavox EyeMobile Bracket	Tobii Dynavox Mobile Mini	Dynavox Maestro
Tobii PCEye	Tobii Dynavox EyeMobile Plus	Tobii Dynavox AccessIT 3	Tobii S32
Tobii PCEye Go	Tobii Dynavox PCEye Bracket	TD Pilot	
Tobii Dynavox PCEye Explore	Tobii Dynavox Indi®	Tobii Dynavox EyeR	

### Prosedyre

#### Dekontaminering og rengjøring

1. Slå enheten helt av før rengjøring.
2. Trekk ut kontakten til enheten.
3. Fjern alle kabler.
4. Tørk over alle eksterne overflater med en våtserviett av sykehusklasse eller tilsvarende desinfiserende serviett for infeksjonskontroll.
5. La enheten lufttørke.
6. Eventuelt inkludert tilbehør må også desinfiseres på samme måte.
7. Dersom det blir igjen stripete merker etter rengjøringen kan du polere skjermen med en myk, tørr klut.
8. Kast brukt rengjøringsutstyr på riktig måte.



Ikke bruk spray-produkter direkte på enheten, da disse kan tette den eller gjøre at det kommer fuktighet inn i enheten.

#### Støtte for Tobii Dynavox-enheten

##### Få hjelp via internett

Besøke den produktspesifikke støttesiden for Tobii Dynavox-enheten din. Den inneholder oppdatert informasjon om problemer og tips og triks for produktet. Finn støttesidene våre på: [www.TobiiDynavox.com/support-training](http://www.TobiiDynavox.com/support-training)

##### Kontakt din hjelpemiddelkonsulent eller forhandler

Kontakt din Tobii Dynavox-hjelpemiddelkonsulent eller autoriserte forhandler for hjelp hvis du har spørsmål eller problemer med produktet. De er best kjent med ditt personlige oppsett og er de som best kan hjelpe deg med tips og produktopplæring. For kontaktinformasjon se <https://no.tobiidynavox.com/pages/kontakt-oss>