


Snap™ Core First®

Manual do usuário



Manual do usuário Snap™ Core First®

Versão 1.9

09/2019

Todos os direitos reservados.

Copyright © Tobii AB (publ)

Este documento não pode ser reproduzido, armazenado em sistemas de recuperação ou transmitido de nenhuma forma e por nenhum meio (eletrônico, fotocópia, gravação ou outros), sem o consentimento prévio por escrito do fabricante.

A proteção sobre os direitos autorais inclui todas as formas e tipos de materiais e informações permitidos por estatuto ou legislação, incluindo, sem se limitar, a materiais gerados pelos programas de software exibidos na tela como captura de tela, menus, etc.

As informações contidas neste documento pertencem à Tobii Dynavox. É proibida a reprodução total ou parcial sem a autorização prévia por escrito da Tobii Dynavox.

Os produtos mencionados neste documento podem ser marcas registradas e/ou comerciais dos respectivos proprietários. O fabricante e o autor não se responsabilizam por essas marcas.

Tendo sido tomadas todas as precauções cabíveis na elaboração deste documento, o fabricante e o autor não se responsabilizam por erros ou omissões, ou ainda por danos resultantes do uso das informações neste contidas ou do uso de programas e código-fonte presentes. O fabricante e o autor não serão responsáveis, em nenhuma hipótese, por lucros cessantes ou outro tipo de prejuízo comercial causado ou considerado causado direta ou indiretamente por este documento.

Conteúdo sujeito a alterações sem aviso prévio.

Consulte o site da Tobii Dynavox:

www.TobiiDynavox.com para obter atualizações deste manual.

Informações de Contato:

Tobii Dynavox AB	Tobii Dynavox LLC
Karlsrovägen 2D	2100 Wharton Street Suite 400
182 53 Danderyd	Pittsburgh, PA 15203
Suécia	EUA
+46 8 663 69 90	+1-800-344-1778

Sumário

1	Bem-vindo(a)	7
1.1	Requisitos do Sistema	7
1.2	Como obter Snap Core First	8
1.2.1	Comprar recursos de fala	8
2	Recursos e suporte	9
2.1	O que é o Pathways para o Core First da Tobii Dynavox?	9
2.2	Recursos da Web e suporte	9
3	Guia de Inicialização	10
3.1	Configurar um novo usuário	10
3.2	Restaurar um usuário existente	10
3.3	Selecione um conjunto de páginas	10
3.3.1	Core First	10
3.4	Escolha um tamanho de grade	13
4	Navegação	14
5	A barra superior	15
5.1	Voltar	15
5.2	Página inicial	15
5.3	Painel de controle	15
5.4	Pesquisar	15
5.5	Indicador da janela do parceiro	17
5.6	Rastreamento de dados	17
5.7	Sincronizar	18
5.8	Editar	18
6	A Barra de Mensagem	19
7	A barra de ferramentas do Core First	20
7.1	Voltar	20
7.2	Palavras básicas	20
7.3	Respostas Rápidas	20
7.4	Temas	21
7.4.1	Palavras temáticas	21
7.4.2	Suportes	21
7.5	Teclado	23
7.6	Painel de controle	23
7.7	Formas de palavras	23
7.8	Navegação suportada	23
7.9	abc (somente em alemão)	24
8	Edição	25
8.1	O Painel de Edição	25
8.2	Adicionar um botão	25
8.3	Mover um botão	26
8.4	Redimensionar um botão	26
8.5	Ferramentas de edição de botão	28
8.5.1	Desfazer e refazer	28
8.5.2	Copiar e colar um botão	28
8.5.3	Selecionar todos os botões	29
8.5.4	Selecionar vários botões	29

8.5.5	Ocultar/mostrar um botão	30
8.5.6	Excluir um botão	30
8.5.7	Expandir / Recolher a Edição de Nomes de Ferramentas.....	30
8.6	Conteúdo do botão	31
8.6.1	Botão Rótulo	31
8.6.2	Conteúdo ativo	31
8.6.3	Mensagem do botão	33
8.6.4	Sinal de Áudio do botão.....	34
8.6.5	Imagem do botão	34
8.6.6	Tipo de botão.....	35
8.7	Ações do Botão	36
8.7.1	Excluir uma ação	38
8.7.2	Reordenar ações do botão	38
8.7.3	AccessIT	38
8.8	Estilo do botão	40
8.8.1	Botão plano de fundo	40
8.8.2	Botão borda.....	41
8.8.3	Botão Rótulo	41
8.9	Link para página/criar nova página	42
8.9.1	Criar um botão de link em uma célula vazia	43
8.9.2	Criar um link de um botão existente	43
8.9.3	Link para uma nova página/criar nova página.....	43
8.9.4	Link para página existente	43
8.9.5	Link para uma nova cópia da página existente	44
8.9.6	Importar e fazer link para a página	44
8.9.7	Visitar página.....	45
8.10	Regras de linguagem do Botão	46
8.11	Controles.....	46
8.12	Editar Página	47
8.12.1	Nome da página	47
8.12.2	Símbolo da página	48
8.12.3	Regras de linguagem da Página	49
8.12.4	Tamanho da grade da página.....	49
8.12.5	Cor do plano de fundo da página.....	50
8.12.6	Mostrar/ocultar barra de mensagens	50
8.12.7	Excluir página.....	50
8.12.8	Importar/Exportar páginas	51
8.13	Editar a barra de mensagens	51
8.14	Editar a barra de ferramentas.....	52
9	Nome do Conjunto de Páginas.....	53
9.1	Conjunto de páginas	53
9.1.1	Seleção do Conjunto de Páginas	53
9.1.2	Criar Novo Conjunto de Páginas	53
9.1.3	Renomear Conjunto de Páginas e editar descrição.....	54
9.1.4	Excluir conjunto de páginas	54
9.1.5	Definir Página Inicial	54
9.1.6	Definir página do teclado	54
9.2	Tamanho da grade	55
9.3	Estilo do Conjunto de Páginas.....	55
9.3.1	Fonte dos rótulos de botão do Conjunto de Páginas	55

9.3.2	Tamanho da fonte de rótulos de botão do Conjunto de Páginas	55
9.3.3	Rótulos do Botão do Conjunto de Páginas em Negrito	56
9.3.4	Layout do botão do Conjunto de Páginas	56
9.3.5	Visualização do link do Conjunto de Páginas	56
9.3.6	Margem da grade do Conjunto de Páginas	57
9.3.7	Cores do Plano de Fundo Padrão do Conjunto de Páginas	57
9.3.8	Tamanho da fonte da Janela de Mensagem do Conjunto de Páginas	57
9.3.9	Cor do texto da Janela de Mensagem do Conjunto de Páginas	57
9.4	Preferências do Conjunto de Páginas	57
9.5	Botões adaptativos.....	58
9.6	Sobre o Conjunto de Páginas.....	58
9.6.1	Configurações do desenvolvedor de conteúdo do Conjunto de Páginas	58
10	Compartilhar e salvar	60
10.1	Usuários.....	60
10.1.1	Fazer backup de um usuário.....	60
10.1.2	Restaurar um usuário.....	60
10.2	Conjuntos de páginas.....	60
10.2.1	Importar um Conjunto de Páginas	60
10.2.2	Salvar uma cópia de um Conjunto de Páginas	61
10.2.3	Compartilhar uma cópia de um Conjunto de Páginas (por myTobiiDynavox)	62
10.2.4	Sincronizar Conjunto de Páginas	62
10.3	Pacote de Páginas	65
10.3.1	Exportar pacote de páginas	65
10.3.2	Importar pacote de páginas	66
11	Configurações do usuário.....	68
11.1	Alterar usuário	68
11.2	Criar um Novo Usuário:	68
11.3	Fazer backup de um usuário	68
11.4	Restaurar um usuário	69
11.5	Editar/renomear um usuário.....	70
11.6	Excluir um usuário.....	70
11.7	Login da conta myTobiiDynavox	71
11.8	Voz	71
11.8.1	Voz de Fala	71
11.8.2	Taxa de voz	72
11.8.3	Exceções de pronúncia	72
11.9	Dispositivo de saída da fala	73
11.10	Vozes específicas do idioma	73
11.11	Preferências do usuário.....	74
11.11.1	Configurações de fala	74
11.11.2	Configuração da janela de mensagem.....	74
11.11.3	Configurações de previsão	74
11.11.4	Configurações de sincronização	75
11.12	Método de acesso.....	75
11.12.1	Definir o Método de Acesso	75
11.12.2	Opções de toque	76
11.12.3	Opções de Entrar por Toque	76
11.12.4	Opções de Seleção ao Soltar.....	77
11.12.5	Opções de Permanência do Mouse.....	79

11.12.6	Opções de interação por olhar	80
11.12.7	Opções de escaneamento	81
11.13	Rastreamento de dados	83
11.13.1	Rastrear uso do botão	83
11.13.2	Botão Mostrar Barra Superior	85
11.13.3	Mostrar Contagens de Uso do Botão	85
11.13.4	Mostrar contagem de modelagem	86
11.13.5	Gerenciar dados	86
12	Configurações do sistema	88
12.1	Preferências	88
12.1.1	Senha	88
12.1.2	Configuração de tela (somente Windows)	88
12.1.3	Idioma do Modo de edição	88
12.2	Dispositivo	89
12.2.1	Configurações da janela do parceiro	89
12.3	Armazenar	89
12.4	Conjuntos de símbolos	89
12.4.1	Configurações de pesquisa	89
12.4.2	Símbolos instalados e disponíveis para download	89
12.4.3	Reordenar conjuntos de símbolos	90
12.5	Ajuda e Tutoriais	90
12.5.1	Vídeos	90
12.5.2	Pathways para Core First	90
12.5.3	Tour rápido	90
12.5.4	Ajuda Externa	91
12.6	Sobre	91
12.6.1	Atualizações de Software	91

1 Bem-vindo(a)



Figura 1.1 Snap + Core First — Respostas Rápidas

O Snap + Core First da Tobii Dynavox é o ápice do software de comunicação com base em símbolos para comunicadores suportados por símbolos. Ele é projetado para ser a solução mais fácil de usar, mais intuitiva e consistentemente disponível no mercado, tanto para o usuário quanto para o parceiro de comunicação. O Snap + Core First é a solução ideal para indivíduos com autismo, paralisia cerebral, síndrome de Down e deficiências intelectuais. Com o Snap, oferecemos a melhor experiência de comunicação baseada em símbolos disponível, combinada com os componentes necessários para pais, professores ou terapeutas trabalharem em conjunto com os usuários para ajudá-los a se tornarem comunicadores bem-sucedidos, aprenderem idiomas e alcançarem a alfabetização. Nossa abordagem abrange 3 pilares fundamentais para o sucesso da comunicação: Crescimento, engajamento e alfabetização.

O Snap + Core First não é apenas mais um software de comunicação alternativa e ampliada, senão também um programa abrangente para levar as pessoas à alfabetização e à independência que mudam sua vida, sem levar em conta o ponto de partida. No centro do Snap está o Core First, um conjunto de páginas centrado na entrega sistemática do Tobii Dynavox ao vocabulário principal, tópicos, Respostas Rápidas, suporte a comportamentos, listas de palavras e teclados. Enraizado em pesquisas da Universidade Chapel Hill da Carolina do Norte, o Core First aproveita a aprendizagem motora, introduzindo novo vocabulário metodicamente e propositalmente, o que permite aos usuários aumentar ou diminuir a escala e sempre saber onde encontrar o vocabulário. Esses recursos permitem que os usuários iniciem sua jornada de comunicação onde estão, e os mantêm crescendo e avançando continuamente em direção à alfabetização e à independência.

1.1 Requisitos do Sistema

Tabela 1.1 Windows

	Sistema operacional	Arquitetura	Memória	Toque	Câmera
Mínimo	Windows 10 versão 1607	x86	2 GB	Não necessário	Não necessário
Recomendado	Windows 10 versão 1607	x86	4 GB	Tátil integrado	Câmera integrada

Tabela 1.2 iOS

	Sistema operacional	Dispositivo	Memória	Toque	Câmera
Mínimo	iOS 10	iPad Air 2 iPad Mini 4	2 GB	Tátil integrado	Não necessário
Recomendado	iOS 11	iPad 5ª geração	4 GB	Tátil integrado	Câmera integrada

1.2 Como obter Snap Core First

O Snap + Core First está disponível na Microsoft Store para dispositivos Windows e na Apple App Store para iOS. Escolha Snap + Core First Full para comprar todos os recursos do Snap + Core First antecipadamente. Com o Snap + Core First Free, todos os recursos sem fala estão disponíveis gratuitamente, incluindo o conteúdo do Core First, criação e edição de páginas, criação de usuário e backup, restauração e sincronização; no entanto, a funcionalidade de fala é limitada. A função completa de fala está disponível na forma de compra no aplicativo.

Funcionalidade de fala desativada nas versões gratuitas do aplicativo

- Janela de fala da mensagem
- Qualquer fala ou gravação gerada por uma ação de botão
- Qualquer fala ou gravação gerada por um suporte comportamental
- Sinais de áudio

Funcionalidade de fala disponível nas versões gratuitas do aplicativo

- Gravação de áudio (no modo de edição)
- Visualização de gravação de áudio (no modo de edição)
- Prévia de voz
- Prévia de exceção de pronúncia (no modo de edição)

1.2.1 Comprar recursos de fala

Desbloqueie os recursos de fala do Snap + Core First de forma rápida e segura por meio de uma compra única no aplicativo.

1. Inicie o Snap + Core First.

2. Selecione o botão Fala Desativada na barra superior.



3. Confirme a compra na janela pop-up.

2 Recursos e suporte

A Tobii Dynavox oferece vários recursos gratuitos para apoiar e complementar sua experiência com o Snap + Core First. Não perca essas ferramentas que ajudarão você a aproveitar ao máximo seu software da Tobii Dynavox!

2.1 O que é o Pathways para o Core First da Tobii Dynavox?



O Pathways para o Core First é um recurso gratuito que ajuda você a implementar os produtos da Tobii Dynavox da maneira mais eficaz e eficiente possível. Você aprenderá as técnicas baseadas em pesquisas que maximizam o engajamento, a facilidade de uso e muito mais!

O Pathways para o Core First acompanha você à medida que você começa a usar o Snap + Core First e incentiva o aumento no engajamento e melhora no idioma e na alfabetização. O Pathways para o Core First:

- fornecerá uma trajetória clara e personalizada para começar.
- incentivará o crescimento de indivíduos de qualquer idade ou nível de habilidade.
- ensinará a desenvolver habilidades em uma grande variedade de áreas, incluindo o uso de palavras-chave, ampliando o vocabulário, usando o Snap + Core First em atividades diárias e muito mais.
- mostrará como o Snap + Core First pode ajudar em habilidades e situações sociais, como lidar com falhas de comunicação, navegação e habilidades operacionais, além de incentivar um comportamento positivo.
- criará habilidades de parceiros de comunicação com as Dicas Principais.
- apoiará a personalização contínua do Core First.

A versão completa do Pathways para o Core First está disponível como um aplicativo gratuito para Windows e iOS. O Pathways para o Core First Lite está disponível on-line através do seu navegador. Visite www.tobiidynavox.com/learn/pathways para obter mais informações.

2.2 Recursos da Web e suporte

myTobiiDynavox é o seu site pessoal de armazenamento on-line e portal de compartilhamento. Envie seus arquivos de backup de usuário para myTobiiDynavox para maior segurança e para compartilhar com toda a sua equipe de suporte de comunicação.

Vá para myTobiiDynavox.com para se registrar e obter uma conta gratuita.



Visite tobiidynavox.com/support-training/ para obter ajuda, treinamento e outros recursos, incluindo:

- respostas a perguntas comuns
- vídeos de treinamento
- downloads
- webinars gravados
- suporte ao vivo

3 Guia de Inicialização

Ao iniciar o Snap + Core First pela primeira vez, serão feitas algumas perguntas para ajudar a personalizar o software para atender às suas necessidades. Você pode alterar qualquer uma dessas configurações mais tarde, se quiser.

3.1 Configurar um novo usuário

Selecione **Começar** e vamos configurar tudo em menos de um minuto!



3.2 Restaurar um usuário existente

Use essa opção se já tiver um arquivo de backup de usuário que gostaria de restaurar.

Restaurar um backup de usuário do myTobiiDynavox

1. Selecione **Restaurar usuário existente**.
2. Se você não estiver logado no myTobiiDynavox, digite seu e-mail e senha e, em seguida, selecione  **Avançar**.
3. Escolha um arquivo de backup do usuário na lista e, em seguida, selecione  **Avançar**.

Restaurar um backup de usuário de um arquivo local

1. Selecione **Restaurar usuário existente**.
2. Selecione **Restaurar de um arquivo local**.
3. Procure e selecione o arquivo de backup do usuário e, em seguida, selecione **Abrir**.

3.3 Selecione um conjunto de páginas

3.3.1 Core First

O Core First é o primeiro conjunto de páginas disponível no software Snap. Ele foi projetado para maximizar o

engajamento, a alfabetização e o crescimento por meio de várias ferramentas de comunicação que são usadas juntas de maneira fluida e previsível.




Figura 3.1 Conjunto de páginas do Core First

O principal recurso do Core First é a nossa estratégia central de palavras. Pesquisa, experiência clínica e testes com usuários instruídos:

- Seleção de palavras para uso máximo entre ambientes.
- Posicionamento de palavras e interface do usuário.
- Ordem de introdução de palavras.
- Posicionamento organizado de palavras à medida que outras são sistematicamente adicionadas.
- Eficiência de navegação.
- Suporta ensinar aos usuários o significado das palavras e como combiná-las para criar mensagens exclusivas.

Outras ferramentas de comunicação incluídas no Core First incluem:

- Respostas Rápidas - mensagens rápidas e previsíveis que podem ser usadas sozinhas ou em combinação.
- Teclado - insira letras na Janela de Mensagem para criar ou modificar palavras.
- Listas de palavras - organizadas por categoria para fácil referência.
- Tópicos - suporte a interações em ambientes específicos ou em torno de tópicos específicos.
- Suportes - ajudam os usuários com comportamentos e comunicações sociais.
- Painel - controles remotos, controles de volume e muito mais ao seu alcance!

O Conjunto de Páginas do Core First foi projetado para ser o padrão-ouro em conteúdo de comunicação alternativa e ampliada (AAC), oferecendo aos usuários a experiência mais acessível possível para encontrar conteúdo rapidamente e ter a capacidade máxima de criar mensagens exclusivas e específicas. O Core First permite que seus usuários participem de conversas rápidas e em tempo real sobre os tópicos mais importantes para eles. Também lhes permite a liberdade de criar mensagens novas que seriam difíceis de prever antecipadamente. Movendo-se através das ferramentas fornecidas, os comunicadores podem permanecer ativamente como parte da situação em que estão participando e permanecer envolvidos com os parceiros de comunicação.

O desenvolvimento da alfabetização é uma habilidade fundamental que deve fazer parte de uma solução de comunicação. Através do uso de teclados, links fáceis para programas testados em pesquisa no dispositivo e conteúdo projetado para suportar interações de comunicação em torno de experiências de leitura, o Core First apoiará o desenvolvimento da alfabetização para todos os seus usuários.

Finalmente, o Core First não pretende ser um sistema de tamanho único ou estacionário. A continuidade entre os tamanhos de grade é um princípio orientador primário. À medida que os comunicadores aumentam suas habilidades e exigem opções adicionais para a complexidade da linguagem, essas novas opções são adicionadas ao Core First sem problemas, mantendo o conteúdo em locais previsíveis.

3.3.1.1 Conjuntos de Páginas de Texto

Este conjunto de páginas foi desenvolvido para usuários que não dependem de símbolos para comunicação. O conjunto de páginas de texto é recomendado para comunicadores com fortes habilidades de leitura e escrita.



O conjunto de páginas de texto foi projetado para ser usado com o tamanho da grade 7x10.

3.3.1.2 Versão do Conjunto de Páginas

O assistente de configuração exibe automaticamente os Conjuntos de Páginas que correspondem à configuração de idioma do seu dispositivo, se estiverem disponíveis no Snap. Selecione **Alterar idioma** para ver os Conjuntos de Páginas disponíveis em outros idiomas.

- Chinês (Simplificado)
- Dinamarquês (DK)
- Holandês (NL)
- Inglês (CA)
- Inglês (UK)
- Inglês (US)
- Francês (FR)
- Francês (CA)
- Alemão (DE)
- Norueguês (NO)
- Português (BR)
- Espanhol (ES)
- Espanhol (América Latina)
- Espanhol (US)
- Sueco (SE)
- Mais idiomas em breve!

3.4 Escolha um tamanho de grade

A escolha do tamanho da grade dependerá de vários fatores: a precisão da seleção é primordial, seguida por limitações visuais ou de atenção. Se houver problemas com a velocidade ou a precisão da seleção, comece com um tamanho de grade menor para que o usuário tenha botões maiores para trabalhar. É fácil alterar o tamanho da grade nas configurações do Conjunto de Páginas. Portanto, não se preocupe em encontrar o tamanho ideal de grade na primeira tentativa. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho da grade com base na mudança de idioma ou habilidades físicas do indivíduo.



Se quiser mostrar a Barra de Mensagens e/ou a Barra de Ferramentas, escolha um tamanho de grade com pelo menos 3 linhas e 3 colunas.


Tabela 3.1 Exemplos de tamanhos de grade (não abrangentes)



2x3




3x4



6x6

4 Navegação

Há muito para descobrir no conjunto de páginas do Core First! Continue lendo para saber como navegar pelo conteúdo do Snap e encontrar tudo de que você precisa para se comunicar.

Rolar	Você pode rolar para cima e para baixo na barra de ferramentas e na página. Os indicadores de página (pontos à esquerda da barra de ferramentas e à direita da página) mostram quando há mais conteúdo disponível acima ou abaixo.  Dependendo das configurações e do método de acesso, você rolará ao passar o dedo pela tela sensível ao toque ou ao selecionar um botão de navegação. Consulte a seção 11.12.2 <i>Opções de toque</i>.	
Botão de link	Os botões de link levam você para outra página. Consulte a seção 8.9 <i>Link para página/criar nova página</i> .	
Botão de visita	Os botões de visita levam você a outra página, permitem fazer uma seleção nessa página e, em seguida, o retornam à página anterior automaticamente. Consulte a seção 8.9.7 <i>Visitar página</i> .	
Botão de voltar	O botão de voltar funciona como o botão de voltar em um navegador da web. Selecione o botão de voltar uma vez para retornar à página anterior ou várias vezes para continuar retrocedendo pelo histórico da página.	
Barra superior	Os botões no lado esquerdo da barra superior incluem um botão de Voltar, botão de Início, botão de Painel e botão de Pesquisar. Consulte a seção 5 <i>A barra superior</i> .	

5 A barra superior

5.1 Voltar

O botão Voltar  retorna para a página visitada anteriormente.

5.2 Página inicial

O botão de Início  leva você à sua página inicial (a primeira página que você vê quando inicia o Snap Core First. Este botão de Início é um atalho que você pode usar para voltar à sua página inicial de qualquer lugar no software. Para alterar sua página inicial, consulte a seção 9.1.5 *Definir Página Inicial*.

5.3 Painel de controle


Use o botão de Painel  para acessar rapidamente sua página do Painel. O Painel é uma página que facilita o acesso a botões usados com frequência, especialmente botões que não são de vocabulário, como controle de volume ou controles remotos.

5.4 Pesquisar

 A pesquisa só é acessível com o Método de Acesso por Toque.

A ferramenta Pesquisar  mostra onde encontrar qualquer palavra no Snap Core First. Basta digitar um termo de pesquisa e seguir os sinais visuais. Os sinais visuais levam você à palavra-alvo para encontrar a palavra novamente mais tarde.

1. Selecione a ferramenta **Pesquisar** na barra superior .
2. Digite um termo de pesquisa.



3. Selecione o botão que você está procurando nos resultados da pesquisa.




4. Selecione o botão realçado em cada página até chegar ao botão de destino.



Você pode precisar rolar para ver o próximo botão, portanto, observe as setas que dizem para onde ir!





i Preste atenção a cada botão destacado para que você possa lembrar o caminho por conta própria na próxima vez.

É possível cancelar sua pesquisa a qualquer momento ao selecionar em qualquer lugar fora do caminho realçado.

5.5 Indicador da janela do parceiro

i O Indicador da janela do parceiro está disponível somente em dispositivos Tobii Dynavox I-13 e I-16.

O indicador da janela do parceiro fornece informações sobre o status da janela do parceiro na parte traseira do seu dispositivo.

Estilo espelho — exibe o texto atualmente na janela do parceiro.



Estilo ícone — o ícone indica que a janela do parceiro está ativada. Quando a janela do parceiro está desativada, o ícone não está presente.



Para alterar o estilo do indicador da janela do parceiro, consulte a seção 12.2.1 *Configurações da janela do parceiro*.

5.6 Rastreamento de dados

i O rastreamento de dados só é acessível por toque ou clique direto no mouse.



Quando ativado, o botão de Rastreamento de Dados fornece acesso rápido às seguintes configurações: Modo de modelagem, contagem de uso do botão Mostrar, Mostrar contagens de modelagem e Gerenciar dados. Para obter mais informações sobre o rastreamento de dados, consulte a seção 11.13 *Rastreamento de dados*.

5.7 Sincronizar



A sincronização só é acessível por toque ou clique direto no mouse.



O botão Sincronizar  é usado para iniciar o compartilhamento de um conjunto de páginas para Sincronização ou para atualizar um conjunto de páginas que já está sendo compartilhado para Sincronização. Para obter mais informações sobre a Sincronização, consulte a seção *10.2.4 Sincronizar Conjunto de Páginas*.

Para ocultar o botão Sincronizar no Modo de Uso, consulte a seção *11.11.4 Configurações de sincronização*.

5.8 Editar



A edição só é acessível por toque ou clique direto no mouse.



Selecione o botão Editar  para fazer alterações no seu conjunto de páginas e acessar as Configurações.

Para obter mais informações, consulte a seção *8 Edição*.

6 A Barra de Mensagem

A Barra de Mensagem exibe o texto da mensagem composta e os botões para compartilhá-lo com o mundo!



Se quiser mostrar a Barra de Mensagem, escolha um tamanho de grade com pelo menos 3 linhas e 3 colunas.



- **Falar:** selecione este botão para falar o conteúdo atual da Janela de Mensagem.
- **A Janela de Mensagem:** a Janela de Mensagem exibe o texto que você gostaria de falar ou enviar como mensagem. Também pode mostrar símbolos. Você pode digitar diretamente na Janela de Mensagem usando uma página de teclado ou enviar um texto a partir de um botão.
Para configurar a Janela de Mensagem, consulte a seção *11.11.2 Configuração da janela de mensagem, página 74*.
- **Limpar:** remove todo o conteúdo da Janela de Mensagem.
- **Excluir:** exclui a última palavra na Janela de Mensagem.
- **Chat:** ativa e desativa o bate-papo. Quando o Chat estiver ativado, o conteúdo atual da Janela de Mensagem é armazenado em cache e a Janela de Mensagem é limpa. No Chat, você poderá inserir novo conteúdo e falar na Janela de Mensagem. Quando o Chat estiver desativado, o conteúdo da Janela de Mensagem em cache é restaurado para que você possa continuar de onde parou.
- **Copiar para o botão** — Copie o texto na janela de mensagem e adicione-o a um botão. Esta é uma maneira acessível ao usuário de editar botões em tempo real!
- **Compartilhar:** compartilha o conteúdo atual da Janela de Mensagem via e-mail, SMS ou outro aplicativo externo. (Disponível apenas em dispositivos compatíveis. Apenas no método de acesso por toque).

Para editar a Barra de Mensagem, consulte *8.13 Editar a barra de mensagens*.

7 A barra de ferramentas do Core First

Para aprender a editar a barra de ferramentas, consulte 8.14 *Editar a barra de ferramentas*.

7.1 Voltar



Figura 7.1 Botão de Voltar - Barra de ferramentas do Core First

O botão de Voltar funciona como o botão de voltar em um navegador da web. Use-o para retornar à página anterior.

7.2 Palavras básicas



Figura 7.2 Botão de Palavras Principais - Barra de ferramentas do Core First

Este botão abre a página Palavras Principais. O principal recurso do Core First é a nossa estratégia de palavras, desenvolvida com base em pesquisa, experiência clínica e testes com usuários. Os principais recursos da página Palavras Principais são:

- Seleção de palavras para uso máximo entre ambientes.
- Colocação de palavras.
- Ordem de introdução de palavras.
- Posicionamento organizado de palavras à medida que outras são sistematicamente adicionadas.
- Eficiência de navegação.
- Suporta ensinar aos usuários o significado das palavras e como combiná-las para criar mensagens exclusivas.

7.3 Respostas Rápidas



Figura 7.3 Botão Respostas Rápidas - Barra de ferramentas Core First

Respostas Rápidas são mensagens rápidas e previsíveis que podem ser usadas sozinhas ou em combinação. São pequenas palavras para manter a conversa em andamento, chamar a atenção ou comentar. Também estão incluídas mensagens comumente usadas que enfocam necessidades pessoais, cumprimentos, sociais, sentimentos, perguntas e reparos. As Respostas Rápidas falam imediatamente e não inserem texto na Janela de Mensagem.

7.4 Temas



Figura 7.4 Botão de Tópicos - Barra de ferramentas do Core First

Os tópicos suportam as interações em ambientes específicos ou sobre tópicos específicos. Selecione um tópico na Página de Tópicos para ver palavras e frases relevantes. Personalize o seu conjunto de páginas adicionando seus próprios Tópicos!

7.4.1 Palavras temáticas

Essas páginas contêm palavras comumente usadas no Tópico selecionado.

7.4.2 Suportes



Os suportes ajudam os usuários com comportamentos e comunicações sociais.

7.4.2.1 Primeiro, Então




Figura 7.5 Primeiro, Então suporte

Esse suporte mostra uma sequência de eventos de duas etapas, reforçando causa e efeito ou etapas lógicas.

7.4.2.2 Minicronograma



Figura 7.6 Suporte para minicronograma

O minicronograma mostra uma sequência de eventos em várias etapas, reforçando o conceito de causa e efeito ou uma série de etapas lógicas.

7.4.2.3 Roteiro




Figura 7.7 Suporte de roteiro

Um roteiro fornece frases pré-feitas que são comumente usadas no tópico em questão. Os roteiros são usados para criar narrativas sociais e ajudar a modelar conversas apropriadas.

7.4.2.4 Temporizador visual



Figura 7.8 Barra superior com temporizador visual

O temporizador visual exibe um relógio de contagem regressiva e uma barra colorida animada na barra superior. A exibição do número diminui a quantidade de tempo especificada e a barra colorida recua à medida que o tempo restante diminui. Quando a opção Alarme está ativada, um som será reproduzido quando o tempo acabar.

Para cancelar o temporizador visual, selecione o **X** no lado direito da barra superior.



Para alterar o tempo de contagem regressiva ou a preferência de alarme, edite o botão e selecione a ação Temporizador Visual.

7.5 Teclado



Figura 7.9 Botão de Teclado - Barra de ferramentas do Core First

A página Teclado fornece botões de caractere único que se comportam como as teclas de um teclado. Use esta página para compor palavras que não estão disponíveis no seu conjunto de páginas ou para adicionar pontuação. Para definir sua página de teclado desejada, consulte [9.1.6 Definir página do teclado](#).

7.6 Painel de controle



Figura 7.10 Botão de Painel - Barra de ferramentas Core First

O Painel é uma página que facilita o acesso a botões usados com frequência, especialmente botões que não são de vocabulário, como controle de volume ou controles remotos.

7.7 Formas de palavras



Figura 7.11 Botão Formas de Palavras - Barra de ferramentas do Core First

A página de Formas de Palavras mostra diferentes formas (tempo, número, etc.) da última palavra na Janela de Mensagem. Selecione a forma de palavra desejada para atualizar a palavra na Janela de Mensagem.

7.8 Navegação suportada



Figura 7.12 Navegação suportada - Barra de ferramentas do Core First

A página de Navegação Suportada é a página inicial dos primeiros tamanhos de grade emergentes (<3x3). O botão Navegação Suportada na barra de ferramentas torna a página disponível para todos os tamanhos de grade.

7.9 abc (somente em alemão)



Este botão abre a área do vocabulário ABC conhecida do “LiterAACy”. Você encontrará mais de 3.600 palavras do vocabulário primário e secundário, classificadas pela primeira e segunda letra.

- A área do ABC apoia o aprendizado e o uso de habilidades de alfabetização.
- O feedback fonético é reproduzido quando uma letra é selecionada.
- Existem duas versões deste recurso, uma usando letras maiúsculas e outra usando letras minúsculas. O botão abc de letras minúsculas é o padrão. Para usar letras maiúsculas, torne visível o botão ABC (maiúsculo) na barra de ferramentas e oculte o botão abc (minúsculo). Consulte a seção 8.5.5 *Ocultar/mostrar um botão*.

8 Edição

Para fazer alterações em um botão, uma página, configurações ou usuários, o software deve estar no Modo de Edição.

Você pode entrar no Modo de Edição a qualquer momento selecionando o botão  **Editar**.



O botão Editar e o Modo de Edição só podem ser acessados usando o Método de Acesso de Toque.

No Modo de Edição, você pode clicar duas vezes na maioria dos botões de página para ver como eles se comportam no Modo de Uso.

8.1 O Painel de Edição

O Painel de Edição contém todas as ferramentas e guias para fazer alterações no seu conjunto de páginas e software.




Figura 8.1 O painel de edição (mostrado expandido)

Selecione  para expandir o painel de edição.

Redimensione o painel de edição para um tamanho personalizado arrastando o  para cima ou para baixo enquanto o painel é expandido.

8.2 Adicionar um botão

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione o  em qualquer célula vazia na página para criar um novo botão.



Figura 8.2 Célula vazia


8.3 Mover um botão



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione e segure o botão que você deseja mover e o arraste para o local desejado. Existem duas maneiras de colocar o botão na página:
 - Trocar: ao arrastar o botão diretamente sobre outro botão, os dois botões trocam de posição na página. O contorno preto em torno do local escolhido na grade indica uma troca.



- Inserir: ao arrastar o botão selecionado entre dois botões, os botões à direita e abaixo se movem para criar um espaço para você colocar o botão. Os botões manterão a sequência da esquerda para a direita e de cima para baixo na página. O posicionamento do botão de inserção é indicado por uma barra vertical.



Você pode inserir um botão horizontalmente (como mostrado acima) ou verticalmente.



Quando você move um botão, ele se aplica apenas ao tamanho atual da grade.

8.4 Redimensionar um botão

Você pode redimensionar um botão para ocupar quantas células da grade desejar em uma seção da página ou da barra de ferramentas.



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione um botão na página ou na barra de ferramentas.




O redimensionamento de botão está disponível apenas quando um único botão é selecionado.

3. Selecione e mantenha pressionado um dos pontos azuis nos cantos do botão selecionado e arraste para redimensionar o botão.



i Os botões redimensionados não podem ir além das seções da página ou da barra de ferramentas.

4. Aguarde o botão preencher completamente as células até o tamanho desejado e solte a seleção.



i Você não pode redimensionar ou mover um botão para uma célula ocupada por um botão de navegação (rolagem).

Ao aumentar um botão, os botões deslocados se moverão para as células vazias mais próximas.



Quando você redimensiona um botão, ele se aplica apenas ao tamanho atual da grade.

8.5 Ferramentas de edição de botão

As ferramentas encontradas no lado direito da janela do aplicativo ajudam você a editar os botões atualmente selecionados.



Figura 8.3 Ferramentas de edição de botões - (de cima para baixo) Desfazer, Refazer, Copiar, Colar, Selecionar Todas, Selecionar Vários, Ocultar/Mostrar, Excluir, Expandir/Recolher Nomes de Ferramentas

8.5.1 Desfazer e refazer

A ferramenta Desfazer  permite reverter até as últimas 100 edições feitas para o usuário/conjunto de páginas atual.

A ferramenta Refazer  restabelecerá a última alteração que você reverteu com a ferramenta Desfazer.



As alterações armazenadas em Desfazer é redefinida ao carregar um usuário diferente, um conjunto de páginas diferente e quando o software Snap é fechado.

8.5.2 Copiar e colar um botão

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione um botão.
3. Selecione a ferramenta  **Copiar**.
Observe que a ferramenta Colar exibe o número de botões que você copiou.

4. Selecione a ferramenta  **Colar**.
O botão colará na primeira célula vazia disponível na página.

8.5.3 Selecionar todos os botões

A ferramenta Selecionar Todos seleciona automaticamente todos os botões da página atual para que você possa realizar operações de edição em massa.

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Botão**.
3. Selecione a ferramenta  **Selecionar Todos**.

 Depois de usar Selecionar Todos, você pode clicar em botões individuais para desmarcá-los; os outros botões permanecerão selecionados.

4. Faça as alterações desejadas nos botões.
5. Para desmarcar todos os botões, selecione a ferramenta  **Selecionar Vários**.

8.5.4 Selecionar vários botões

A ferramenta  Selecionar Vários permite selecionar (manualmente) vários botões de uma só vez, para que você possa realizar operações de edição em massa.

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Botão**.
3. Selecione a ferramenta  **Selecionar vários**.

 A ferramenta Selecionar Vários fica preta quando desativada e azul quando ativada.

4. Selecione os botões que você gostaria de editar simultaneamente.




Figura 8.4 Vários botões selecionados - Observe que a ferramenta Selecionar Vários mostra quantos botões estão atualmente selecionados.

5. Faça as alterações desejadas nos botões.
6. Para desmarcar todos os botões, selecione a ferramenta  **Selecionar Vários**.

8.5.5 Ocultar/mostrar um botão

Botões ocultos não são visíveis no Modo de Uso. Botões que estão temporariamente avançados demais, ou que distraem demais, podem ser ocultados e depois exibidos mais tarde.

No modo de edição, os botões ocultos são indicados por uma sobreposição cinza.




Figura 8.5 Um botão oculto ao lado de um botão visível, como visto no Modo de Edição.

8.5.5.1 Ocultar

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione um botão que você gostaria de ocultar.
3. Selecione a ferramenta  **Ocultar**.

 A ação padrão da ferramenta Ocultar/Mostrar é definir a visibilidade nesse botão em todos os locais em que aparece no Conjunto de Páginas. Para definir a visibilidade apenas para a instância selecionada do botão, clique e mantenha pressionado (toque longo) na ferramenta Ocultar/Mostrar e escolha **Alterar Visibilidade Aqui**.

8.5.5.2 Exibir

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione um botão oculto.
3. Selecione a ferramenta  **Mostrar**.

 A ação padrão da ferramenta Ocultar/Mostrar é definir a visibilidade nesse botão em todos os locais em que aparece no Conjunto de Páginas. Para definir a visibilidade apenas para a instância selecionada do botão, clique e mantenha pressionado (toque longo) na ferramenta Ocultar/Mostrar e escolha **Alterar Visibilidade Aqui**.

8.5.6 Excluir um botão

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione um botão.
3. Selecione o botão  **Excluir**.

8.5.7 Expandir / Recolher a Edição de Nomes de Ferramentas

Selecione as  setas duplas para exibir os nomes das ferramentas de edição. Selecione as  setas duplas novamente para ocultar os nomes das ferramentas.

8.6 Conteúdo do botão



Figura 8.6 Botão com rótulo, símbolo, cor de fundo e borda média.

8.6.1 Botão Rótulo

O Rótulo do botão é o texto que aparece em um botão.

8.6.1.1 Alterar Rótulo do Botão

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione um botão.
3. Digite no campo de texto **Rótulo**.



Figura 8.7 Campo de texto de rótulo do botão

Se quiser alterar outras características do rótulo (fonte, cor, localização, tamanho etc.), consulte a seção 8.8.3 *Botão Rótulo*.

8.6.2 Conteúdo ativo

O Conteúdo ativo permite exibir informações dinâmicas em um botão. O rótulo e o símbolo do botão mudam para refletir o status das informações atuais.

8.6.2.1 Adicionar conteúdo ativo a um botão

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione um botão.
3. Selecione **Conteúdo ativo**.



Figura 8.8 Conteúdo ativo

4. Selecione o tipo de Conteúdo ativo.

Tipo de Conteúdo ativo	Descrição
Estado de pausa do método de acesso	Observação: O método de acesso de pausa é aplicável apenas aos seguintes métodos de acesso: Interação por Olhar, Permanência do Mouse. Quando outros Métodos de Acesso estão em uso, os botões que usam o Conteúdo Ativo do Estado de Pausa do Método de Acesso ficam desativados. Se a ação Pausar Método de Acesso estiver presente no botão (padrão), o rótulo exibirá a ação do botão: Iniciar Acesso ou Pausar Acesso. Se a ação Pausar Método de Acesso não estiver presente no botão, o rótulo exibirá o estado de pausa do Método de Acesso: Acesso em Execução ou Acesso Pausado.
Estado de conexão do AccessIT	Exibe o status da conexão do dispositivo AccessIT 3: Desconectado, Desconectando, Conectando ou Conectado. Pode ser emparelhado com a ação Conectar ao AccessIT para criar um botão que mostra o status e, quando selecionado, conecta-se a um dispositivo AccessIT.
Nível da bateria	Mostra a porcentagem atual do nível da bateria: 0–100%. O símbolo muda para refletir o nível da bateria e indica quando o dispositivo está conectado e carregando.
Modo de conversa	Se a ação Alternar Modo de Conversa estiver presente no botão (padrão), o rótulo exibirá a ação do botão: Conversar ou Parar Conversa. Se a ação Alternar Modo de Conversa não estiver presente no botão, o rótulo do botão exibirá o status atual do Modo de Conversa: Modo de Conversa Ligado ou Modo de Conversa Desligado.
Data	Mostra o dia, mês e ano atuais. A formatação da data é definida pela localidade.
Dia da semana	Exibe o dia da semana atual.
Estado de silenciamento do feedback	Se a ação Alternar Silenciamento do Feedback de Áudio estiver presente no botão (padrão), o rótulo exibirá a ação do botão: Silenciar Feedback de Áudio ou Cancelar Silenciamento do Feedback de Áudio. Se a ação Alternar Silenciamento do Feedback de Áudio não estiver presente no botão, o rótulo do botão exibirá o status de silenciamento do feedback de áudio atual: Feedback de Áudio Silenciado ou Feedback de Áudio Não Silenciado.
Volume do feedback	Exibe o volume de feedback de áudio: 0–100%. Pode ser emparelhado com a ação Aumentar Feedback de Áudio ou Diminuir Feedback de Áudio para criar um botão que controla o volume e também exibe o nível de volume do feedback.
Brilho da janela do parceiro	Dispositivos Tobii Dynavox I-13 e I-16 somente. Exibe a porcentagem de brilho da janela do parceiro: 0–100%. Pode ser associado à ação Aumentar o brilho da janela do parceiro ou a ação Diminuir o brilho da janela do parceiro para criar um botão que controla o brilho da janela do parceiro e também exibe o brilho atual da janela do parceiro.
Estado de energia da janela do parceiro	Dispositivos Tobii Dynavox I-13 e I-16 somente. Se a ação Liga/desliga a energia da janela do parceiro estiver presente no botão (padrão), o rótulo exibirá a ação do botão: Ligar janela do parceiro ou Desligar janela do parceiro. Se a ação Liga/Desliga a energia da janela do parceiro não estiver presente no botão, o rótulo do botão exibirá o status de energia atual: Janela do parceiro ligada ou Janela do parceiro desligada.
Estado de fala	Se a ação Janela da Mensagem de Fala estiver presente no botão (padrão), o rótulo exibirá a ação do botão: Falar ou Parar. Se a ação Janela da Mensagem de Fala não estiver presente no botão, o rótulo do botão exibirá o status de fala atual: Falando ou Não Falando.

Tipo de Conteúdo ativo	Descrição
Estado de silenciamento da fala	Se a ação Alternar Silenciamento da Fala estiver presente no botão (padrão), o rótulo exibirá a ação do botão: Silenciar ou Cancelar Silenciamento. Se a ação Alternar Silenciamento da Fala não estiver presente no botão, o rótulo do botão exibirá o status de silenciamento da fala atual: Silenciada ou Não Silenciada.
Volume da fala	Exibe o volume da fala: 0–100%. Pode ser emparelhado com a ação Aumentar Volume da Fala ou Diminuir Volume da Fala para criar um botão que controla o volume e também exibe o nível do volume da fala.
Tempo	Exibe a hora atual do sistema em horas e minutos. O formato de hora é determinado pela configuração da região do sistema operacional. Observação: O símbolo é um mostrador genérico que não muda com o tempo.

8.6.3 Mensagem do botão

A Mensagem é o texto que é inserida na Janela de Mensagem quando o botão é selecionado. Se a Janela de Mensagem não estiver presente, o botão Mensagem é falado.

8.6.3.1 Alterar mensagem do botão

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione um botão.
3. Digite no campo de texto **Mensagem**.



Figura 8.9 Campo de texto da mensagem do botão

Se deseja gravar uma faixa de áudio de Mensagem personalizada, consulte a seção 8.6.3.2 *Fazer uma gravação*.

8.6.3.2 Fazer uma gravação

 Se tiver uma gravação e um texto digitado para uma única mensagem ou sinal de áudio, especifique qual deles será reproduzido no Modo de Uso. Selecione a seta para definir o texto ou a gravação como a opção ativa.

1. Selecione e segure  **Gravar** para iniciar a gravação.
2. Quando terminar de gravar, solte  **Gravar**.



3. Para ouvir sua gravação, selecione **Reproduzir**.



4. Para excluir sua gravação, selecione o **X**.



8.6.4 Sinal de Áudio do botão

O Sinal de Áudio pode ser usado com os métodos de acesso Seleção ao Soltar, Permanência do Mouse, Interação por Olhar e Escaneamento. O Sinal de Áudio é uma visualização do botão que é falada quando o botão está destacado, mas ainda não selecionado.

8.6.4.1 Alterar sinal de áudio do botão

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione um botão.
3. Selecione **Sinal de Áudio** para expandir a linha.




Figura 8.10 Campo de texto do Sinal de Áudio do botão

4. Digite no campo **Sinal de Áudio**.

Se quiser gravar um Sinal de Áudio personalizado, consulte a seção 8.6.3.2 *Fazer uma gravação*.

8.6.5 Imagem do botão

O botão pode mostrar um símbolo ou imagem.

8.6.5.1 Alterar Botão Imagem

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione um botão.
3. Adicione uma imagem ao botão:
 - Para procurar um símbolo:
 - a. Selecione o botão  **Pesquisa de símbolo**.
A caixa de diálogo Pesquisa de Símbolo será aberta.



- b. Digite no campo de texto para refinar os termos da pesquisa.
 - c. Escolha o símbolo desejado.
 - d. Selecione **Concluído**.
- Para usar a câmera para tirar uma foto para a imagem do botão:
 - a. Selecione o botão  **Câmera**.
 - b. Escolha **Da câmera**.
 - c. Use a câmera do seu dispositivo para capturar uma foto.

- Para usar uma imagem armazenada no seu dispositivo local:

- Selecione o botão  **Câmera**.
- Escolha **Da biblioteca de fotos**.
- Use o navegador de arquivos para navegar até o arquivo de imagem desejado.

Se não quiser ter um símbolo no botão, selecione o **X** no canto do símbolo atual ou defina o Layout do Botão como Somente Rótulo. Consulte a seção 8.8.3.5 *Layout do botão*.



8.6.5.2 Filtrar resultados de pesquisa por símbolo

- Selecione o botão  **Editar**.
- Selecione um botão.
- Selecione o botão  **Filtro de símbolo**.
- Selecione os recursos que você gostaria de ver nos resultados da pesquisa por símbolos (Adulto, Criança, Feminino, Masculino).

 Suas configurações de filtro permanecerão ativadas até que você as edite novamente.

8.6.6 Tipo de botão

A configuração do Tipo de Botão determina a maneira como um botão se comporta.

- Selecione o botão  **Editar**.
- Selecione um botão.
- Selecione **Tipo de Botão**.
- Selecione um Tipo de Botão na lista:
 - **Regular**: pode conter um símbolo, um rótulo e ações. A ação padrão é “falar/inserir mensagem”.
 - **Previsão**: antecipa a nova palavra com base na composição atual na Janela de Mensagem. Selecione o botão para inserir a palavra exibida na Janela de Mensagem.
 - **Teclado**: criado para inserir um único caractere na Janela de Mensagem ou responder apropriadamente a modificadores, como a tecla Shift ou Caps Lock.
 - **Flexão**: altera a palavra-alvo para o formato de palavra especificado, por exemplo, plural, pretérito, etc. O alvo é configurado para uma de duas opções: a última palavra na Janela de Mensagem ou todos os botões Gramática.





A configuração Regras de Idioma do Botão deve ser exatamente a mesma para o botão Flexão e o botão Gramática para que a inflexão funcione corretamente.

- **Gramática:** atualiza seu rótulo para prever a forma gramatical desejada da palavra, baseando-se no conteúdo atual da Janela de Mensagem, em um botão Flexão selecionado ou em um botão Assunto Implícito.
- **Assunto implícito:** (somente em espanhol) quando preenchido com um pronome, o botão Assunto Implícito pode ser usado para flexionar os botões Gramática e inserir seu rótulo na Janela de Mensagem. Quando selecionado uma vez, o botão Assunto Implícito flexionará os botões Gramática para concordar com o pronome no botão Assunto Implícito. Se selecionado uma segunda vez, o rótulo (pronome) do botão Assunto Implícito é inserido na Janela de Mensagem.
Se as regras de idioma do botão Assunto implícito estiverem definidas para espanhol (México, Espanha ou Estados Unidos), um dos seguintes pronomes pode ser usado no botão:

- yo
- tú
- usted
- él
- ella
- nosotros
- nosotras
- vosotros
- vosotras
- ustedes
- ellos
- ellas



A configuração Regras de Idioma do Botão deve ser exatamente a mesma no botão Assunto Implícito e no botão Gramática para que a inflexão funcione corretamente.

8.7 Ações do Botão

As ações permitem que você crie botões que fazem várias coisas!

Adicionar ou editar ações do botão



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione um botão.
3. Selecione **Adicionar ação** para escolher uma ação a ser adicionada ao botão.

Ação	Descrição
Limpar a janela de mensagem	Limpar o conteúdo da janela de mensagem.
Limpar palavra	Limpar a última palavra na janela de mensagem.
Copiar a janela de mensagens para o botão	Copie o texto da janela de mensagens e o adicione ao rótulo do botão selecionado pelo usuário.
Janela de mensagem de fala	Falar o conteúdo da janela de mensagem.
Falar ou inserir uma mensagem	Falar ou inserir uma mensagem em um botão.
Falar uma frase	Falar a última frase na janela de mensagem.
Alternar modo de conversa	Ligar e desligar a conversa. Quando o Chat está ativado, o conteúdo atual da Janela de Mensagem é armazenado em cache e a Janela de Mensagem é limpa. No Chat, você poderá inserir novo conteúdo e falar na Janela de Mensagem. Quando o Chat estiver desativado, o conteúdo da Janela de Mensagem em cache é restaurado para que você possa continuar de onde parou.

Ação	Descrição
Cancelar visita	Cancela a visita para que você permaneça na página atual.
Prolongar visita	Um botão contendo essa ação não acionará o retorno à página anterior enquanto a visita estiver ocorrendo.
Voltar	Voltar para a página anterior.
Ir para o início	Ir para a página inicial
Link	Link para outra página.
Abrir painel de controle	Abrir página do painel de controle
Abrir teclado	Abrir página do Teclado
Retornar da visita	Retorna à página anterior, cancela a Visita.
Alternar conjunto de páginas	Alternar para um diferente conjunto de páginas.
Primeiro, e então	Exibe uma sequência Primeiro, Então em uma janela pop-up.
Mini-cronograma	Exibe uma mini-agenda em um pop-up.
Roteiro	Exibe um Roteiro em uma janela pop-up.
Temporizador visual	Exibe um temporizador na barra superior que faz uma contagem regressiva do tempo especificado.
Calibrar rastreador ocular	Inicia a calibração do rastreador ocular.
Pausar o método de acesso	Pausa e retoma o método de acesso. O texto no rótulo do botão mostra se o método de acesso se encontra ativo ou pausado no momento. Métodos de acesso aplicáveis: Permanência do Mouse, Interação por Olhar.
Mostrar o status do rastreador ocular	Exibe a janela de status de rastreamento para o rastreador ocular.
Ativar ou desativar o volume de feedback de áudio	Ativa ou desativa o volume de feedback de áudio.
Diminuir o volume de feedback de áudio	Diminui o volume de feedback de áudio.
Aumentar o volume de feedback de áudio	Aumenta o volume de feedback de áudio.
Alternar silenciamento da fala	Ativa ou desativa o volume do sistema.
Diminuir o volume da fala	Diminui o volume do sistema.
Aumentar o volume da fala	Aumenta o volume do sistema.
Enviar sinal infravermelho.	Envie o sinal de infravermelho especificado.
Conectar ao AccessIT*	Desconecte o dispositivo AccessIT atualmente conectado para exibir o seletor de dispositivo AccessIT.
Reiniciar AccessIT*	Pare as ações do AccessIT especificadas: transmissões de texto, teclas do teclado, cliques e/ou movimentos contínuos do mouse.
Enviar texto do botão*	Enviar uma mensagem ou rótulo do botão para o dispositivo AccessIT.
Enviar tecla*	Enviar uma tecla para o dispositivo AccessIT.
Enviar texto da Janela de Mensagem*	Envie o texto atualmente na janela de mensagens para o dispositivo AccessIT.
Enviar clique*	Enviar cliques para o dispositivo AccessIT.

Ação	Descrição
Enviar movimento do mouse*	Enviar movimento do mouse para o dispositivo AccessIT.
Enviar texto*	Enviar texto para o dispositivo AccessIT.
Iniciar aplicativo	Inicia o aplicativo especificado.
Reinicie o dispositivo	Reinicia o dispositivo.
Desligue o dispositivo	Desliga o dispositivo.
Diminuir o brilho da janela do parceiro**	Diminui o brilho da janela do parceiro.
Aumentar o brilho da janela do parceiro**	Aumenta o brilho da janela do parceiro.
Liga/desliga a energia da janela do parceiro**	Liga/desliga a janela do parceiro.

* Esta ação requer um dispositivo Tobii Dynavox AccessIT 3. Consulte a seção 8.7.3 AccessIT


**Esta ação requer um dispositivo Tobii Dynavox I-13 ou I-16.

8.7.1 Excluir uma ação

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione um botão.
3. Selecione o botão  **Excluir** ao lado de uma ação.
4. Selecione o botão vermelho **Excluir** para confirmar a exclusão.

8.7.2 Reordenar ações do botão

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione um botão.
3. Selecione e segure o ícone  de uma Ação e, em seguida, arraste-a para uma nova posição na lista de Ações.



8.7.3 AccessIT

O Snap suporta o Tobii Dynavox AccessIT 3, um dispositivo Bluetooth USB usado para enviar toques de tecla, movimentos do mouse e cliques do mouse para um computador Windows 10 padrão a partir de um dispositivo que executa o

aplicativo Tobii Dynavox Snap + Core First. Para saber mais sobre o Tobii Dynavox AccessIT 3, acesse <http://www.tobiidynavox.com/AccessIT>



As páginas do AccessIT estão incluídas nos Conjuntos de Página do Core First criados com o Snap versão 1.7 e posterior. Os pacotes de páginas do AccessIT estão disponíveis para importação em seus Conjuntos de Páginas existentes em <https://www.mytobiidynavox.com/PagesetCentral>



A partir de agora, este documento se referirá aos comandos recebidos do computador como “o PC” e ao dispositivo a partir do qual os comandos serão enviados como “o dispositivo de fala”.



O AccessIT 3 usa a tecnologia sem fio Bluetooth®. O PC (com o AccessIT 3 conectado) e o dispositivo de fala devem estar dentro de aproximadamente 10 metros (32 pés) para estabelecer e manter o emparelhamento Bluetooth enquanto o AccessIT 3 estiver em uso.

Tanto o dispositivo de fala como o PC devem estar ligados e desbloqueados antes de iniciar os passos abaixo.

8.7.3.1 Configurar o AccessIT

Conectar o AccessIT

1. (No PC) Insira o AccessIT 3 na porta USB.



O AccessIT 3 requer USB 2.0 ou superior.

Ativar Bluetooth - Dispositivos de Fala do Windows

1. (No dispositivo de fala) Selecione o menu **Iniciar** e escolha **Configurações**.
2. Selecione **Dispositivos**.
3. Selecione **Bluetooth**.
4. Move a chave **Bluetooth** para a posição LIGADA.

Ativar Bluetooth - Dispositivos de Fala do iOS (iPad)

1. (No dispositivo de fala) Vá para **Configurações > Bluetooth** e ative o Bluetooth.

8.7.3.2 Ações do AccessIT

As ações do AccessIT são projetadas para serem usadas em combinação. Operações comuns no PC, como clicar e arrastar, exigirão mais de uma ação. Ações individuais são descritas abaixo.



Se um dispositivo AccessIT não estiver conectado quando um botão contendo uma ação do AccessIT for selecionado, o selecionador de dispositivo AccessIT (acessível) será aberto automaticamente.

- Conectar ao AccessIT - Desconecte o dispositivo AccessIT atual (se houver) e exiba o selecionador de dispositivo AccessIT. Essa ação é útil para alternar de um dispositivo AccessIT para um dispositivo AccessIT diferente. Não é necessário usar essa ação para iniciar todas as sessões do AccessIT, pois todas as ações do AccessIT abrem automaticamente o selecionador de dispositivos AccessIT se um dispositivo AccessIT não estiver conectado no momento.
- Redefinir AccessIT - Interrompe os tipos de comando especificados que estão sendo executados atualmente: teclas do teclado, cliques do mouse, movimentos do mouse e/ou texto.
- Enviar texto do botão - Enviar o botão Mensagem para o dispositivo AccessIT. Se o botão não tiver uma Mensagem, enviar o botão Rótulo.
- Enviar tecla do teclado - Enviar a tecla do teclado especificada. Opções: mantenha pressionada a tecla e/ou aguarde um período especificado após o envio da tecla do teclado (antes de executar a próxima ação).
- Enviar texto da janela de mensagem - Enviar o texto da Janela de Mensagem atual para o dispositivo AccessIT. Se a Janela Mensagens estiver simbolizada, os símbolos não serão enviados.
- Enviar texto - Enviar o texto especificado para o dispositivo AccessIT.
- Enviar clique do mouse - Enviar o tipo de clique especificado (clique esquerdo, clique direito, clique do meio, clique duplo à esquerda). Opções: aguarde um período de tempo especificado após o envio do clique (antes de realizar a próxima ação) e/ou mantenha pressionado o clique.

- Enviar movimento do mouse - Enviar movimento do mouse para o dispositivo AccessIT. Os movimentos do mouse são feitos a partir da posição atual do mouse. Mova a bola azul para a posição no círculo que corresponde à direção do movimento desejado do mouse e insira um número no campo de distância. A unidade de distância é o menor movimento de mouse detectável, que está entre 1/300 e 1/200 polegadas, dependendo da configuração de velocidade do mouse e do equipamento no PC. Opções: movimento contínuo (o mouse continuará a se mover na direção especificada até que outra ação pare/redirecione ou seja executada na borda da tela) e/ou espere por um período de tempo especificado após o envio do movimento do mouse (antes de executar a próxima ação).



Figura 8.11 Direção do movimento do mouse - Posicione a bola azul no círculo para definir a direção do movimento do mouse.



Alguns usuários do AccessIT podem achar útil ativar a configuração do Windows “Mostrar local do ponteiro quando pressionar a tecla CTRL” no PC. Use a ação Enviar Tecla do Teclado para enviar a tecla CTRL do Snap e círculos animados aparecerão temporariamente ao redor do ponteiro do mouse no PC para torná-lo mais visível. Para acessar essa configuração do mouse do Windows, vá para *Configurações > Dispositivos > Mouse > Opções adicionais do mouse > guia Opções do ponteiro*.

8.7.3.3 Configurações de energia do PC e AccessIT


Seu PC só pode receber comandos AccessIT quando estiver ligado e acordado. Para garantir acesso ininterrupto ao PC, ajuste as configurações de energia do seu PC para nunca colocar o computador (disco rígido) em repouso quando conectado.

Seu PC ainda pode receber comandos do AccessIT se a tela (monitor) entrar em um modo de economia de energia. Quando um comando do AccessIT (tecla do teclado, movimento do mouse ou clique do mouse) é enviado do Snap, ele “acordará” a tela do PC.

As configurações de energia do Windows são encontradas em *Configurações > Sistema > Energia e suspensão*.

8.8 Estilo do botão

Altere a aparência de um botão na categoria Estilo do Botão.



8.8.1 Botão plano de fundo



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione um botão.
3. Selecione a categoria **Estilo**.
4. Selecione **Cor** sob Plano de Fundo do Botão.
5. Selecione uma cor.

8.8.2 Botão borda

8.8.2.1 Cor da borda



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione um botão.
3. Selecione a categoria **Estilo**.
4. Selecione **Cor** sob Borda do Botão.
5. Selecione uma cor.

8.8.2.2 Espessura da borda



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione um botão.
3. Selecione a categoria **Estilo**.
4. Selecione **Espessura** sob Borda do Botão.
5. Selecione uma espessura de borda - Nenhuma, Fina, Média ou Grossa.



Figura 8.12 Bordas do botão: Nenhuma, Fina, Média e Grossa.

8.8.3 Botão Rótulo

8.8.3.1 Cor



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione um botão.
3. Selecione a categoria **Estilo**.
4. Selecione **Cor** sob Rótulo do Botão.
5. Selecione uma cor.

8.8.3.2 Fonte



O padrão dessa configuração é definido na guia Conjunto de Páginas. Se você deseja substituir o padrão do Conjunto de Páginas nesta instância, **desligue** a configuração Corresponder Conjunto de Páginas. Para alinhar esta definição com o resto do conjunto de páginas, **ligue** a configuração Corresponder Conjunto de Páginas.



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione um botão.
3. Selecione a categoria **Estilo**.
4. Selecione **Fonte** sob Rótulo do Botão.
5. Selecione uma fonte.

8.8.3.3 Tamanho



O padrão dessa configuração é definido na guia Conjunto de Páginas. Se você deseja substituir o padrão do Conjunto de Páginas nesta instância, **desligue** a configuração Corresponder Conjunto de Páginas. Para alinhar esta definição com o resto do conjunto de páginas, **ligue** a configuração Corresponder Conjunto de Páginas.



1. Selecione o botão **Editar**.

2. Selecione um botão.
3. Selecione a categoria **Estilo**.
4. Selecione **Tamanho** sob Rótulo do Botão.
5. Selecione um tamanho.

8.8.3.4 Negrito



O padrão dessa configuração é definido na guia Conjunto de Páginas. Se você deseja substituir o padrão do Conjunto de Páginas nesta instância, **desligue** a configuração Corresponder Conjunto de Páginas. Para alinhar esta definição com o resto do conjunto de páginas, **ligue** a configuração Corresponder Conjunto de Páginas.



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione um botão.
3. Selecione a categoria **Estilo**.
4. Selecione **Negrito** sob Rótulo do Botão.
5. **Ative** ou **desative** o negrito.

8.8.3.5 Layout do botão




O padrão dessa configuração é definido na guia Conjunto de Páginas. Se você deseja substituir o padrão do Conjunto de Páginas nesta instância, **desligue** a configuração Corresponder Conjunto de Páginas. Para alinhar esta definição com o resto do conjunto de páginas, **ligue** a configuração Corresponder Conjunto de Páginas.



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione um botão.
3. Selecione a categoria **Estilo**.
4. Selecione **Layout do botão** sob Rótulo do Botão.
5. Selecione um layout na lista



Parte superior do rótulo, parte inferior da imagem




Parte inferior do rótulo, parte superior da imagem



Rótulo à esquerda, imagem à direita



Rótulo à direita, imagem à esquerda



Apenas rótulo



Apenas imagem

8.9 Link para página/criar nova página

Os botões de link abrem uma página diferente quando selecionados. Por padrão, os botões de link são identificados por



este ícone




ou pelo ícone de visita

. Para alterar a aparência dos botões de link e visita, consulte a seção 9.3.5 *Visualização do link do Conjunto de Páginas*.

8.9.1 Criar um botão de link em uma célula vazia



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione o ícone do link em uma célula vazia.



- Para fazer um link para uma nova página, consulte a seção 8.9.3 *Link para uma nova página/criar nova página*.
- Para fazer um link para uma página existente, consulte a seção 8.9.4 *Link para página existente*.
- Para fazer um link para uma cópia (nova) de uma página existente, consulte a seção 8.9.5 *Link para uma nova cópia da página existente*.
- Para importar e vincular a uma página, consulte a seção 8.9.6 *Importar e fazer link para a página*.

8.9.2 Criar um link de um botão existente



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione o botão a partir do qual você gostaria de criar um link.
3. Selecione a guia **Botão**.
4. Selecione a categoria **Ação**.
5. Selecione **Adicionar ação**.
6. Selecione **Link**.
 - Para fazer um link para uma nova página, consulte a seção 8.9.3 *Link para uma nova página/criar nova página*.
 - Para fazer um link para uma página existente, consulte a seção 8.9.4 *Link para página existente*.
 - Para fazer um link para uma cópia (nova) de uma página existente, consulte a seção 8.9.5 *Link para uma nova cópia da página existente*.
 - Para importar e vincular a uma página, consulte a seção 8.9.6 *Importar e fazer link para a página*.

8.9.3 Link para uma nova página/criar nova página

1. Selecione **Link para nova página**. A caixa de diálogo Nova Página será aberta.
2. Digite o nome da página no campo **Nome**. Escolha um símbolo ou selecione **X** se não quiser definir um símbolo para a página.
3. Selecione **Criar** para criar o link e a nova página. Selecione **Cancelar** para retornar sem salvar.



8.9.4 Link para página existente

1. Selecione **Link para página existente**. A caixa de diálogo Link para página existente será aberta.
2. Selecione uma página na lista.



Digite no campo Pesquisar para encontrar uma página específica ou selecione Recentemente Aberta para encontrar uma página que você visitou recentemente.

3. Selecione **Salvar** para criar o link. Selecione **Cancelar** para retornar sem salvar.

Para saber mais sobre Visitar Página, consulte a seção 8.9.7 *Visitar página*.

8.9.5 Link para uma nova cópia da página existente

Esse método de link permite usar uma página como um modelo para a nova página criada.

1. Selecione **Link para a cópia da página**. A caixa de diálogo Link para a cópia da página será aberta.
2. Selecione uma página na lista.



Digite no campo Pesquisar para encontrar uma página específica ou selecione Recentemente Aberta para encontrar uma página que você visitou recentemente.

3. Digite um nome para a nova página no campo Nome.
4. Selecione **Salvar** para criar uma cópia da página selecionada e do link. Selecione **Cancelar** para retornar sem salvar.

Para saber mais sobre Visitar Página, consulte 8.9.7 *Visitar página*.

8.9.6 Importar e fazer link para a página

Se tiver um arquivo de pacote de páginas contendo uma página à qual gostaria de fazer o link, você poderá importar a página e fazer o link em uma única etapa usando Importar e fazer link para a página.

1. Selecione **Importar e fazer link para a página**. Você pode optar por importar do myTobiiDynavox ou de um arquivo local:

De myTobiiDynavox

- a. Selecione **Do myTobiiDynavox**.
Você pode ser solicitado a efetuar login no myTobiiDynavox. A caixa de diálogo Selecionar Pacote de Páginas do myTobiiDynavox é aberta.
- b. Selecione o Pacote de Páginas que você deseja importar e escolha **Avançar**.
- c. Selecione a página que você gostaria de vincular e, em seguida, selecione **Importar**.



Os conflitos de página ocorrem quando o pacote de páginas contém uma ou mais páginas que já existem no seu dispositivo, mas que não são idênticas. Selecione o ícone de cada conflito de página



e, em seguida, escolha se deseja manter a página existente ou substituir a página importada do pacote de páginas. Você deve resolver todos os conflitos de página dessa maneira antes de prosseguir com a importação do pacote de páginas.

De um arquivo local

- a. Selecione **De um arquivo local**. A caixa de diálogo Importar Pacote de Páginas de um Arquivo Local é aberta.
- b. Selecione **Procurar**. Navegue até o Pacote de Páginas (.spb) desejado e selecione **Abrir**.
- c. Selecione **Avançar**.
- d. Selecione a página que você gostaria de vincular e, em seguida, selecione **Importar**.



Os conflitos de página ocorrem quando o pacote de páginas contém uma ou mais páginas que já existem no seu dispositivo, mas que não são idênticas. Selecione o ícone de cada conflito de página



e, em seguida, escolha se deseja manter a página existente ou substituir a página importada do pacote de páginas. Você deve resolver todos os conflitos de página dessa maneira antes de prosseguir com a importação do pacote de páginas.

8.9.7 Visitar página

Quando ativada, a configuração de Visitar Página cria um link que retorna o usuário à página anterior após uma seleção que aciona um retorno que foi feito na página com o link. Os botões de link que têm Visitar Página ativado exibem este

ícone: 

Como funciona Visitar Página

1. Selecione o botão de link de Visitar Página. A página com o link é aberta.
2. Faça uma seleção na página com o link.*

A página anterior (contendo o botão de link Visitar Página) é aberta.



* Para acionar o retorno à página anterior, o botão selecionado deve conter *uma* das seguintes ações:

- Falar ou inserir uma mensagem
- Falar uma frase
- Retornar da visita

Ou deve ser um dos tipos de botão a seguir, que também acionam o retorno à página anterior:

- Botão de Gramática
- Botão de Flexão
- Botão de Previsão
- Botão do teclado na tela programado com KeyType = espaço

As ações e os tipos de botão a seguir estendem o Modo de Visita e *não* acionam o retorno à página anterior:

- Prolongar visita
- Voltar
- Link
- Sujeito implícito
- Pausar o método de acesso
- Chat

Se um botão contiver várias ações (algumas que acionam o retorno à página anterior e algumas que estendem o modo de visita), o retorno à página anterior não será acionado, a menos que o botão também contenha Retornar da Visita.

As seguintes ações cancelam uma visita:

- Cancelar visita
- Ir para o início
- Abrir painel de controle
- Abrir teclado

8.9.7.1 Ativar Visitar Página em um botão de Link

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione o botão de Link.




Figura 8.13 Exemplo de botão de Link

3. Selecione a categoria **Ação**.
4. Selecione a ação **Link**.
5. Ative **Visitar Página**.

8.9.7.2 Estender, cancelar ou retornar da visita

Você pode usar ações para interromper ou estender uma visita à página que ocorre após selecionar o botão Visitar. Se um botão selecionado na página visitada contiver uma das ações a seguir, ele alterará o comportamento normal da Visita da maneira especificada:

- Estender visita: permanecer no modo Visita, apesar da(s) ação(ões) neste botão.
- Cancelar visita: sair do modo Visita, mas permanecer na página atual.
- Retornar da visita: sai do modo Visita imediatamente (antes de executar ações subsequentes neste botão) e retorna à página original. Todas as ações no botão são executadas.

8.10 Regras de linguagem do Botão

A configuração de regras de idioma permite que você especifique o idioma que será usado para pesquisa de símbolos, Symbolate, previsão de palavras, inflexão, autodefinição e voz falada (se uma voz específica do idioma tiver sido definida para esse idioma) para esse botão.

Os botões herdam uma configuração de regras de idioma padrão nas configurações de nível do conjunto de páginas ou de nível de página. Você pode definir manualmente as regras de idioma para um botão seguindo as etapas abaixo:

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione um botão.
3. Selecione a categoria **Preferências**.
4. Selecione **Regras de idioma**.
5. Selecione um nome na lista:
 - a. **Idiomas totalmente suportados:** afeta a pesquisa de símbolos, Symbolate (uma ferramenta que permite combinar facilmente imagens e palavras enquanto você digita), a predição de palavras, a inflexão, a autodefinição e a voz falada (se uma voz específica do idioma tiver sido definida para esse idioma). O idioma **Neutro** é para uso principalmente com nomes próprios (por exemplo, Harriet Tubman ou Amsterdã). Quando palavras marcadas como Neutras são enviadas para a Janela de Mensagem, elas serão faladas de acordo com as regras de idioma das outras palavras atualmente na janela da mensagem. Se a Janela da Mensagem estiver vazia, as palavras neutras serão pronunciadas de acordo com a configuração de regras de idioma da página não neutra atual ou da mais recente.
 - b. **Outros idiomas:** os idiomas nesta categoria têm diferentes níveis de suporte dentro do aplicativo Snap + Core First.

8.11 Controles

Alguns dispositivos Tobii Dynavox, como o Indi e o I-110, são equipados com um transmissor IR (para aparelhos com controle remoto) que pode ser controlado pelo software Snap, permitindo que esses dispositivos sejam usados como controles remotos para vários equipamentos, como televisores e aparelhos de som. O Conjunto de Páginas do Core First vem com páginas remotas pré-fabricadas no Painel de Controle. Essas páginas remotas contêm botões que estão prontos para você programar com seus comandos remotos.



Os controles remotos do Snap não funcionam nos dispositivos Tobii Dynavox I-12(+) ou I-15(+).

8.11.1 Programar um botão do controle remoto



O processo de programação do controle remoto só precisa ser feito uma vez por botão.

Tenha seu controle remoto à mão. Você precisará dele para ensinar o comando IR ao seu dispositivo.



1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione o botão na tela que você gostaria de programar para enviar o comando IR.
3. Selecione a guia **Botão**.
4. Selecione a categoria **Ação**.

5. Selecione **Adicionar ação**.
6. Selecione **Enviar sinal IR**.
7. Selecione **Gravar**, aponte o controle remoto para o painel de IR do seu dispositivo Tobii Dynavox e pressione o botão no controle remoto.
8. Se vir a mensagem “Gravação concluída com sucesso!”, selecione **Concluído**.
Se vir a mensagem “Nenhum sinal detectado. Tente novamente”, retorne à etapa 7.

8.11.2 Usando controles remotos



Os controles remotos estão disponíveis apenas para dispositivos Tobii Dynavox compatíveis.

Você deve configurar seu controle remoto com antecedência, programando cada botão remoto com o comando IR correto. Consulte 8.11.1 *Programar um botão do controle remoto*.




Figura 8.14 Painel de controle - botão remoto

1. Navegue até a página remota que corresponde ao equipamento (televisão, aparelho de som, etc.) que você gostaria de controlar.
2. Aponte a janela de IR do seu dispositivo Tobii Dynavox para o equipamento que você gostaria de controlar.
3. Selecione o botão para o comando desejado.

8.12 Editar Página

As alterações feitas na guia Página afetarão *somente a página atual*. Você pode usar as configurações na guia Página para substituir algumas configurações do Conjunto de Páginas. Por exemplo, se quiser que a Barra de Mensagem fique visível para a maioria das páginas, mas não para a página do Painel, faça o seguinte: 1. Ative a Barra de Mensagem nas configurações do Conjunto de Páginas. 2. Vá para a página do Painel. 3. Selecione a guia Página. 4. Selecione Preferências 5 Na Visibilidade da Barra de Mensagem da Página, desative a configuração Corresponder Conjunto de Páginas: Ativado 6. Desative a Visibilidade da Barra de Mensagens.


8.12.1 Nome da página



Figura 8.15 Nome da página



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Página**.
3. Digite no campo **Rótulo** para editar o Nome da Página.



8.12.2 Símbolo da página



Figura 8.16 Símbolo da página

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Página**.
3. Adicione ou altere o Símbolo da Página:
 - Para procurar um símbolo:
 - a. Selecione o botão  **Pesquisa de símbolo**.
A caixa de diálogo Pesquisa de Símbolo será aberta.



- b. Digite no campo de texto para refinar os termos da pesquisa.
 - c. Escolha o símbolo desejado.
 - d. Selecione **Concluído**.
- Para usar a câmera para tirar uma foto para o Símbolo de Página:
 - a. Selecione o botão  **Câmera**.
 - b. Escolha **Da câmera**.
 - c. Use a câmera do seu dispositivo para capturar uma foto.

- Para usar uma imagem armazenada no seu dispositivo local:

- Selecione o botão  **Câmera**.
- Escolha **Da biblioteca de fotos**.
- Use o navegador de arquivos para navegar até o arquivo de imagem desejado.



Se não quiser usar um símbolo de página, selecione **X** no Símbolo da Página.

8.12.3 Regras de linguagem da Página

A configuração Regras de Idioma da Página define as regras de idioma padrão para os botões na página. A configuração das regras de idioma controla o idioma que será usado para a pesquisa de símbolos, symbolate, previsão de palavras, inflexão, autodefinição e voz da fala (se uma voz específica do idioma tiver sido definida para esse idioma).

Os botões herdam uma configuração de regras de idioma padrão nas configurações de nível do conjunto de páginas ou de nível de página. Ao definir as Regras de Idioma da Página, todos os botões existentes na página assumirão essa configuração e os novos botões criados na página também serão padronizados para essa configuração. Para alterar as regras de idioma para botões específicos, consulte a seção 8.10 *Regras de linguagem do Botão*.



- Selecione o botão **Editar**.
- Selecione a guia **Página**.
- Selecione **Regras de idioma**.
- Selecione um nome na lista:
 - Idiomas totalmente suportados:** afeta a pesquisa de símbolos, Symbolate (uma ferramenta que permite combinar facilmente imagens e palavras enquanto você digita), a predição de palavras, a inflexão, a autodefinição e a voz falada (se uma voz específica do idioma tiver sido definida para esse idioma).
O idioma **Neutro** é para uso principalmente com nomes próprios (por exemplo, Albert Einstein ou Coca-Cola). Quando palavras marcadas como Neutras são enviadas para a Janela de Mensagem, elas serão faladas de acordo com as regras de idioma das outras palavras atualmente na janela da mensagem. Se a Janela de Mensagem estiver vazia, as palavras Neutras serão pronunciadas de acordo com a configuração das regras de idioma do Conjunto de Páginas.
 - Outros idiomas:** os idiomas nesta categoria têm diferentes níveis de suporte dentro do aplicativo Snap + Core First.

8.12.4 Tamanho da grade da página



O padrão dessa configuração é definido na guia Conjunto de Páginas. Se você deseja substituir o padrão do Conjunto de Páginas nesta instância, **desligue** a configuração Corresponder Conjunto de Páginas. Para alinhar esta definição com o resto do conjunto de páginas, **ligue** a configuração Corresponder Conjunto de Páginas.

8.12.4.1 Alterar Tamanho da Grade da Página



- Selecione o botão **Editar**.
- Selecione a guia **Página**.
- Selecione a categoria **Tamanho da grade**.
- Desative** a configuração de **Corresponder Conjunto de Páginas**.
- Selecione **Tamanho de grade**.
- Selecione um tamanho de grade nos Tamanhos de Grade Otimizados ou defina o número de linhas e colunas para criar um tamanho de grade personalizado.



A menos que você esteja criando uma página totalmente personalizada, é altamente recomendável usar os Tamanhos de Grade Otimizados do Conjunto de Páginas. Os tamanhos de grade otimizados mostrarão o conteúdo da página pré-preenchido, conforme projetado pela equipe clínica, enquanto outros tamanhos de grade podem não mostrar tal conteúdo.



Se você gostaria de mostrar a Barra de Mensagem e/ou a Barra de Ferramentas, escolha um tamanho de grade 3x3 ou maior.

Para alterar o tamanho dos espaços entre os botões, consulte a seção 9.3.6 *Margem da grade do Conjunto de Páginas*.

Tabela 8.1 Exemplos de tamanhos de grade (não abrangentes)



2x3



3x4



6x6

8.12.5 Cor do plano de fundo da página



O padrão dessa configuração é definido na guia Conjunto de Páginas. Se você deseja substituir o padrão do Conjunto de Páginas nesta instância, **desligue** a configuração Corresponder Conjunto de Páginas. Para alinhar esta definição com o resto do conjunto de páginas, **ligue** a configuração Corresponder Conjunto de Páginas.

1. Navegue até a página da qual você gostaria de mudar a cor de plano de fundo.
2. Selecione o botão  **Editar**.
3. Selecione a guia **Página**.
4. Selecione a seção **Estilo**.
5. **Desative** a configuração Cor do Plano de Fundo de Corresponder Conjunto de Páginas.
6. Selecione **Cor**. A lista de Cores de Plano de Fundo da Página será aberta.
7. Selecione uma cor.

8.12.6 Mostrar/ocultar barra de mensagens



O padrão dessa configuração é definido na guia Conjunto de Páginas. Se você deseja substituir o padrão do Conjunto de Páginas nesta instância, **desligue** a configuração Corresponder Conjunto de Páginas. Para alinhar esta definição com o resto do conjunto de páginas, **ligue** a configuração Corresponder Conjunto de Páginas.

8.12.6.1 Alterar a visibilidade da Barra de Mensagem

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Página**.
3. Selecione a categoria **Preferências**.
4. **Ative Corresponder Conjunto de Páginas** para corresponder à configuração indicada ou **Desative** para tornar a visibilidade da Barra de Mensagens diferente nesta página do resto do Conjunto de Páginas.

8.12.7 Excluir página



A exclusão é uma operação permanente. Só exclua uma página se tiver certeza de que não desejará usá-la novamente no futuro.

1. Navegue até a página que você gostaria de excluir.
2. Selecione o botão  **Editar**.
3. Selecione a guia **Página**.



4. Selecione **Excluir**. A caixa de diálogo Excluir Página será aberta.
5. Selecione o botão **Excluir** para excluir permanentemente a página ou selecione **Cancelar** para retornar às configurações da Página sem excluir a página.

8.12.8 Importar/Exportar páginas

Consulte a seção 10.3 Pacote de Páginas.

8.13 Editar a barra de mensagens



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione o botão **Editar barra de mensagem**. O menu Editar Barra de Mensagem será aberto.



3. Os botões selecionados são exibidos na Barra de Mensagem. Os botões desmarcados são ocultos na Barra de Mensagem.



Figura 8.17 Menu Editar Barra de Mensagem



Os botões na lista podem estar esmaecidos, indicando que não há espaço suficiente na Barra de Mensagem para exibi-los. Aumente o número de colunas da grade para disponibilizar mais espaço na Barra de Mensagem.

8.14 Editar a barra de ferramentas




Figura 8.18 Barra de ferramentas do Core First, vista no Modo de Edição, contendo botões, botões ocultos e uma célula vazia.

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione qualquer botão na barra de ferramentas para editá-lo.
Pode ser necessário rolar para ver todo o conteúdo da barra de ferramentas ou para acessar as células vazias na barra de ferramentas.
3. Clique, segure e arraste os botões para reorganizar os botões na barra de ferramentas.



Não é possível arrastar botões entre a página e a barra de ferramentas.

9 Nome do Conjunto de Páginas

9.1 Conjunto de páginas

9.1.1 Seleção do Conjunto de Páginas



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione a linha em **Conjunto de Páginas do Nome de Usuário**.
4. Selecione um Conjunto de Páginas na lista.

9.1.2 Criar Novo Conjunto de Páginas

Criar Conjunto de Páginas a partir da Cópia Pré-Instalada do Conjunto de Páginas Existente, ou de um Arquivo Local.



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione a linha em **Conjunto de Páginas do Nome de Usuário**.
4. Selecione **Criar conjunto de páginas**.
A caixa de diálogo Selecionar Conjunto de Páginas será aberta.
5. Selecione um Conjunto de Páginas:

Conjuntos de páginas pré-instalados

- O Conjunto de Páginas do **Core First** contém o conteúdo do Core First.
- Selecione o Conjunto de Páginas **vazio** para começar do zero com um modelo em branco.

Conjuntos de páginas de usuário

- Selecione um dos seus Conjuntos de Páginas existentes para usar como modelo (criar uma cópia).

Arquivos locais

- Importe um arquivo de Conjunto de Páginas (.sps) armazenado em seu dispositivo local ou em uma unidade conectada.

6. Selecione **Avançar** para criar o novo Conjunto de Páginas.
7. Insira um nome para o novo Conjunto de Páginas.
8. Selecione **Criar** para criar o Conjunto de Páginas. Selecione **Cancelar** para retornar às configurações do Conjunto de Páginas sem criar o novo Conjunto de Páginas.

Fazer download do Conjunto de Páginas do myTobiiDynavox



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione o Conjunto de Páginas atual.
4. Selecione **Fazer download do conjunto de páginas**.



Você pode ser solicitado a efetuar login no myTobiiDynavox.

5. Selecione um Conjunto de Páginas na lista e escolha **Download**.
6. Quando o download estiver concluído, digite um nome para o Conjunto de Páginas e selecione **Salvar**.

9.1.3 Renomear Conjunto de Páginas e editar descrição

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Na lista de Conjuntos de Páginas do Usuário, selecione o botão  **Editar** ao lado do nome do Conjunto de Páginas que deseja renomear. A caixa de diálogo Editar Informações do Conjunto de Páginas será aberta.
4. Edite o texto no campo **Nome** e/ou no campo **Descrição**.
5. Selecione **Salvar** para salvar suas alterações. Selecione **Cancelar** para retornar à lista de Conjuntos de Páginas sem salvar.

9.1.4 Excluir conjunto de páginas

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Na lista de Conjuntos de Páginas do Usuário, selecione o botão  **Excluir** ao lado do nome do Conjunto de Páginas que deseja excluir.

 Você não pode excluir o Conjunto de Páginas atualmente ativo.
4. Selecione o botão **Excluir** vermelho.
5. Selecione **Excluir** para remover permanentemente o Conjunto de Páginas. Selecione **Cancelar** para retornar à lista de Conjuntos de Páginas sem excluir.

9.1.5 Definir Página Inicial

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione **Página Inicial**.
4. Selecione uma página na lista.

 Digite no campo Pesquisar para encontrar uma página específica ou selecione Recentemente Aberta para encontrar uma página que você visitou recentemente.

A Página Inicial recomendada para tamanhos de grade de 1x1 a 2x3 é Navegação Suportada. Para tamanhos de grade 3x3 e maiores, Palavras Principais é a Página Inicial sugerida.

9.1.6 Definir página do teclado

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione a **página de Teclado**.
4. Selecione uma página na lista.

 Digite no campo Pesquisar para encontrar uma página específica ou selecione Recentemente Aberta para encontrar uma página que você visitou recentemente.

Use o termo de pesquisa "teclado" para ajudar a restringir os resultados da pesquisa às páginas de Teclado.

9.2 Tamanho da grade

O Tamanho da Grade selecionado em Configurações do Conjunto de Páginas é o tamanho da grade padrão para o usuário. Todas as páginas serão padronizadas para o tamanho da grade escolhido nas Configurações do Conjunto de Páginas, a menos que seja especificado de outra forma nas configurações da Página.

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione a categoria **Tamanho da grade**.
4. Selecione um tamanho de grade na lista de Tamanhos de Grade Otimizados ou escolha o número de linhas e colunas para criar um tamanho de grade personalizado.



A menos que você esteja criando uma página totalmente personalizada, é altamente recomendável usar os Tamanhos de Grade Otimizados do Conjunto de Páginas. Os tamanhos de grade otimizados mostrarão o conteúdo da página pré-preenchido, conforme projetado pela equipe clínica, enquanto outros tamanhos de grade podem não mostrar tal conteúdo.



Se você gostaria de mostrar a Barra de Mensagem e/ou a Barra de Ferramentas, escolha um tamanho de grade 3x3 ou maior.

Para alterar o tamanho dos espaços entre os botões, consulte a seção 9.3.6 *Margem da grade do Conjunto de Páginas*.


Tabela 9.1 Exemplos de tamanhos de grade (não abrangentes)



2x3



3x4



6x6

9.3 Estilo do Conjunto de Páginas

As configurações feitas no Estilo do Conjunto de Páginas definem a aparência do Conjunto de Páginas. Todas as páginas no Conjunto de Páginas, incluindo novas páginas, usarão essas configurações de estilo, a menos que sejam substituídas manualmente a nível de página ou botão.

9.3.1 Fonte dos rótulos de botão do Conjunto de Páginas

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione a categoria **Estilo**.
4. Selecione **Fonte** em Estilo.
5. Selecione uma fonte.

9.3.2 Tamanho da fonte de rótulos de botão do Conjunto de Páginas

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione a categoria **Estilo**.
4. Selecione **Fonte** em Estilo.
5. Selecione um tamanho de fonte.

9.3.3 Rótulos do Botão do Conjunto de Páginas em Negrito



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione a categoria **Estilo**.
4. Selecione **Negrito** sob Estilo.
5. Ative ou desative o negrito.


9.3.4 Layout do botão do Conjunto de Páginas



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione a categoria **Estilo**.
4. Selecione **Layout do botão** sob Estilo.
5. Selecione um layout na lista



Parte superior do rótulo, parte inferior da imagem




Parte inferior do rótulo, parte superior da imagem



Rótulo à esquerda, imagem à direita



Rótulo à direita, imagem à esquerda



Apenas rótulo



Apenas imagem

9.3.5 Visualização do link do Conjunto de Páginas

Defina a aparência dos botões nas outras páginas.



Estilo de visualização do link - Nenhum



Estilo de visualização do link - Ícones de navegação



Estilo de visualização do link - Pastas

- **Nenhum**: usa o estilo do botão padrão do Conjunto de Páginas.
- **Ícones de navegação**: um pequeno ícone aparece no canto dos botões, indicando o que eles fazem (link para outra página, visitar página ou voltar)
- **Pastas para links**: os botões de link têm a forma de pastas. (O estilo se aplica apenas aos Botões de Link, não aos botões Voltar ou Visitar).

9.3.6 Margem da grade do Conjunto de Páginas

Defina o tamanho das lacunas entre os botões.



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione a categoria **Estilo**.
4. Selecione **Fator de Margem da Grade** na Margem da Grade.
5. Escolha um tamanho de Fator de Margem de Grade.

9.3.7 Cores do Plano de Fundo Padrão do Conjunto de Páginas



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione a categoria **Estilo**.
4. Selecione uma das seguintes linhas para alterar a cor de fundo especificada:
 - **Plano de fundo da página** - Cor padrão para o plano de fundo da página.
 - **Plano de fundo da Barra de Ferramentas** - Cor padrão do plano de fundo da Barra de Ferramentas.
 - **Plano de fundo da Barra de Mensagem** - Cor padrão para o plano de fundo da Barra de Mensagem (não da Janela de Mensagem).

9.3.8 Tamanho da fonte da Janela de Mensagem do Conjunto de Páginas



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione a categoria **Estilo**.
4. Selecione **Tamanho da Fonte** na Janela de Mensagem.
5. Escolha um tamanho de fonte.

9.3.9 Cor do texto da Janela de Mensagem do Conjunto de Páginas



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione a categoria **Estilo**.
4. Selecione **Cor do texto** na Janela de Mensagem.
5. Escolha uma cor de texto.

9.4 Preferências do Conjunto de Páginas



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione **Preferências**.
4. Selecione um dos itens a seguir para alterar a configuração especificada:
 - **Barra de mensagem ativada** - Quando ativada, a Barra de Mensagem é exibida em cada página por padrão.
 - **Localização da barra de ferramentas** - Escolha exibir a barra de ferramentas à esquerda ou à direita de cada página ou desativar a barra de ferramentas.

9.5 Botões adaptativos

 Esta seção se aplica aos dispositivos Tobii Dynavox I-13 e I-16.

Os botões adaptáveis encontrados na parte anterior dos dispositivos Tobii Dynavox I-13 e I-16 são selecionáveis através do toque ou Interação por Olhar. Dois desses botões, o  e o , podem ser programados com ações do Snap Core First que serão executadas usando a Interação por Olhar com o Snap Core First.

Definir ações do botão adaptativo para ações da Interação por Olhar

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione **Botões adaptativos**.
4. Selecione  ou  da lista.
5. Selecione **Adicionar ação**.
6. Selecione uma ação.

 Para adicionar ações adicionais, repita as etapas 5 e 6.

Definir ações do botão adaptativo para toque

 O comportamento do botão adaptativo para toque é definido no aplicativo Configurações de hardware Tobii Dynavox. Você pode iniciar este aplicativo diretamente usando o atalho encontrado na área de trabalho ou através do Snap Core First, conforme descrito abaixo.

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione **Botões adaptativos**.
4. Selecione **Definir ações para toque**. O aplicativo de Configurações de Hardware Tobii Dynavox será inicializado.
5. Use os menus suspensos no aplicativo Configurações de hardware para escolher as ações dos botões adaptativos quando eles são selecionados usando o toque.

9.6 Sobre o Conjunto de Páginas

Esta seção exibe o número da versão do Conjunto de Páginas e as Configurações do Desenvolvedor de Conteúdo.

9.6.1 Configurações do desenvolvedor de conteúdo do Conjunto de Páginas

Configurações especiais para criadores avançados de Conjuntos de Páginas.

9.6.1.1 Configurar tamanhos de grades otimizadas

Defina quais tamanhos de grade aparecem na lista Tamanhos Otimizados de Grade para este Conjunto de Páginas.

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione **Sobre**.
4. Selecione **Configurações de desenvolvedor de conteúdo**.
5. Selecione **Tamanhos de grades**.
6. Para adicionar um tamanho de grade à lista, role para a direita e selecione **Adicionar novo tamanho**. A caixa de diálogo Adicionar Tamanho Otimizado da Grade será aberta.

7. Escolha o número de **Linhas e Colunas** para o seu novo Tamanho Otimizado de Grade (até 15 x 15) e, em seguida, selecione **Salvar**.
8. Para remover um Tamanho Otimizado de Grade, selecione o ícone **Excluir** no tamanho da grade na lista. O aviso Excluir Tamanho da Grade será exibido. Se tiver certeza de que deseja excluir o tamanho da grade, selecione **Excluir**. Caso contrário, selecione **Cancelar** para fechar o aviso sem excluí-lo.

9.6.1.2 Regras de idioma do Conjunto de Páginas

A configuração Regras de Idioma do Conjunto de Páginas define as regras de idioma padrão para botões e páginas no Conjunto de Páginas. A configuração das regras de idioma controla o idioma que será usado para a pesquisa de símbolos, symbolate, previsão de palavras, inflexão, autodefinição e voz da fala (se uma voz específica do idioma tiver sido definida para esse idioma).

Os botões herdam uma configuração de regras de idioma padrão nas configurações de nível do conjunto de páginas ou de nível de página. Ao definir as Regras de Idioma do Conjunto de Páginas, todos os botões existentes no Conjunto de Páginas assumirão essa configuração e os novos botões criados no Conjunto de Páginas também serão padronizados para essa configuração. Para alterar as regras de idioma para páginas específicas no Conjunto de Páginas, consulte a seção 8.12.3 *Regras de linguagem da Página*. Para alterar as regras de idioma para botões específicos, consulte a seção 8.10 *Regras de linguagem do Botão*.



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione **Sobre**.
4. Selecione **Configurações de desenvolvedor de conteúdo**.
5. Selecione **Regras de idioma**.
6. Selecione um nome na lista:
 - a. **Idiomas totalmente suportados**: afeta a pesquisa de símbolos, Symbolate (uma ferramenta que permite combinar facilmente imagens e palavras enquanto você digita), a previsão de palavras, a inflexão, a autodefinição e a voz falada (se uma voz específica do idioma tiver sido definida para esse idioma).
 - b. **Outros idiomas**: os idiomas nesta categoria têm diferentes níveis de suporte dentro do aplicativo Snap + Core First.

10 Compartilhar e salvar

O Snap + Core First da Tobii Dynavox oferece várias maneiras convenientes de compartilhar e salvar seus usuários, Conjuntos de Páginas e páginas. Independentemente de se você deseja manter seu Conjunto de Páginas consistente em todos os seus dispositivos ou enviar algumas páginas novas a um amigo, temos tudo o que você precisa!

- **Exportar/importar localmente** (Usuário, Conjunto de Páginas, Pacote de Páginas): use ao armazenar o arquivo em sua máquina local, compartilhando uma unidade USB ou com pessoas que não tenham uma conta myTobiiDynavox.
- **Exportar/importar por meio do myTobiiDynavox*** (Conjunto de Páginas, Pacote de Páginas): compartilhe Conjuntos de Páginas e Pacotes de Páginas com outros usuários de myTobiiDynavox. Armazene e acesse arquivos de maneira privada em sua própria conta myTobiiDynavox.
- **Sincronizar*** (Conjunto de Páginas): compartilha alterações em andamento em um Conjunto de Páginas em seus dispositivos e com usuários myTobiiDynavox especificados. Um Conjunto de Páginas compartilhado por sincronização mantém uma versão atualizada do conjunto de páginas na nuvem, para que as alterações feitas no Conjunto de Páginas em qualquer dispositivo/conta aprovado sejam compartilhadas em todos os dispositivos/contas sincronizados para esse Conjunto de Páginas.

*Esses métodos de compartilhamento exigem uma conexão ativa com a Internet.

Tabela 10.1 Tipos de arquivos para compartilhamento e salvamento - O que eles contêm

Tipo de arquivo	Páginas	Preferências de página	Preferências do Conjunto de Páginas	Preferências do usuário	Preferências do sistema
Usuário	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Conjunto de páginas	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Pacote de páginas	Sim (páginas especificadas)	Sim	Não	Não	Não

10.1 Usuários

Os arquivos de backup do usuário contêm os Conjuntos de Páginas e as configurações associadas a esse usuário. Os arquivos de backup do usuário não contêm vozes. No entanto, as configurações de voz são preservadas e a voz selecionada será baixada automaticamente se não estiver disponível no dispositivo (requer conexão com a Internet).

10.1.1 Fazer backup de um usuário

Consulte a seção 11.3 *Fazer backup de um usuário*.

10.1.2 Restaurar um usuário

Consulte a seção 11.4 *Restaurar um usuário*.

10.2 Conjuntos de páginas

Um arquivo de Conjunto de Páginas contém todas as páginas associadas a esse Conjunto de Páginas. Ele não contém informações do usuário nem configurações no nível do Usuário.

10.2.1 Importar um Conjunto de Páginas

De myTobiiDynavox

1. Selecione o botão  **Editar**.

2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione o Conjunto de Páginas atual.
4. Selecione **Fazer download do conjunto de páginas**.



Você pode ser solicitado a efetuar login no myTobiiDynavox.

5. Selecione um Conjunto de Páginas na lista e escolha **Download**.
6. Quando o download estiver concluído, digite um nome para o Conjunto de Páginas e selecione **Salvar**.

De um arquivo local



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione o Conjunto de Páginas atual.
4. Selecione **Criar conjunto de páginas**.
5. Selecione a guia **Arquivos locais**.
6. Selecione **Procurar**.
7. Navegue até o arquivo .sps desejado, selecione-o e, em seguida, escolha **Abrir**.
8. Selecione **Avançar**.
9. Digite um nome exclusivo para o Conjunto de Páginas e selecione **Criar**.

10.2.2 Salvar uma cópia de um Conjunto de Páginas

10.2.2.1 Salvar Conjunto de Páginas em myTobiiDynavox

Os arquivos do Conjunto de Páginas salvos no myTobiiDynavox podem ser encontrados em myTobiiDynavox.com em Minhas Coisas > Snap > Conjuntos de Páginas



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione o Conjunto de Páginas atual.
4. Selecione o ícone  **Salvar** ao lado do Conjunto de Páginas que você deseja salvar.
5. Selecione **Salvar uma cópia em myTobiiDynavox**.



Você pode ser solicitado a efetuar login no myTobiiDynavox.

6. Digite um nome exclusivo para o Conjunto de Páginas e (opcionalmente) uma descrição e, em seguida, selecione **Salvar**.
7. Uma barra de status mostra o progresso de salvamento. Quando concluído, selecione **Concluído**.

10.2.2.2 Salvar Conjunto de Páginas localmente



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione o Conjunto de Páginas atual.
4. Selecione o ícone  **Salvar** ao lado do Conjunto de Páginas que você deseja salvar.
5. Selecione **Salvar uma cópia em um arquivo local**.
6. Digite um nome exclusivo para o Conjunto de Páginas e (opcionalmente) uma descrição e, em seguida, selecione **Avançar**.
7. Selecione **Procurar**. Navegue até o diretório em que você gostaria de salvar seu arquivo do Conjunto de Páginas e, em seguida, selecione **Salvar**.

8. Selecione **Salvar**.
9. Uma barra de status mostra o progresso de salvamento. Quando concluído, selecione **Concluído**.

10.2.3 Compartilhar uma cópia de um Conjunto de Páginas (por myTobiiDynavox)

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Conjunto de páginas**.
3. Selecione o ícone  **Compartilhar Conjunto de Páginas** ao lado do Conjunto de Páginas que você deseja compartilhar.
4. Selecione **Compartilhar uma cópia**.
5. Digite um nome exclusivo para o Conjunto de Páginas e (opcionalmente) uma descrição e, em seguida, selecione **Avançar**.
6. Digite o nome de usuário ou a conta de e-mail myTobiiDynavox da pessoa para quem você está enviando o Conjunto de Páginas e selecione **+** para adicioná-lo à lista de destinatários. Repita este processo para adicionar outros destinatários. Depois de adicionar todos os destinatários, selecione **Compartilhar**.
7. Uma barra de status mostra o progresso de compartilhamento. Quando concluído, selecione **Concluído**.

 Se você deseja salvar uma cópia de um Conjunto de Páginas localmente (compartilhar por meio da unidade USB, e-mail, etc.), consulte a seção *10.2.2.2 Salvar Conjunto de Páginas localmente*.

10.2.4 Sincronizar Conjunto de Páginas

A sincronização é uma maneira fácil de manter a mesma versão de um Conjunto de Páginas em vários dispositivos. A sincronização armazena uma versão atualizada do seu Conjunto de Páginas na nuvem. Ao pressionar o botão Sincronizar, você envia as alterações feitas no Conjunto de Páginas em seu dispositivo local e também recebe as alterações feitas em outros dispositivos (sincronizados).* Quando todos os dispositivos estão Sincronizados, todos eles têm a mesma versão do Conjunto de Páginas.

O botão Sincronizar, na barra superior, permite que você saiba quando há uma versão atualizada do Conjunto de Páginas disponível ou quando você possui alterações locais a serem enviadas para a nuvem.

*A sincronização não suporta alterações de mesclagem de vários dispositivos para a mesma página na mesma Sincronização. Se as alterações forem feitas na mesma página, ao mesmo tempo em vários dispositivos, o último dispositivo a fazer a sincronização será substituído pela sua versão da página. As pessoas envolvidas na edição de um Conjunto de Páginas Sincronizadas devem comunicar sobre quais páginas estão editando e Sincronizar com frequência para evitar Sincronizar alterações na mesma página ao mesmo tempo.

 Ao Sincronizar vários dispositivos ou usuários, a configuração do tipo de navegação deve corresponder a todos os dispositivos/usuários que sincronizam. Consulte a seção *11.12 Método de acesso*.

10.2.4.1 Sincronizar Conjunto de Páginas em myTobiiDynavox

Quando você Sincronizar um Conjunto de Páginas ao myTobiiDynavox, você terá uma cópia do Conjunto de Páginas armazenada no servidor do myTobiiDynavox. Você pode usar isso como um sistema de backup rápido e fácil do Conjunto de Páginas e, se tiver outros dispositivos rodando o Snap + Core First, também poderá sincronizar o Conjunto de Páginas nesses dispositivos.

Configurar o Conjunto de Páginas para Sincronização

1. Selecione o botão  **Sincronizar** na barra superior. Você pode ser solicitado a inserir seu nome de usuário e senha do myTobiiDynavox.
2. Selecione **Sincronizar**.
3. É isso! Este Conjunto de Páginas foi sincronizado com sua conta do myTobiiDynavox.

 Cada vez que você edita seu Conjunto de Páginas, você deve selecionar o botão Sincronizar na barra superior para enviar essas alterações para a nuvem.

Sincronizar o Conjunto de Páginas em dispositivos adicionais

Se um Conjunto de Páginas já estiver configurado para Sincronizar em um de seus dispositivos, você poderá Sincronizar dispositivos adicionais seguindo as etapas abaixo em cada dispositivo.

1. Selecione o botão  **Sincronizar** na barra superior. Você pode ser solicitado a inserir seu nome de usuário e senha do myTobiiDynavox.
2. Selecione o ícone  **Fazer download do conjunto de páginas.**
3. Selecione o Conjunto de Páginas que você deseja baixar e sincronizar, depois selecione **Download**.
4. Quando o download estiver concluído, selecione **Concluído**.
O Conjunto de Páginas sincronizado baixado é definido automaticamente para ser o Conjunto de Páginas ativo.

 Cada vez que você edita seu Conjunto de Páginas, você deve selecionar o botão Sincronizar na barra superior para enviar essas alterações para a nuvem e disponibilizar o Conjunto de Páginas atualizado para outros dispositivos para sincronização. A melhor prática é sincronizar antes de fazer alterações no Conjunto de Páginas e depois sincronizar novamente assim que terminar de editar.

10.2.4.2 Convidar alguém para sincronizar com seu Conjunto de Páginas

Quando outros usuários do myTobiiDynavox sincronizam com seu Conjunto de Páginas, eles podem fazer alterações ao Conjunto de Páginas em seus dispositivos e sincronizar essas alterações na nuvem. Na próxima vez que você sincronizar no seu dispositivo, você receberá as alterações. Da mesma forma, quando fizer alterações no Conjunto de Páginas e depois sincronizar, essas alterações estarão disponíveis para os outros usuários que você tiver permitido sincronizar com seu Conjunto de Páginas.

A sincronização não pode mesclar alterações de vários usuários que editaram a mesma página ao mesmo tempo. Nessa circunstância, o último usuário a sincronizar sobrescreverá a página com sua versão. Você deve sincronizar imediatamente antes e depois de fazer alterações no Conjunto de Páginas e se comunicar com outros usuários que sincronizam com seu Conjunto de Páginas para evitar a edição da mesma página ao mesmo tempo.

Você só deve sincronizar com as pessoas em quem confia para fazer as alterações apropriadas em seu Conjunto de Páginas.

 Cada vez que edita seu Conjunto de Páginas, você deve selecionar o botão sincronizar na barra superior para enviar essas alterações para a nuvem e disponibilizar o Conjunto de Páginas atualizado para outros dispositivos ou usuários para sincronização.

 A melhor prática é sincronizar antes de fazer alterações no Conjunto de Páginas e depois sincronizar novamente assim que terminar de editar.

1. Selecione o botão  **Sincronizar** na barra superior. Você pode ser solicitado a inserir seu nome de usuário e senha do myTobiiDynavox.
2. Selecione o ícone  **Compartilhar conjunto de páginas.**
3. Digite o nome de usuário ou a conta de e-mail de myTobiiDynavox da pessoa para quem você está enviando o Conjunto de Páginas e selecione **+** para adicioná-la à lista de destinatários. Repita este processo para adicionar outros destinatários. Depois de adicionar todos os destinatários, selecione **Compartilhar**.
4. Quando o processo de compartilhamento estiver concluído, selecione **Concluído**. O(s) destinatário(s) receberão alertas de compartilhamento por e-mail e no aplicativo Snap + Core First.

 Os alertas de sincronização podem levar até uma hora para aparecer após o envio do convite. Você pode verificar alertas a qualquer momento selecionando o ícone sincronizar.

10.2.4.2.1 Revogar permissões de sincronização

Você pode remover usuários dos Conjuntos de Páginas sincronizadas (de sua propriedade) a qualquer momento.

1. Selecione o botão  **Sincronizar** na barra superior.
2. Selecione o ícone  **Compartilhar conjunto de páginas**.
3. Os usuários com permissão de sincronização para o Conjunto de Páginas atual são listados na caixa azul. Para remover um usuário, selecione o **X** ao lado do nome/endereço de e-mail e escolha **Atualizar**.
4. Selecione **Concluído**.

10.2.4.3 Sincronizar com Conjuntos de Páginas de propriedade de outros

Quando alguém compartilha um Conjunto de Páginas para sincronizar com você, o ícone Sincronizar na barra superior

mostrará um ícone de alerta . Siga os passos abaixo para aceitar ou recusar o convite.

Os alertas de sincronização podem levar até uma hora para aparecer após o envio do convite.

Aceitar o convite de sincronização

1. Selecione o botão  **Sincronizar** na barra superior.
2. Selecione o ícone  **Fazer download do conjunto de páginas**.
3. Selecione **Procurar conjuntos de páginas disponíveis em sua conta myTobiiDynavox**.
4. Selecione o Conjunto de Páginas que você deseja baixar e sincronizar, depois selecione **Download**.
5. Quando o download estiver concluído, selecione **Concluído**.

Recusar o convite de sincronização

1. Selecione o botão  **Sincronizar** na barra superior.
2. Selecione o ícone  **Fazer download do conjunto de páginas**.
3. Selecione **Procurar conjuntos de páginas disponíveis em sua conta myTobiiDynavox**.
4. Selecione o Conjunto de Páginas que você deseja recusar e, em seguida, selecione o ícone  **Excluir**.
5. Selecione **Recusar**.

10.2.4.4 Reverter Conjunto de Páginas sincronizadas para uma versão salva anteriormente

Você pode voltar para uma versão anterior de um Conjunto de Páginas sincronizado. Esse recurso é útil se você fez alterações no Conjunto de Páginas que deseja descartar ou desfazer.

1. Selecione o botão  **Sincronizar** na barra superior.
2. Selecione **Versões salvas**.
3. Encontre a data de sincronização na lista que gostaria de restaurar e, em seguida, selecione **Restaurar**.

10.2.4.5 Sobrescrever Conjunto de Páginas sincronizado

Use Sobrescrever para garantir que sua versão atual do Conjunto de Páginas seja a versão do Conjunto de Páginas que também esteja armazenada na nuvem (independentemente de alterações que possam ter sido sincronizadas por outros usuários).

1. Selecione o botão  **Sincronizar** na barra superior.
2. Selecione **Avançado**.
3. Selecione **Sobrescrever**.

10.2.4.6 Sincronização em somente puxar

Ao Sincronizar no modo Somente Puxar, você receberá as alterações ao Conjunto de Páginas (feitas em outros dispositivos), mas não enviará nenhuma alteração no Conjunto de Páginas feita no dispositivo atual. Para usar o Modo Somente Puxar, o acesso ao Modo de Edição deve ser restringido com um Código de Acesso. Para configurar um Código de Acesso e um Modo Somente de Puxar, consulte a seção 12.1.1 *Senha*.

10.3 Pacote de Páginas

Você pode compartilhar um subconjunto do seu Conjunto de Páginas (uma ou mais páginas de sua escolha) como um Pacote de Páginas. Os Pacotes de Páginas contêm apenas as páginas especificadas. Se as páginas contiverem botões com links para páginas que não existem no dispositivo do destinatário, os links não farão nada.

10.3.1 Exportar pacote de páginas

10.3.1.1 Exportar o pacote de páginas para o myTobiiDynavox



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Página**.
3. Selecione **Importar/exportar páginas**.
4. Selecione **Exportar pacote de páginas**.
5. Selecione **Para myTobiiDynavox**.
6. Selecione as páginas que você gostaria de incluir no Pacote de Páginas. As páginas selecionadas exibem uma marca de verificação na lista e aparecem na caixa azul.



Uma página atual é incluída automaticamente no Pacote de Páginas. Para removê-la, ou remover qualquer outra página do Pacote de Páginas, selecione o X ao lado do nome da página na caixa azul.

7. Depois de adicionar as páginas desejadas ao Pacote de Páginas, selecione **Próxima**. A caixa de diálogo Nomear o Pacote de Páginas será aberta.
8. Digite um nome para o Pacote de Páginas no campo Nome e (opcionalmente) descreva as páginas no campo Descrição.
9. Selecione **Exportar** para salvar o Pacote de Páginas no myTobiiDynavox.
10. Quando a exportação estiver concluída, selecione **Concluído**.

10.3.1.2 Exportar pacote de páginas para um arquivo local



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Página**.
3. Selecione **Importar/exportar páginas**.
4. Selecione **Exportar pacote de páginas**.
5. Selecione **Para um arquivo local**.
6. Selecione as páginas que você gostaria de incluir no Pacote de Páginas. As páginas selecionadas exibem uma marca de verificação na lista e aparecem na caixa azul.



Uma página atual é incluída automaticamente no Pacote de Páginas. Para removê-la, ou remover qualquer outra página do Pacote de Páginas, selecione o X ao lado do nome da página na caixa azul.

7. Depois de adicionar as páginas desejadas ao Pacote de Páginas, selecione **Próxima**. A caixa de diálogo Nomear o Pacote de Páginas será aberta.
8. Digite um nome para o Pacote de Páginas no campo Nome e (opcionalmente) descreva as páginas no campo Descrição.
9. (Somente Windows) Selecione **Avançar**.
10. (Somente Windows) Selecione **Procurar**. Navegue até o diretório em que você gostaria de salvar seu arquivo do Conjunto de Páginas e, em seguida, selecione **Salvar**.

11. Selecione **Exportar**.
12. Quando a exportação estiver concluída, selecione **Concluído**.

10.3.1.3 Exportar Pacote de Páginas para compartilhamento (por meio do myTobiiDynavox)



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Página**.
3. Selecione **Importar/exportar páginas**.
4. Selecione **Exportar pacote de páginas**.
5. Selecione **Para compartilhamento**.
6. Selecione as páginas que você gostaria de incluir no Pacote de Páginas. As páginas selecionadas exibem uma marca de verificação na lista e aparecem na caixa azul.



Uma página atual é incluída automaticamente no Pacote de Páginas. Para removê-la, ou remover qualquer outra página do Pacote de Páginas, selecione o X ao lado do nome da página na caixa azul.

7. Depois de adicionar as páginas desejadas ao Pacote de Páginas, selecione **Próxima**. A caixa de diálogo Nomear o Pacote de Páginas será aberta.
8. Digite um nome para o Pacote de Páginas no campo Nome e (opcionalmente) descreva as páginas no campo Descrição.
9. Selecione **Avançar**. A caixa de diálogo Compartilhar Pacote de Páginas será aberta.
10. Digite o nome de usuário ou a conta de e-mail myTobiiDynavox da pessoa para quem você está enviando o Conjunto de Páginas e selecione **+** para adicioná-lo à lista de destinatários. Repita este processo para adicionar outros destinatários. Depois de adicionar todos os destinatários, selecione **Compartilhar**.
11. Quando a exportação estiver concluída, selecione **Concluído**.



Se quiser salvar um Pacote de Páginas localmente (para compartilhar por e-mail, unidade USB, etc.), consulte a seção 10.3.1.2 *Exportar pacote de páginas para um arquivo local*.

10.3.2 Importar pacote de páginas

10.3.2.1 Importar o pacote de páginas do myTobiiDynavox

Use essa opção para importar um Pacote de Páginas que você salvou em sua própria conta do myTobiiDynavox ou um Pacote de Páginas que outro usuário myTobiiDynavox compartilhou com você.



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Página**.
3. Selecione **Importar/exportar páginas**.
4. Selecione **Importar pacote de páginas**.
5. Selecione **Do myTobiiDynavox**. A caixa de diálogo Selecionar Pacote de Páginas do myTobiiDynavox será aberta.
6. Selecione um Pacote de Páginas na lista.
7. Para baixar o Pacote de Páginas selecionado, selecione **Avançar**.
8. Revise a lista de páginas contidas no Pacote de Páginas. Para continuar com a importação do Pacote de Páginas, selecione **Importar**. Para cancelar a importação do Pacote de Páginas, selecione **Cancelar**.



Os conflitos de página ocorrem quando o pacote de páginas contém uma ou mais páginas que já existem

no seu dispositivo, mas que não são idênticas. Selecione o ícone de cada conflito de página  e, em seguida, escolha se deseja manter a página existente ou substituir a página importada do pacote de páginas. Você deve resolver todos os conflitos de página dessa maneira antes de prosseguir com a importação do pacote de páginas.

10.3.2.2 Importar pacote de páginas de um arquivo local



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Página**.
3. Selecione **Importar/exportar páginas**.
4. Selecione **Importar pacote de páginas**.
5. Selecione **de um arquivo local**.
6. Selecione **Procurar**. Navegue até o arquivo do Pacote de Páginas (.spb) que deseja importar, selecione-o e, em seguida, escolha **Abrir**.
7. Selecione **Avançar**. A caixa de diálogo Revisar Pacote de Páginas será aberta.
8. Revise a lista de páginas contidas no Pacote de Páginas. Para continuar com a importação do Pacote de Páginas, selecione **Importar**. Para cancelar a importação do Pacote de Páginas, selecione **Cancelar**.



Os conflitos de página ocorrem quando o pacote de páginas contém uma ou mais páginas que já existem no seu dispositivo, mas que não são idênticas. Selecione o ícone de cada conflito de página  e, em seguida, escolha se deseja manter a página existente ou substituir a página importada do pacote de páginas. Você deve resolver todos os conflitos de página dessa maneira antes de prosseguir com a importação do pacote de páginas.

10.3.2.3 Importar o Pacote de Páginas e fazer link

Você pode importar um Pacote de Páginas e criar um link de uma só vez usando Importar e Fazer Link!

Consulte a seção 8.9.6 *Importar e fazer link para a página*.

11 Configurações do usuário

As configurações do usuário ajudam a personalizar a experiência do usuário no software Snap. Cada usuário pode ter suas próprias configurações personalizadas que são aplicadas ao carregar o usuário no software.

11.1 Alterar usuário



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.
3. Selecione o usuário atual.
4. Selecione um usuário na lista Escolher um Usuário.



O usuário com a marca de seleção é o usuário atualmente ativo.

11.2 Criar um Novo Usuário:



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.
3. Selecione **Novo usuário**.
4. Siga as etapas no Assistente de Configuração do Usuário para criar um novo usuário. Selecione o **X** para cancelar a criação de novos usuários.

11.3 Fazer backup de um usuário

Fazer backup para myTobiiDynavox



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.
3. Selecione a seta à direita do usuário atual.
4. Selecione o botão  **Fazer backup** ao lado do nome do usuário que você deseja fazer backup.
5. Selecione **Fazer backup para myTobiiDynavox**.



Se não estiver conectado à sua conta myTobiiDynavox, você será solicitado a fazê-lo agora.

6. Digite um nome para o arquivo de backup do usuário e selecione **Avançar**.




Pode ser útil incluir a data de backup no nome do arquivo.

7. Selecione **Concluído**.



Os arquivos de backup do usuário local também podem ser movidos para o myTobiiDynavox manualmente. Use o seu navegador da web para acessar o myTobiiDynavox.com e faça o login, vá para *Snap* > *Backups* e selecione **Fazer upload do backup**.



Fazer backup para um arquivo local

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.
3. Selecione a seta à direita do usuário atual.
4. Selecione o botão  **Fazer backup** ao lado do nome do usuário que você deseja fazer backup.
5. Selecione **Fazer backup para um arquivo local**.
6. (Windows) **Procurar** para o diretório em que você salvará o arquivo de backup e, em seguida, escolha **Salvar**. (iOS) Digite um nome para o arquivo de backup.
7. Selecione **Fazer backup**.

11.4 Restaurar um usuário

Restaurar um usuário do myTobiiDynavox


1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.
3. Selecione a seta à direita do usuário atual.
4. Selecione **Novo usuário**.
5. Selecione **Restaurar usuário existente**.
6. Se você não estiver logado no myTobiiDynavox, digite seu e-mail e senha e, em seguida, selecione **Avançar**.
7. Escolha um arquivo de backup do usuário na lista e, em seguida, selecione **Avançar**.

Restaurar um usuário a partir de um arquivo local




No iOS, os arquivos de backup de usuários locais que foram criados em um dispositivo diferente devem primeiro ser movidos para o aplicativo Snap + Core First pelo iTunes:

- Abra o iTunes no seu Mac ou PC.
- Conecte seu iPad ao computador usando o cabo USB que acompanha o dispositivo.
- Selecione o dispositivo no iTunes.



- Na barra lateral esquerda, selecione **Aplicativos**. Em seguida, role até a seção Compartilhamento de Arquivos na parte inferior da página.
- Adquira o **Snap + Core First**.



- Arraste o(s) arquivo(s) de backup do usuário para a área de Documentos do Snap + Core First.
- Siga os passos abaixo para restaurar o usuário no seu iPad.

- Selecione o botão  **Editar**.
- Selecione a guia **Usuário**.
- Selecione a seta à direita do usuário atual.
- Selecione **Novo usuário**.
- Selecione **Restaurar usuário existente**.
- Selecione **Restaurar de um arquivo local**.
- (Windows) Navegue até o arquivo de backup do usuário, selecione-o e, em seguida, escolha **Abrir**.
(iOS) Selecione um arquivo de backup do usuário na lista e selecione **Restaurar usuário**.

11.5 Editar/renomear um usuário

- Selecione o botão  **Editar**.
- Selecione a guia **Usuário**.
- Selecione o botão  **Editar** ao lado do nome do usuário que você deseja editar.
- Digite o campo **Nome**.
- Selecione **Salvar** para salvar as alterações ou **Cancelar** para descartar as alterações.

11.6 Excluir um usuário



A exclusão de um usuário do dispositivo é uma operação permanente. Se você acha que pode precisar do usuário mais tarde, crie um backup de usuário **11.3 Fazer backup de um usuário** antes de executar a operação de exclusão.

- Selecione o botão  **Editar**.
- Selecione a guia **Usuário**.

3. Selecione o botão  **Excluir** ao lado do nome do usuário que você deseja excluir.

 Você não pode excluir o usuário atualmente ativo.

4. Selecione o botão **Excluir** vermelho.
5. Selecione **Excluir** para excluir permanentemente o usuário. Selecione **Cancelar** para retornar ao menu de configurações sem excluir o usuário.

11.7 Login da conta myTobiiDynavox

 O login na conta myTobiiDynavox requer uma conexão ativa com a Internet.

Alguns serviços do Snap + Core First, como a sincronização, exigem que você faça login com sua conta myTobiiDynavox. Selecione **Fazer login** para inserir suas credenciais do myTobiiDynavox ou para criar uma nova conta myTobiiDynavox. Se estiver logado no momento, seu nome de usuário ou e-mail myTobiiDynavox será exibido na seção Conta do myTobiiDynavox.

11.8 Voz

11.8.1 Voz de Fala

A Voz Falada é a voz que lê o conteúdo da Janela de Mensagem e mensagens de botão.

A Voz Falada é a voz padrão; não está vinculada a um idioma específico. Se vozes específicas do idioma tiverem sido atribuídas, as vozes específicas do idioma serão usadas para esses idiomas. Para atribuir vozes específicas do idioma, consulte *11.10 Vozes específicas do idioma*.



Figura 11.1 Guia do usuário - Voz falada

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.
3. Selecione **Voz da fala**.

11.8.1.1 Vozes instaladas

Estas são as vozes atualmente disponíveis para uso imediato no dispositivo. Elas incluem vozes pré-instaladas e vozes baixadas para o dispositivo.

 Você pode excluir vozes na lista Instaladas, mas não pode excluir a voz ativa no momento.

11.8.1.2 Fazer o download de vozes

Faça o download de novas vozes.



Você deve ter uma conexão ativa com a Internet para fazer o download de vozes.



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.
3. Selecione **Voz da fala**.
4. Na lista de vozes para download, selecione **Fazer download** ao lado da voz desejada.



No iOS, o download da voz é pausado quando o aplicativo Snap + Core First é minimizado.

11.8.1.3 Vozes do sistema

Estas são as vozes fornecidas pelo seu sistema operacional.

11.8.2 Taxa de voz

A taxa de voz é a velocidade na qual as palavras são faladas.



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.
3. Mova o controle deslizante **Taxa de voz** para a esquerda para falar mais lentamente ou para a direita para falar mais rapidamente.

11.8.3 Exceções de pronúncia

Exceções de Pronúncia são palavras ou acrônimos que você ensina a voz a pronunciar de uma maneira específica. As Exceções de Pronúncia são anexadas à voz ativa quando as Exceções de Pronúncia são criadas. Se você mudar para uma voz diferente e desejar usar as mesmas exceções de pronúncia, deverá importar as Exceções de Pronúncia da voz anterior.

As Exceções de Pronúncia também estão disponíveis para vozes específicas do idioma. Consulte a seção *11.10 Vozes específicas do idioma*.



As Exceções de Pronúncia não podem ser importadas entre plataformas (Windows ⇔ iOS).

Criar uma nova Exceção de Pronúncia




1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.
3. Selecione **Exceções de pronúncia**.
4. Selecione **Adicionar exceção de pronúncia**.
A caixa de diálogo Adicionar Exceção de Pronúncia será aberta.

5. No campo **Palavra**, digite a palavra como ela é escrita.
6. No campo **Pronúncia**, digite a palavra foneticamente como você gostaria que ela fosse pronunciada.
Para testar a pronúncia, selecione o botão Visualizar.
7. Selecione **Concluído** para salvar a Exceção de Pronúncia. Selecione **Cancelar** para descartar suas alterações e retornar às configurações do Usuário.

Importar uma Exceção de Pronúncia



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.
3. Selecione **Exceções de pronúncia**.
4. Selecione **Importar de outra voz**.



5. Selecione a voz que tem Exceções de Pronúncia que você gostaria de importar.



Apenas as vozes que tiverem Exceções de Pronúncia associadas a elas aparecerão na lista.

6. Selecione **Importar** para importar todas as Exceções de Pronúncia associadas à voz selecionada. Selecione **Cancelar** para retornar às configurações do usuário sem importar.



Quando tiver importado as Exceções de Pronúncia de outra voz, é recomendável testá-las com a voz

atual. Selecione o botão



Visualizar em uma Exceção de Pronúncia para ouvi-lo falado com a voz atual.

11.9 Dispositivo de saída da fala



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.
3. Selecione **Dispositivo de saída da fala**.
4. Defina Usar Dispositivo Padrão para **ativado** para usar o dispositivo de saída padrão do Windows. Defina Usar Dispositivo Padrão para **desativado** para ver a lista de dispositivos de saída disponíveis.
 - a. Selecione um dispositivo de saída na lista para usar esse dispositivo para saída de fala. Para visualizar um dispositivo, selecione o botão de reprodução do dispositivo.

11.10 Vozes específicas do idioma

Você pode atribuir uma voz a um idioma para que o conteúdo que está nesse idioma seja falado com a pronúncia correta.



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.
3. Selecione **Vozes específicas do idioma**.
4. Selecione **Adicionar uma voz para outro idioma**.
5. Selecione **Idioma**, então escolha um idioma na lista Idioma da Voz. Selecione **Nova voz** depois de ter escolhido o seu idioma.
6. Selecione **Voz** e escolha uma voz na seção Instalado da lista Voz. Selecione **Nova voz** depois de ter escolhido a sua voz.



Algumas vozes estão disponíveis para download gratuito (requer conexão com a Internet). Selecione **Fazer download** ao lado da voz desejada. Quando o download estiver concluído, localize e selecione a voz na seção Instalado da lista Vozes.

7. (Opcional) Ajuste a taxa de voz para o idioma/voz selecionado.

8. (Opcional) Adicione exceções de pronúncia à voz. Consulte a seção 11.8.3 *Exceções de pronúncia*.

11.11 Preferências do usuário

11.11.1 Configurações de fala

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.
3. Selecione a categoria **Preferências**.
4. **Ative** Sempre Interromper Fala para a nova fala (a fala em andamento será interrompida para falar um novo comando) ou **desative** essa opção (os comandos de fala serão colocados em fila para que a fala atual termine, então fale o novo comando de fala).

11.11.2 Configuração da janela de mensagem



Figura 11.2 Usar Símbolos na Janela de Mensagem ativado

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.
3. Selecione a categoria **Preferências**.
4. Defina as seguintes preferências para **ativado** ou **desativado**:
 - Usar Símbolos na Janela de Mensagem - Quando ativado, palavras e frases na Janela de Mensagem serão simbolizadas.
 - Falar ao inserir na Janela de Mensagem - Quando ativado, cada palavra ou frase será falada conforme é inserida na Janela de Mensagem.
 - Falar caracteres - Quando ativado, cada caractere será falado conforme é inserido na Janela de Mensagem.



Para ativar "Falar caracteres", a configuração "Falar ao inserir na Janela de Mensagem" deve estar ativada.

- Limpar após fala - Depois que o texto da Janela de Mensagem tiver sido falado, o texto é apagado na próxima inserção de texto.
- Botões de Inflexão Automática de Gramática - Quando ativados, os botões de gramática serão atualizados dinamicamente para corresponder ao contexto gramatical do conteúdo da Janela de Mensagem.
- Formar contrações automaticamente - Quando ativado, contrações comuns serão formadas por duas palavras (por exemplo, "não é?" se tornará "né?").

11.11.3 Configurações de previsão

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.
3. Selecione a categoria **Preferências**.
4. Defina Mostrar Símbolos nos botões de Previsão para **ativado** (os botões de Previsão mostram um símbolo para a palavra atualmente prevista) ou **desativado** (os botões de Previsão mostram apenas texto).

11.11.4 Configurações de sincronização



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.
3. Selecione a categoria **Preferências**.
4. Defina Ativar Sincronização no Modo de Uso para **ativado** (o botão Sincronizar fica visível na Barra Superior no Modo de Uso e no Modo de Edição) ou **desativado** (o botão Sincronizar fica oculto na Barra Superior no Modo de Uso, mas visível no Modo de Edição).

11.12 Método de acesso

Toque

Os botões são ativados tocando no botão na tela com um dedo ou, ao usar um mouse, clicando no botão com o cursor do mouse. Esse método de acesso é adequado para usuários que podem tocar a tela com rapidez e precisão, ou controlar e clicar com um mouse de computador tradicional. Os botões são ativados assim que são tocados ou clicados.

Pressione para selecionar

Os botões são ativados tocando fisicamente e segurando o botão na tela por um período mínimo de tempo ou, ao usar um mouse, clicando e segurando o botão por um período mínimo de tempo. O tempo de espera é definido pelo usuário. Esse método de acesso é útil para usuários que podem tocar ou clicar em botões não intencionais acidentalmente.

Solte para selecionar

Este método é semelhante ao Tocar para Entrar, mas o botão selecionado é ativado quando a seleção for liberada. Esse método permite que o usuário mantenha contato com a tela sensível ao toque sem fazer seleções acidentalmente. Isso significa que o usuário pode deslizar um dedo ou um ponteiro pela tela sensível ao toque ou manter pressionado o botão do mouse enquanto move o cursor. Uma seleção não será feita até que o dedo ou ponteiro saia da tela sensível ao toque ou quando o botão do mouse for solto. Isso faz com que o método de seleção Seleção ao Soltar seja ideal para uma pessoa que ache mais fácil arrastar um dedo ou um ponteiro pela tela sensível ao toque enquanto se move de seleção em seleção.

Permanência do Mouse

(Somente Windows) O método de acesso Permanência do Mouse exige que um mouse de computador, uma trackball ou um mouse de cabeça controlem o cursor na tela. O botão é selecionado quando o cursor faz uma pausa em um botão por um período de tempo especificado ou quando o usuário ativa um botão. Esse método de acesso é uma boa opção para uma pessoa com capacidade física de manobrar um mouse, mas que não tem a capacidade de pressionar o botão do mouse para fazer seleções.

Interação por Olhar

(Somente Windows) Esse método permite que o usuário controle o Snap + Core First usando apenas os olhos. As seleções são feitas fixando o olhar em um botão por um período de tempo especificado (permanência), ativando um interruptor ou piscando. A Interação por Olhar requer um dispositivo de olhar fixo da Tobii Dynavox.

Digitalizando

Quando o Escaneamento for o método de seleção ativo, os botões na tela são realçados em um padrão específico. O Escaneamento requer um interruptor ou tecla do teclado para fazer uma seleção quando o item desejado estiver destacado. Este método de acesso é destinado a indivíduos cujas habilidades motoras podem impedi-los de usar efetivamente métodos de seleção direta.



Para saber mais sobre os métodos de acesso, assista ao vídeo sobre métodos de acesso encontrado em *Sistema — Ajuda e Tutoriais*.

11.12.1 Definir o Método de Acesso



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.


3. Selecione a categoria **Método de acesso**.
4. Selecione o Método de Acesso atual.
5. Selecione um Método de Acesso na lista

11.12.2 Opções de toque



O toque é o Método de Acesso padrão.

Ao usar o Método de Acesso por Toque, os botões são ativados tocando no botão na tela com um dedo ou, ao usar um mouse, clicando no botão com o cursor do mouse. Esse método de acesso é adequado para usuários que podem tocar a tela com rapidez e precisão, ou controlar e clicar com um mouse de computador tradicional. Os botões são ativados assim que são tocados ou clicados.



Tipo de navegação

O Tipo de Navegação é a maneira pela qual o usuário pode rolar na página e na barra de ferramentas. Você pode optar por rolar o dedo na tela, selecionar botões de navegação, ou ambos.

Deslizar

- Role a página e a barra de ferramentas para cima e para baixo deslizando o dedo na tela sensível ao toque. (Somente método de acesso por toque.)

Botões de Navegação

- Botões de seta aparecem na página e na barra de ferramentas quando há conteúdo adicional acima ou abaixo. Os botões de navegação da seta são acessíveis para todos os Métodos de Acesso.



Deslizar e botões de navegação

- Deslizar e botões de navegação são ativados para que ambos os tipos de navegação possam ser usados para mover o conteúdo para cima e para baixo. (Somente método de acesso por toque.)


Som de feedback da seleção

Tocar um som quando um botão sem fala é selecionado.

11.12.3 Opções de Entrar por Toque

Quando Entrar por Toque é o Método de Acesso escolhido, os botões são ativados tocando fisicamente e segurando o botão na tela por um período mínimo de tempo ou, ao usar um mouse, clicando e segurando o botão por um período mínimo

de tempo. O tempo de espera é definido pelo usuário. Esse método de acesso é útil para usuários que podem tocar ou clicar em botões não intencionais acidentalmente.



Tempo de espera

O Tempo de Espera é o tempo mínimo necessário para selecionar e segurar um botão para ativá-lo.

Conectar vários toques

Essa configuração detecta vários toques que ocorrem dentro de um período de tempo especificado e os conecta para que eles se registrem como um toque longo. Essa configuração é útil se o usuário tiver dificuldade em manter uma seleção consistentemente.

Quando Conectar Vários Toques estiver ativado, é possível escolher o período de tempo pelo qual os toques são conectados. Por exemplo, quando definido como Médio, todos os toques que ocorrerem dentro de um intervalo de 0,3 segundo (começando com o primeiro toque) serão registrados como um único toque longo.


Atraso entre seleções

Esta configuração permite que você defina um período de tempo em que o Snap ignora as tentativas de seleção após a seleção ter sido feita. Ativar o Atraso entre as Seleções pode ajudar a impedir seleções repetidas não intencionais no software.

Quando o Atraso entre Seleções estiver ativado, é possível escolher o período de tempo em que as tentativas de seleção são ignoradas após a seleção ter sido feita. Por exemplo, quando definido como Médio, o Snap ignorará todas as tentativas de seleção que ocorrerem dentro de 2 segundos após uma seleção.

Destaque

Escolha o tipo e a cor de destaque preferidos. O destaque é um sinal visual que mostra quando um botão é selecionado. O destaque é interrompido quando o botão tiver sido ativado.



1. Sem destaque
2. Esboço
Opções: Cor, espessura de destaque
3. Sobreposição
Opção: Cor
4. Inverter


Som de feedback da seleção

Tocar um som quando um botão sem fala é selecionado.

11.12.4 Opções de Seleção ao Soltar

Ao usar a Seleção ao Soltar, um botão selecionado é ativado quando a seleção é liberada. Esse método permite que o usuário mantenha contato com a tela sensível ao toque sem fazer seleções acidentalmente. Isso significa que o usuário pode deslizar um dedo ou um ponteiro pela tela sensível ao toque ou manter pressionado o botão do mouse enquanto move o cursor. Conforme o cursor se move pelos botões, o botão atualmente selecionado será realçado. O botão não é ativado até que o dedo ou ponteiro saia da tela sensível ao toque ou quando o botão do mouse for solto. Isso faz com que o método de seleção Seleção ao Soltar seja ideal para uma pessoa que ache mais fácil arrastar um dedo ou um ponteiro

pela tela sensível ao toque enquanto se move de seleção em seleção. Também é útil para pessoas que se beneficiam de feedbacks visuais para fazer seleções precisas.



Tempo de espera

O Tempo de Espera é o tempo mínimo necessário para selecionar e segurar um botão para ativá-lo ao soltar.

Conectar vários toques

Essa configuração detecta vários toques que ocorrem dentro de um período de tempo especificado e os conecta para que eles se registrem como um toque longo. Essa configuração é útil se o usuário tiver dificuldade em manter uma seleção consistentemente.

Quando Conectar Vários Toques estiver ativado, é possível escolher o período de tempo pelo qual os toques são conectados. Por exemplo, quando definido como Médio, todos e quaisquer toques que ocorrerem dentro de um intervalo de 0,3 segundo (começando com o primeiro toque) serão registrados como um único toque longo.


Atraso entre seleções

Esta configuração permite que você defina um período de tempo em que o Snap ignora as tentativas de seleção após a seleção ter sido feita. Ativar o Atraso entre as Seleções pode ajudar a impedir seleções repetidas não intencionais no software.

Quando o Atraso entre Seleções estiver ativado, é possível escolher o período de tempo em que as tentativas de seleção são ignoradas após a seleção ter sido feita. Por exemplo, quando definido como Médio, o Snap ignorará todas as tentativas de seleção que ocorrerem dentro de 2 segundos após uma seleção.

Destaque

Escolha o tipo e a cor de destaque preferidos. O destaque é um sinal visual que mostra quando um botão é selecionado. O destaque é interrompido quando o botão tiver sido ativado.



1. Sem destaque
2. Esboço
Opções: Cor, espessura de destaque
3. Sobreposição
Opção: Cor
4. Inverter

Feedback de áudio


Quando o Feedback de Áudio estiver ativado, o usuário ouvirá a sinal de áudio de um botão quando estiver destacado. Um sinal de áudio é uma palavra ou mensagem curta que ajuda a identificar um botão. Você pode selecionar uma voz diferente para o Feedback de Áudio, bem como uma taxa de voz personalizada e exceções de pronúncia.

Som de feedback da seleção

Tocar um som quando um botão sem fala é selecionado.

11.12.5 Opções de Permanência do Mouse

(Somente Windows) O método de acesso Permanência do Mouse exige que um mouse de computador, uma trackball ou um mouse de cabeça controlem o cursor na tela. O botão é selecionado quando o cursor faz uma pausa em um botão por um período de tempo especificado ou quando um botão é pressionado.



Tipo de seleção

Permanecer

- As seleções são feitas mantendo o cursor em um botão por um período de tempo especificado (tempo de permanência).
 - Tempo de permanência - defina a quantidade de tempo que o cursor deve permanecer em um botão para selecioná-lo.

Alternar


- As seleções são feitas ativando um interruptor enquanto o cursor estiver no botão desejado.
 - Entrada do interruptor - define a tecla do teclado que atua como a entrada do interruptor.

Destaque

Escolha o tipo e a cor de destaque preferidos. O destaque é um sinal visual que mostra quando um botão é selecionado. O destaque é interrompido quando o botão tiver sido ativado.



Para este método de acesso, "Sem destaque" não é uma opção.



1. Sem destaque
2. Esboço
Opções: Cor, espessura de destaque
3. Sobreposição
Opção: Cor
4. Inverter

Feedback de áudio

Quando o Feedback de Áudio estiver ativado, o usuário ouvirá a sinal de áudio de um botão quando estiver destacado. Um sinal de áudio é uma palavra ou mensagem curta que ajuda a identificar um botão. Você pode selecionar uma voz diferente para o Feedback de Áudio, vozes de feedback específicas do idioma, bem como uma taxa de voz personalizada e exceções de pronúncia.

Exibir botão de pausar o método de acesso no modo de uso

Quando ativado, um botão Pausar/Retomar o Método de Acesso aparece na barra superior no modo de uso. Quando desativado, o botão fica oculto.

Som de feedback da seleção

Tocar um som quando um botão sem fala é selecionado.

11.12.6 Opções de interação por olhar

(Somente Windows) Esse método permite que o usuário controle o Snap + Core First usando apenas os olhos. As seleções são feitas fixando o olhar em um botão por um período de tempo especificado (permanência), ativando um interruptor ou piscando. A Seleção por Olhar requer um dispositivo de olhar fixo da Tobii Dynavox.

Tipo de seleção

Permanecer

- Permite ao usuário fazer a seleção fixando o olhar em um botão por um determinado período de tempo (tempo de permanência).
 - Tempo de permanência - defina a quantidade de tempo que o cursor deve permanecer em um botão para selecioná-lo.

Alternar

- O usuário direciona o destaque na tela usando o olhar e faz as seleções usando um interruptor.
 - Entrada do interruptor - define a tecla do teclado que atua como a entrada do interruptor.



A seleção por interruptor com uma tecla do teclado ou Bluetooth pode não funcionar fora do software Snap.

- Duração de ativação do interruptor - o tempo que o interruptor deve ser ativado para selecionar o botão atualmente em destaque.
- Duração da repetição do interruptor - a quantidade de tempo que o usuário deve aguardar entre as ativações do interruptor. Quaisquer ativações adicionais do interruptor são ignoradas antes que esse tempo seja atingido.

Piscar

- Permite que o usuário faça uma seleção piscando os olhos por um determinado período de tempo.
 - Duração mínima de piscada - defina o tempo mínimo que os olhos do usuário devem ser fechados para fazer uma seleção.
 - Duração máxima de piscada - defina o tempo máximo pelos quais os olhos do usuário podem ser fechados para fazer uma seleção. Se os olhos do usuário estiverem fechados por mais tempo do que o tempo máximo de duração da piscada, nenhuma seleção será feita.

Feedback de olhar

O Feedback de Olhar é um sinal visual que mostra ao usuário onde o olhar está sendo registrado na tela, com que consistência e por quanto tempo.

Defina o estilo, a cor e o tamanho do Feedback de Olhar.

Atraso após alteração de página

Depois de ir para uma nova página, a seleção não pode ocorrer pelo período de tempo definido. Essa configuração ajuda a evitar seleções acidentais quando uma página é aberta pela primeira vez.

Tipo de controle das janelas

Defina o modo de acesso à área de trabalho para navegação fora do software Snap.

- Seleção por olhar - este é um método de seleção em duas etapas, que reduz o risco de cliques indesejados.
- Emulação do mouse - emule e controle um ponteiro de mouse de PC padrão na tela.

Feedback de áudio

Quando o Feedback de Áudio estiver ativado, o usuário ouvirá a sinal de áudio de um botão quando estiver destacado. Um sinal de áudio é uma palavra ou mensagem curta que ajuda a identificar um botão. Você pode selecionar uma voz diferente para o Feedback de Áudio, bem como uma taxa de voz personalizada e exceções de pronúncia.

Exibir botão de pausar o método de acesso no modo de uso


Quando ativado, um botão Pausar/Retomar o Método de Acesso aparece na barra superior no modo de uso. Quando desativado, o botão fica oculto.

Som de feedback da seleção

Tocar um som quando um botão sem fala é selecionado.

11.12.7 Opções de escaneamento

Quando o Escaneamento for o método de seleção ativo, os botões na tela são realçados em um padrão específico. O usuário ativará um interruptor ou tecla do teclado para fazer uma seleção quando o item desejado estiver em destaque. Este método de acesso é destinado a indivíduos cujas habilidades motoras podem impedi-los de usar efetivamente métodos de seleção direta.



Tipo de escaneamento

A configuração Tipo de Escaneamento determina como o destaque de escaneamento avança (automaticamente ou por meio do acionamento do interruptor) e como as seleções são feitas.

1 Autoescaneamento de Interruptor

- Ao usar 1 Autoescaneamento de Interruptor, o software fará o escaneamento dos itens na página usando o padrão de escaneamento designado. O usuário faz seleções usando um interruptor.
 - Entrada do interruptor - escolha entre toque na tela ou tecla do teclado.
 - Velocidade - defina a rapidez com que o autoescaneamento progride.
 - Tempo de transição - defina o período de tempo entre a continuação de uma seleção e o autoescaneamento.
 - Escanear após - selecione quando o autoescaneamento deve reiniciar: Seleção, Alteração de Página, Fala.
 - Falar o sinal de áudio completo antes de avançar - quando ativada, sinais de áudio longos atrasam o avanço do destaque do escaneamento até que todo o sinal de áudio seja falado.

2 Escaneamento de Interruptor

- Ao usar 2 Escaneamento de Interruptor, o usuário acionará um interruptor para continuar o destaque do escaneamento e um segundo interruptor para fazer seleções.
 - Entrada do interruptor 1 - escolha toque na tela ou tecla do teclado para progredir o destaque do escaneamento.
 - Entrada do interruptor 2 - escolha toque na tela ou tecla do teclado para fazer seleções.



Entrada do interruptor 1 e entrada do interruptor 2 devem ser diferentes.

1 Escaneamento de Interruptor

- Quando a opção 1 Escaneamento de Interruptor estiver ativa, o usuário acionará o interruptor para avançar o destaque (cada seleção avança o destaque em um intervalo). Para selecionar o botão em destaque, o usuário seleciona o interruptor e mantém a seleção pelo Tempo de Pausa especificado.
 - Entrada do interruptor 1 - escolha toque na tela ou tecla do teclado para progredir o destaque do escaneamento.
 - Tempo de Pausa - o tempo mínimo necessário para selecionar e manter pressionado um botão para ativá-lo.

1 Escaneamento de Permanência do Interruptor

- Quando a opção 1 Escaneamento de Permanência do Interruptor estiver ativa, o usuário acionará o interruptor para avançar o destaque (cada seleção avança o destaque em um intervalo). Para selecionar o botão em destaque, o usuário faz uma pausa (não faz nada) pelo Tempo de Pausa especificado.
 - Entrada do interruptor 1 - escolha toque na tela ou tecla do teclado para progredir o destaque do escaneamento.
 - Tempo de Pausa - o tempo mínimo necessário de permanência sobre um botão para ativá-lo.

Escaneamento inverso

- Um indivíduo usando o escaneamento inverso manterá pressionado o interruptor para avançar o destaque do escaneamento (o destaque continua a avançar enquanto o interruptor estiver pressionado). Quando o indivíduo libera o interruptor, o botão em destaque é selecionado.
 - Entrada do interruptor 1 - escolha toque na tela ou tecla do teclado para progredir o destaque do escaneamento.
 - Velocidade - o quão rápido o destaque de escaneamento avança (enquanto o interruptor é pressionado).
 - Falar o sinal de áudio completo antes de avançar - quando ativada, sinais de áudio longos atrasam o avanço do destaque do escaneamento até que todo o sinal de áudio seja falado.

Padrão de escaneamento

O padrão de escaneamento é a sequência na qual os botões da tela são destacados para seleção. Esta seção também contém configurações relacionadas a quais tipos de botões são escaneados.

Padrão

- Linha/coluna - escaneia as linhas de cima para baixo. Quando uma linha é selecionada, os itens na linha são verificados da esquerda para a direita.
- Coluna/linha - escaneia colunas da esquerda para a direita. Quando uma coluna é selecionada, os itens na coluna são escaneados de cima para baixo.
- Linear - os botões são escaneados individualmente da esquerda para a direita, de cima para baixo.

Número de aprovações

- Passagens - define quantas vezes o escaneamento escaneará uma linha ou coluna sem fazer uma seleção.
- Após a passagem final - escolha o que acontece quando o autoescaneamento completa o número de passagens designado (não disponível para passagens infinitas).

Escanear a partir da última seleção

- Quando ativado, o escaneamento será retomado na página em que a última seleção foi feita. Quando desativado, após a seleção, o escaneamento é retomado no topo da página.

Escanear barra superior

- Quando ativado, os itens acessíveis pelo escaneamento na Barra Superior (Voltar, Início e Paine) são escaneados. Quando desativado, os itens da barra superior não são escaneados.



Os botões Pesquisar, Sincronizar, Pausar Método de Acesso e Editar na barra superior não são escaneados. Eles são acessíveis por toque a qualquer momento.

Escanear botões em branco


- Quando ativado, os botões que não possuem conteúdo são escaneados. Quando desativado, os botões em branco não são escaneados.

Destaque

Escolha o tipo e a cor de destaque preferidos. O destaque é um sinal visual que mostra quando um botão é escaneado. O destaque é interrompido quando o botão tiver sido ativado.



Para este método de acesso, “Sem destaque” não é uma opção.



1. Sem destaque
2. Esboço
Opções: Cor, espessura de destaque
3. Sobreposição
Opção: Cor
4. Inverter

Tempo de espera

O Tempo de Espera é o tempo mínimo necessário para selecionar e segurar um botão para ativá-lo.

Atraso entre seleções

Atraso entre Seleções ajuda a evitar seleções repetidas acidentalmente. Quando uma seleção é feita, a próxima seleção não pode ocorrer até que o tempo definido em Atraso entre Seleções tenha passado. Se o interruptor for acionado enquanto o tempo de atraso estiver ativo, a contagem regressiva será reiniciada.

Feedback de áudio

Quando o Feedback de Áudio estiver ativado, o usuário ouvirá a sinal de áudio de um botão quando estiver destacado. Um sinal de áudio é uma palavra ou mensagem curta que ajuda a identificar um botão. Você pode selecionar uma voz diferente para o Feedback de Áudio, vozes de feedback específicas do idioma, bem como uma taxa de voz personalizada e exceções de pronúncia.

Zoom

Quando ativado, os botões da tela são ampliados conforme são escaneados. Ao escanear vários botões (linhas ou colunas), o botão que está em primeiro no padrão é ampliado e os outros botões são realçados conforme especificado pela configuração Estilo de Destaque.

Exibir botão de pausar o método de acesso no modo de uso

Quando ativado, um botão Pausar/Retomar o Método de Acesso aparece na barra superior no modo de uso. Quando desativado, o botão fica oculto.

Som de feedback da seleção

Tocar um som quando um botão sem fala é selecionado.

11.13 Rastreamento de dados

11.13.1 Rastrear uso do botão

Quando Rastrear Uso do Botão está ativado, as informações sobre o uso do botão em Snap Core First são registradas. Essas informações incluem o horário do evento de uso do botão, mensagem, idioma, página, posição da grade, método de acesso (por exemplo, interação por olhar), modo de modelagem e se o botão falou ou foi inserido na Janela de Mensagem.



As informações de uso do botão não são gravadas quando no Modo de Edição.



Rastrear uso do botão

1. Selecione o botão  **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.
3. Selecione a categoria **Rastreamento de dados**.
4. Defina **Rastrear uso do botão** como Ativado.
5. Leia o aviso de privacidade de dados e selecione **Sim** para ativar o uso do botão Rastrear. Se você não quiser ativar o uso do botão Rastrear, selecione Não.



Você pode visualizar as contagens de uso do botão diretamente no software Snap Core First ativando **Mostrar Contagens de Uso do Botão** e/ou **Mostrar Contagens de Modelagem**. Para obter mais informações, consulte as seções **11.13.3 Mostrar Contagens de Uso do Botão** e **11.13.4 Mostrar contagem de modelagem**. Visualizações de dados adicionais estão disponíveis na seção de **Relatórios de Uso** da sua conta myTobiiDynavox.com.

O rastreamento de uso do botão, quando ativado, acontece sempre que o software Snap Core First é usado. Para dados de uso precisos, é importante diferenciar entre as seleções de botão feitas pelo usuário e as seleções de modelagem feitas por um cuidador ou parceiro de comunicação. Se o usuário interagir com Snap Core First através de um método de acesso sem toque (Permanência do Mouse, Interação por Olhar ou Escaneamento), quaisquer seleções de botão feitas com o toque serão gravadas automaticamente como modelagem. Se o usuário interagir com Snap Core First através de um método de acesso baseado em toque, o cuidador deverá ativar o modo Modelagem antes de fazer qualquer seleção de modelagem e desativá-lo novamente antes que o usuário faça sua próxima seleção.



Se **Rastrear Uso do Botão** estiver ativado e o usuário tiver um **Método de Acesso** baseado em toque, certifique-se de que o botão **Mostrar Barra Superior** também esteja ativado. Consulte a seção **11.13.2 Botão Mostrar Barra Superior**.



Ao compartilhar um **Conjunto de Páginas** que possui dados de uso, você terá a opção de incluir ou não as informações de uso.

Ativar o Modo de Modelagem (somente necessário se o Método de Acesso estiver definido como Toque, Pressionar para selecionar, Seleção ao Soltar ou ao usar a Tela como um interruptor)



Se o seu **Método de Acesso** atual incluir o botão **Pausar Método de Acesso** na barra superior, pause o Método de Acesso  antes de iniciar as etapas abaixo. Retire o Método de Acesso  ao sair do modo de Modelagem.

1. Selecione o botão  **Rastreamento de dados** na barra superior.
Para ativar o botão **Rastreamento de Dados** na barra superior, consulte a seção **11.13.2 Botão Mostrar Barra Superior**.
2. Ative o **modo Modelagem**.
Quando terminar de modelar, lembre-se de desativar o modo Modelagem.



Você também pode ativar e desativar o modo Modelagem fazendo um toque longo (toque e segure) no botão Rastreamento de Dados na barra superior. Quando o modo Modelagem estiver ativado, o botão



Rastreamento de Dados será semelhante a este




o botão Rastreamento de Dados será semelhante a este

11.13.2 Botão Mostrar Barra Superior



Quando ativado, o botão Rastreamento de Dados aparece na Barra Superior. O botão Rastreamento de Dados na barra superior fornece acesso rápido às seguintes configurações: Modo de modelagem, contagem de uso do botão Mostrar, Mostrar contagens de modelagem e Gerenciar dados.



11.13.3 Mostrar Contagens de Uso do Botão

Quando ativado, os botões mostram um emblema branco com o número de vezes que o botão foi selecionado pelo usuário (enquanto Rastrear Uso do Botão estava ativado) no período de tempo especificado. O intervalo de tempo padrão é Todos.

Ativar Mostrar Contagens de Uso do Botão (por meio das Configurações do Usuário)



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.
3. Selecione a categoria **Rastreamento de dados**.
4. Ative **Mostrar contagens de uso do botão**.



Para alterar o intervalo de tempo de contagem de uso, selecione **Intervalo de tempo** e use o menu suspenso ou os campos de data e hora de início e fim.

Ative Mostrar Contagens de Uso do Botão (por meio do Botão de Rastreio de Dados na Barra Superior)



Para ativar o botão Rastreamento de Dados na barra superior, consulte a seção 11.13.2 *Botão Mostrar Barra Superior*.



1. Selecione o botão **Rastreamento de dados** na barra superior.
2. Ative **Mostrar contagens de uso do botão**.



Para alterar o intervalo de tempo de contagem de uso, selecione **Intervalo de tempo** e use o menu suspenso ou os campos de data e hora de início e fim.




Figura 11.3 Botão mostrando contagem de uso (branco) e contagem de modelagem (laranja).

11.13.4 Mostrar contagem de modelagem

Quando ativado, os botões mostram um emblema laranja com o número de vezes que o botão foi selecionado no modo de modelagem (enquanto Rastrear Uso do Botão estava ativado) no período de tempo especificado. O intervalo de tempo padrão é Todos.

Ativar Mostrar Contagens de Modelagem (por meio das Configurações do Usuário)



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.
3. Selecione a categoria **Rastreamento de dados**.
4. Ative **Mostrar contagens de modelagem**.



Para alterar o intervalo de tempo de contagem de modelagem, selecione **Intervalo de tempo** e use o menu suspenso ou os campos de data e hora de início e fim.

Ativar Mostrar Contagens de Modelagem (por meio do Botão de Rastreo de Dados na Barra Superior)



Para ativar o botão Rastreamento de Dados na barra superior, consulte a seção 11.13.2 *Botão Mostrar Barra Superior*.



1. Selecione o botão **Rastreamento de dados** na barra superior.
2. Ative **Mostrar contagens de modelagem**.



Para alterar o intervalo de tempo de contagem de modelagem, selecione **Intervalo de tempo** e use o menu suspenso ou os campos de data e hora de início e fim.

11.13.5 Gerenciar dados

Redefina as contagens de uso do botão e as contagens de modelagem para zero na página atual, nos botões da Barra de Mensagens, nos botões da Barra de Ferramentas ou no Conjunto de Páginas inteiro.



Redefinir as contagens de uso do botão não exclui os dados de uso anteriores. Se você quiser excluir permanentemente todos os dados de uso que foram armazenados em sua conta mytobiidynavox, use um navegador da web para visitar mytobiidynavox.com > Snap > Usage Data.

Redefinir contagens de uso (por meio das Configurações do Usuário)



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Usuário**.

3. Selecione a categoria **Rastreamento de dados**.
4. Selecione **Gerenciar dados**.
5. Selecione a área em que você gostaria de redefinir as contagens de uso do botão e as contagens de modelagem para zero.
6. Selecione **Redefinir** para redefinir as contagens de uso e modelagem para a área escolhida. Para cancelar a operação de redefinição, selecione Cancelar.

Redefinir contagens de uso (por meio do botão Rastreamento de Dados da barra superior)



Para ativar o botão Rastreamento de Dados na barra superior, consulte a seção 11.13.2 *Botão Mostrar Barra Superior*.



1. Selecione o botão **Rastreamento de dados** na barra superior.
2. Selecione **Gerenciar dados**.
3. Selecione a área em que você gostaria de redefinir as contagens de uso do botão e as contagens de modelagem para zero.
4. Selecione **Redefinir** para redefinir as contagens de uso e modelagem para a área escolhida. Para cancelar a operação de redefinição, selecione Cancelar.

12 Configurações do sistema

12.1 Preferências

12.1.1 Senha

Quando ativada, uma senha de quatro dígitos é necessária para acessar o modo de Edição, o modo de Pesquisa e a sincronização. A ativação da senha pode ajudar a impedir alterações não autorizadas no Conjunto de Páginas e nas configurações.

Ativar senha



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Sistema**.
3. Defina o interruptor Usar Senha para **ativado**.
4. Digite uma senha de quatro dígitos que só você sabe e que não seja fácil de adivinhar.

5. Digite a senha novamente para verificá-la.
6. Ao ativar Usar Senha, a senha é ativada para o Modo de Edição, sincronização e Modo de Pesquisa por padrão. Alterne a configuração para Desativado para qualquer um desses recursos, se desejar que eles fiquem acessíveis sem uma senha.



Se a Senha estiver ativada e a senha do recurso Sincronizar estiver desativada, a sincronização funcionará no modo Somente Puxar. Ao Sincronizar no modo Somente Puxar, você receberá as alterações ao Conjunto de Páginas (feitas em outros dispositivos), mas não enviará nenhuma alteração no Conjunto de Páginas feita no dispositivo atual.

7. Ao sair do Modo de Edição, a senha será solicitada para acessar a compra no aplicativo e, se ativado, para acessar o Modo de Edição, sincronização e/ou o Modo de Pesquisa.



Se já tiver a senha ativada, você poderá redefinir a senha selecionando o botão  **Editar**.

Se você esquecer sua senha, use a senha principal (0520) para acessar o Modo de Edição e redefina imediatamente sua senha.

12.1.2 Configuração de tela (somente Windows)

Quando o Modo de Tela Cheia estiver ativado, o software Snap preencherá a tela inteira no seu dispositivo. Quando o Modo de Tela Cheia estiver desativado, o software Snap será executado dentro de uma janela redimensionável.

12.1.3 Idioma do Modo de edição

Escolha um idioma para a interface do Modo de Edição.

12.2 Dispositivo



A seção Dispositivos está presente somente em dispositivos Tobii Dynavox I-13 e I-16 somente.

12.2.1 Configurações da janela do parceiro

A janela do parceiro é uma tela na parte posterior dos dispositivos Tobii Dynavox I-13 e I-16. A janela do parceiro informa ao parceiro de conversa que o usuário está se preparando para falar e exibe texto para leitura do parceiro.



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Sistema**.
3. Selecione **Dispositivo**.
4. Faça uma seleção nas opções da janela do parceiro:
 - **Mostrar texto da janela de mensagem** — exibe o texto da janela de mensagem na janela do parceiro em tempo real.
 - **Mostrar texto sendo falado** — exibe texto na janela do parceiro apenas quando for falado. Enquanto estiver compondo na janela de mensagens, a janela do parceiro exibirá uma série de pontos para indicar que o usuário está preparando sua mensagem. Quando a janela de mensagem é falada, a janela do parceiro rola o texto conforme ele é falado.



A janela do parceiro exibe apenas texto. Ela não exibe símbolos.

5. Faça uma seleção no estilo do indicador da janela do parceiro:
 - **Espelho** — exibe uma versão em miniatura da janela do parceiro na barra superior.
 - **Ícone** — exibe um ícone quando a janela do parceiro estiver ligada. Oculta o ícone quando a janela do parceiro estiver ligada.
6. Defina Liga/Desliga a energia da janela do parceiro para **Ligada** ou **Desligada**. Quando a energia da janela do parceiro está definida como Desligada, ela não exibe nenhum texto.



Você também pode usar o botão Ações para controlar o brilho da tela da janela do parceiro e ligar e desligar a janela do parceiro. Consulte as seções 8.6.2 *Conteúdo ativo* e 8.7 *Ações do Botão*.

12.3 Armazenar

Os itens adicionais do Snap + Core First que estão disponíveis para compra no aplicativo são exibidos aqui. Os itens que você já comprou não estão listados.

12.4 Conjuntos de símbolos

12.4.1 Configurações de pesquisa

Quando a Pesquisa Segura de Símbolos estiver ativada, símbolos explícitos não aparecerão nas pesquisas de símbolos, na Janela de Mensagem (simbolizada) ou no Modo de Pesquisa. Quando a Pesquisa Segura de Símbolos estiver desativada, as pesquisas de símbolos, símbolos da Janela de Mensagem e o Modo de Pesquisa usarão todos os símbolos disponíveis.

12.4.2 Símbolos instalados e disponíveis para download

Os Conjuntos de Símbolos listados na seção Símbolos Instalados são os Conjuntos de Símbolos atualmente instalados e disponíveis no seu dispositivo.



Para excluir um Conjunto de Símbolos instalado, selecione o botão **Excluir** e escolha **Excluir** para confirmar.



Os Símbolos do Snap Core não podem ser excluídos.

Os Conjuntos de Símbolos listados na seção Símbolos Disponíveis para Download são os Conjuntos de Símbolos gratuitos que não estão atualmente instalados no seu dispositivo. Para fazer o download e instalar um Conjunto de Símbolos gratuito, selecione **Fazer download** ao lado do Conjunto de Símbolos desejado.



Você deve ter uma conexão ativa com a Internet para fazer o download dos Conjuntos de Símbolos.




Alguns Conjuntos de Símbolos de terceiros só estão disponíveis para compra através da Loja. Consulte a seção **12.3 Armazenar**.

12.4.3 Reordenar conjuntos de símbolos

A ordem dos resultados da pesquisa de símbolos é determinada pela ordem dos conjuntos de símbolos na lista de Símbolos Instalados. Se, por exemplo, você usa principalmente símbolos de alto contraste no Conjunto de Páginas, é possível mover o conjunto de símbolos de Alto Contraste para o topo da lista de Símbolos Instalados para priorizar símbolos de alto contraste (quando disponíveis) em pesquisas de símbolos.



1. Selecione o botão **Editar**.
2. Selecione a guia **Sistema**.
3. Selecione a categoria **Conjuntos de símbolos**.



4. Selecione e segure o ícone de um conjunto de símbolos na lista de Símbolos Instalados.
5. Arraste o conjunto de símbolos para uma nova posição na lista.



12.5 Ajuda e Tutoriais

12.5.1 Vídeos

Assista a vídeos para saber mais sobre o uso do Snap + Core First.

12.5.2 Pathways para Core First



O Pathways para o Core First é o aplicativo gratuito que ensina os métodos mais poderosos de usar o Snap + Core First para comunicação, alfabetização, suporte a comportamento e muito mais! Siga os links nesta seção para saber mais.

12.5.3 Tour rápido

Reinicie o tour rápido para aprender a usar o software Snap.

12.5.4 Ajuda Externa

Acesse o Guia de Início Rápido, Manual do Usuário, guias de Conjunto de Páginas, vídeos adicionais, a Base de Conhecimento on-line e o Contrato de Licença do Usuário Final.

12.6 Sobre

Informações da versão do Snap + Core First.

12.6.1 Atualizações de Software

O software Snap é atualizado automaticamente através de sua conexão à Internet.

Copyright ©Tobii AB (publ). Nem todos os produtos e serviços são oferecidos em cada mercado local. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as marcas registradas são de propriedade de seus respectivos donos.

Suporte para o Dispositivo Tobii Dynavox

Obter ajuda on-line

Consulte a página de Suporte específica do dispositivo Tobii Dynavox. Ela contém informações atualizadas sobre os problemas, dicas e truques relacionados ao produto. As páginas de Suporte estão disponíveis em: www.TobiiDynavox.com/support-training

Entre em contato com o seu consultor de soluções ou revendedor

Em caso de dúvidas ou problemas relacionados ao produto, entre em contato com o seu consultor de soluções ou revendedor autorizado da Tobii Dynavox para obter auxílio. O revendedor está mais familiarizado com as suas configurações pessoais e poderá auxiliá-lo com dicas e treinamentos sobre o produto. Os dados para contato estão disponíveis em www.TobiiDynavox.com/contact