

Startvejledning til Speech Case og Speech Case Pro

Kom i gang med tilstanden berøring (standard) (se næste side for scanningstilstand i iOS)



Følg trinene i dokumentet Installationsvejledning til Tobii Dynavox Speech Case for at installere iPad'en i Speech Case.

Start Speech Case i **tilstanden berøring**, hvis du vil bruge berøringsskærmen til at navigere mellem apps og mapper. Med den tilstand kan du bruge alle Tobii Dynavoxs adgangsmetoder (inkl. scanning) i Tobii Dynavoxs apps.

Sådan starter du Speech Case i tilstanden berøring

1. Tryk (samtidig) på og hold knapperne **Lydstyrke op** og **Lydstyrke ned** på Speech Case nede i 10 sekunder. Slip derefter knapperne.
2. Når du hører "Strøm tændt!" efterfulgt af to bip, er tilstanden berøring aktiveret i Speech Case.

Pair Speech Case via Bluetooth®

1. Navigér til **Indstillinger > Bluetooth** på din iPad, og tænd Bluetooth. Bliv på skærmen, mens du udfører resten af trinene til at parre din Speech Case.
2. Vælg Speech Case i listen Mine Enheder eller Andre enheder. (Dit Speech Case Bluetooth-id slutter med de samme fem cifre, som findes i serienummeret på kabinettet til Speech Case. Ordet "Berøring" eller "Scan" i Bluetooth-id'et angiver enhedens aktuelle tilstand).

Din Speech Case er nu parret og klar til brug!

Kom i gang i scanningstilstand i iOS



Følg trinene i dokumentet Installationsvejledning til Tobii Dynavox Speech Case for at installere iPad'en i Speech Case.

Start Speech Case i **iOS-scanningstilstand**, hvis du vil bruge den indbyggede adgangsmetode til kontaktscanning i iOS til at navigere mellem apps og mapper.

Sådan starter du Speech Case i iOS-scanningstilstand

1. Slut en kontakt til kontaktport 1 (kontaktporten nærmest ved højtaleren på Speech Case).
2. Tryk (samtidig) på og hold knapperne **Lydstyrke op** og **Lydstyrke ned** på Speech Case nede i 10 sekunder. Slip derefter knapperne.
3. Når du hører "Strøm tændt!", skal du trykke på og holde kontakten inde, indtil Speech Case bipper fire gang. Slip derefter kontakten. Speech Case er nu tændt i iOS-scanningstilstand.

Pair Speech Case via Bluetooth®

1. Navigér til **Indstillinger > Bluetooth** på din iPad, og tænd Bluetooth. Bliv på skærmen, mens du udfører resten af trinene til at parre din Speech Case.
2. Vælg Speech Case i listen Mine Enheder eller Andre enheder. (Dit Speech Case Bluetooth-id slutter med de samme fem cifre, som findes i serienummeret på kabinettet til Speech Case. Ordet "Berøring" eller "Scan" i Bluetooth-id'et angiver enhedens aktuelle tilstand).

Din Speech Case er nu parret og klar til brug!



Når Speech Case er i iOS-scanningstilstand og parret med iPad via Bluetooth, aktiveres funktionen knapbetjening i iOS automatisk, og der oprettes to knapper for trinvis scanning med to knapper. Indstil adgangsmetoden i dine Tobii Dynavox apps til berøring. For automatisk scanning skal du ændre knapperne i iOS-knapper til blot 1 knap ved at udføre handlingen "Vælg."

For øvrige knapindstillinger skal du læse afsnittet om knapbetjening i brugervejledning til iOS (support.apple.com/HT201370) eller brugervejledningen til din Tobii Dynavox app.