

Hurtigstarthuide for Speech Case og Speech Case Pro

Kom igang med standard Berøringsmodus (se andre siden for iOS-skanningsmodus)



Følg trinnene i Tobii Dynavox' Speech Case dokument for installasjonsinstruksjoner for å installere iPaden i Speech Case på riktig måte.

Start Speech Case i **Berøringsmodus** dersom du ønsker å bruke berørings skjermen til å navigere apper og mapper. I denne modusen kan du bruke alle Tobii Dynavox' tilgangsmetoder (inkludert skanning) inne i Tobii Dynavox-apper.

For å starte Speech Case i berøringsmodus

1. Trykk og hold inne **Volum opp-** og **Volum ned-**knappene (samtidig) på Speech Case i 10 sekunder, slipp så knappene.
2. Når du hører "Power on!" etterfulgt av to pip er Speech Case slått på i berøringsmodus.

Sammenkoble Speech Case via Bluetooth®

1. På iPaden din, gå til **Innstillinger > Bluetooth** og skru på Bluetooth.
Bli på denne skjermen til du fullfører de gjenværende stegene for å koble til din Speech Case.
2. Velg Speech Case i Mine enheter-listen eller Andre enheter-listen. (Bluetooth-IDen for din Speech Case slutter på de samme 5 sifrene som Speech Case-dekselets serienummer. Ordet "Berør" eller "Skan" i Bluetooth-IDen indikerer enhetens nåværende modus.)

Din Speech Case er nå sammenkoblet og klar til bruk!

Kom igang med iOS-skanningsmodus



Følg trinnene i Tobii Dynavox' Speech Case dokument for installasjonsinstruksjoner for å installere iPaden i Speech Case på riktig måte.

Start Speech Case i **iOS-skanningsmodus** dersom du ønsker å bruke iOS's innebygde tilgangsmetode for bryterskanning til å navigere alle apper og mapper.

For å starte Speech Case i iOS-skanningsmodus

1. Koble til en bryter til bryterport 1 (bryterporten nærmest høyttaleren på Speech Case).
2. Trykk og hold inne **Volum opp**- og **Volum ned**-knappene (samtidig) på Speech Case i 10 sekunder, slipp så knappene.
3. Når du hører "Power on!" trykk og hold bryteren frem til Speech Case piper 4 ganger, så slipper du bryteren. Speech Case er nå slått på i iOS-skanningsmodus.

Sammenkoble Speech Case via Bluetooth®

1. På iPaden din, gå til **Innstillinger > Bluetooth** og skru på Bluetooth.
Bli på denne skjermen til du fullfører de gjenværende stegene for å koble til din Speech Case.
2. Velg Speech Case i Mine enheter-listen eller Andre enheter-listen. (Bluetooth-IDen for din Speech Case slutter på de samme 5 sifrene som Speech Case-dekselets serienummer. Ordet "Berør" eller "Skan" i Bluetooth-IDen indikerer enhetens nåværende modus.)

Din Speech Case er nå sammenkoblet og klar til bruk!



Når Speech Case er i iOS-skanningsmodus og sammenkoblet med iPaden via Bluetooth, slås iOS-bryterkontroll på automatisk og 2 brytere opprettes for 2-bryters trinnskan. Angi tilgangsmetoden i dine Tobii Dynavox-apper til Berøring. For Autoskan, endre bryterne i iOS-brytere til bare 1 bryter med handlingen "Valg".

For andre brytervalg, se Bryterkontroll-delen i din iOS brukerveiledning (support.apple.com/HT201370), eller din Tobii Dynavox-apps brukerveiledning.