



TD Talk og AssistiveTouch

Undervisningskort



Med appen TD Talk kan du deltage i samtaler ansigt til ansigt.




AssistiveTouch giver dig adgang til andre apps.

Indholdsfortegnelse

- 1** TD Talk – Rundvisning
- 2** TD Talk – Tips om kommunikation
- 3** TD Talk – Tips om kommunikation (fortsat)
- 4** TD Talk – Idéer til øvelser
- 5** AssistiveTouch – Brug af apps
- 6** AssistiveTouch – Idéer til øvelser
- 7** Montering, placering og finindstilling af øjenstyring
- 8** Finindstilling af øjenstyring (fortsat)
- 9** Ofte stillede spørgsmål og yderligere ressourcer

TD Talk – Rundvisning

TD Talk er designet til hurtig kommunikation ansigt til ansigt. Brug appen til at kommunikere med andre.



1 Hurtigbeskeder

Færdige beskeder der straks oplæses, når de vælges.

2 Flere hurtigbeskeder

Åbn siden med hurtigbeskeder for at oplæse hurtigbeskeder eller redigere dine hurtigbeskeder.

3 Beskedvindue

Se og rediger teksten der skal oplæses.

4 Oplæs

Oplæs teksten i beskedvinduet. Du kan også pause og fortsætte oplæsningen.

5 Ryd

Ryd hele teksten i beskedvinduet.

6 Fraseprædiktion

TD Talk lærer, mens du skriver, og bruger oplysningerne til at gætte sætninger. Prædiktion er baseret på hyppighed og gør kommunikationen hurtigere og mere personlig.

7 Slet ord

Slet ordet til venstre for markøren.

8 Ordprædiktion.

Gæt automatisk ord på grundlag af det, du har skrevet indtil nu.

9 Backspace


Slet tegnet til venstre for markøren.

10 Ændre sprog

Skift mellem sprog til oplæsning.



TD Talk – Rundvisning (fortsat)



1 Øjenstyret systemmenu

Se på området under øjenstyringsenheden for at åbne menuen, der indeholder Pause/Fortsæt, Mere og AssistiveTouch.

2 Slå AssistiveTouch til/fra

Slå AssistiveTouch til. Brug AssistiveTouch til at åbne skærmen Hjem og alle dine andre apps.

3 Mere

Åbn Dashboard og Indstillinger.


4 Pause/Fortsæt øjenstyring

Til/fra-knap til at pause og fortsætte øjenstyringen.



TD Talk – Tips om kommunikation

Tippene gør det nemmere for dig at bruge TD Talk.


Tip	Prøv det
<p>Hold regelmæssige pauser i øjenstyringen. Øjenstyringsenheden kan pauses, når du ikke taler, og du kan fortsætte, når du er klar til at tale..</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Se på området under øjenstyringsenheden for at åbne den øjenstyrede systemmenu.2 Vælg Pause. Øjenstyringen pauses.3 Gentag trinnene ovenfor for at fortsætte øjenstyringen.
<p>Rediger beskeder direkte i beskedvinduet. Ret, fjern eller tilføj ord i hele beskedvinduet ved hjælp af redigeringsmenuen.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1 Se på det sted i sætningen, som du vil redigere. Der vises en streg under ordet, og redigeringsmenuen vises.2 Du kan gøre følgende, når et ord er fremhævet: Udskifte ordet. Vælg et gættet ord eller skrive bogstaver. Slette ordet. Vælg backspace. Flytte markøren. Brug højre og venstre pil i redigeringsmenuen til at flytte markøren og skriv derefter for at indsætte tekst.3 Vælg X for at lukke redigeringsmenuen.



TD Talk – Tips om kommunikation (fortsat)

Tip	Prøv det
<p>Brug kun tegnsætning og store bogstaver, når det gør din besked tydeligere.</p> <p>Det kan kræve tid og kræfter at bruge tegnsætning og store bogstaver. De ændrer ikke måden, som din besked oplæses på, medmindre punktummerne adskiller sætningerne i et afsnit.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Brug tegnet ? eller !, når din besked skal lyde som et spørgsmål eller et udbrud.▪ Kommaer indsætter pauser i en sætning. Brug kommaer til eftertryk og tempo.▪ Store bogstaver har en synlig effekt men ændrer ikke oplæsningen af et ord. TD Talk skriver automatisk det første ord i en sætning med stort. Ellers skal du ikke tænke på at skrive ord med store bogstaver, medmindre andre læser din besked.
<p>Benyt dig af ordprædiktion.</p> <p>Ordprædiktion lærer af det, du skriver, og kan gøre din kommunikation hurtigere.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1 Kast et blik på ordprædiktionsknapperne, når du skriver et ord, for at se, om det rigtige ord v-ises.2 Kig igen, når du har skrevet 2-3 bogstaver.3 Du kan øge dvæletiden for ordprædiktion i <i>TD Talk > Indstillinger > Tastatur</i>, hvis du synes, at du kommer til at lave utilsigtede valg, når du læser de gættede ord.

TD Talk – Tips om kommunikation (fortsat)

Tip	Prøv det
<p>Skriv ligesom du taler. Talesprog er forskelligt fra den mere formelle grammatik i skriftsprog. Brug delvise sætninger og mere uformel grammatik, der afspejler din tale.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ “Skal vi afsted?”▪ “Jeg kunne godt, men nej tak.”▪ “Næste gang.”
<p>Brug fraseprædiktion. Fraseprædiktion lærer, hvordan du sætter ord sammen og gætter på, hvad du vil sige på baggrund af hyppig brug af ord. Jo mere du bruger TD Talk til at tale, jo bedre bliver fraseprædiktionen, og du kan sige, det du vil, hurtigere og nemmere.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1 Kast et blik på beskedvinduet efter et ord eller to for at se, om TD Talk har gættet en sætning.2 Hvis den gættede sætning er korrekt, skal du fastholde dit blik på det sidste ord i sætningen for at acceptere den.3 Fortsæt med at skrive, hvis den gættede sætning ikke er korrekt.




TD Talk – Tips om kommunikation (fortsat)

Tip

Hurtigbeskeder er ofte den hurtigste kommunikationsmulighed.

Brug de redigerbare beskeder til at give udtryk for behov her og nu, holde en samtale i gang og forberede, hvad du ønsker at sige forud for situationer som fx lægebesøg, præsentationer og familiesammenkomster.



Prøv det

- 1 Vælg Flere hurtigbeskeder og derefter Rediger hurtigbeskeder.
- 2 Vælg hurtigbeskeden, der skal redigeres og skriv din besked på tastaturet.
- 3 Vælg Gem, og vend tilbage til hovedtastaturet.

Afsæt tid til at lære.

Øjenstyring er en færdighed. Kommunikation med TD Talk bliver mere og mere automatisk med tiden, jo mere du bruger programmet.

- 1 Finindstil din øjenstyring ved at tilpasse indstillingerne, efterhånden som du bliver bedre til det.
- 2 Brug idéerne til øvelser i næste afsnit, og fokuser på individuelle færdigheder.



TD Talk – Idéer til øvelser

1 Øv at pause og fortsætte øjenstyringen.

Se på området under øjenstyringsenheden for at åbne den øjenstyrede systemmenu, vælg derefter til/fra-knappen til at pause øjenstyring. Gentag trinnene for at fortsætte øjenstyringen. Prøv det et par gange.

2 Øv dig på at skrive, ligesom du taler.

Sætningerne nedenfor kan eventuelt blive brugt i en formel, skriftlig kommunikation. Hvordan siger du dem i en dagligdags tone?

- Lad os afsætte lidt tid i dag til at snakke om penge.
- Jeg ønsker dig held og lykke.
- Jeg håber, at du har haft det godt i de sidste par måneder.

Tænk på sætninger, du ofte bruger i en samtale. Eksemplerne nedenfor kan muligvis hjælpe dig. Skriv dem i TD Talk.

Udbrud

På ingen måde! Interessant. Virkelig?!

Fyldord eller sætninger

... som..., uhm ..., jeg mener, du ved, ... hvis det giver mening, ... jeg ved ikke hvad.

Lokale ord og sætninger

Det er brandvarmt. Kommer I? Ryd bordet.

3 Eksperimenter med tegnsætning og brug af store bogstaver.

Skriv følgende sætninger, og lyt til forskellen med eller uden tegnsætning og store bogstaver. Det hjælper dig med at finde ud af, hvornår det er godt at bruge tegnsætning og store bogstaver, og hvornår du kan springe det over og spare tid.

	Valgmulighed 1	Valgmulighed 2
1	Jeg vil have en skjorte, jeans og en frakke på.	Jeg vil have en skjorte jeans og en frakke på
2	Må jeg få det?	Må jeg få det
3	Det er Jane derhenne.	Det er Jane, derhenne.
4	Wow! Det er utroligt!	Wow, det er utroligt
5	Jeg kan lide det men han kan ikke.	Jeg kan lide det, men han kan ikke.



TD Talk – Idéer til øvelser (fortsat)

4 Prøv at redigere ord i beskedvinduet.

Skriv en sætning og lav med vilje en fejl (stav et ord forkert, tilføj eller fjern et ord). Rediger fejlen ved at rette dit blik mod ordet i beskedvinduet.

5 Spar tid med ordprædiktion.

Skriv "Jeg skal hen i caféen i morgen tidlig" uden at bruge ordprædiktion. Skriv derefter sætningen igen med ordprædiktion. Sammenhold tid og indsats.

6 Prøv at bruge fraseprædiktion.

Skriv en af sætningerne nedenfor og få den læst højt fem gange med TD Talk. Sætningen bliver nu føjet til dit frasesæt. Ryd beskedvinduet og begynd at skrive den samme sætning igen. Du kan se den gættede sætning. Se på det sidste ord i den gættede sætning for at vælge sætningen, og oplæs den derefter.

- Mit navn er [navn].
- Min adresse er [adresse].
- [Navn på person] er min [indbyrdes forhold].
- Jeg arbejder (eller arbejdede) hos [arbejdsgiver] som [stilling].
- Jeg bruger enheden til kommunikation, og jeg forstår alt, hvad du siger.

7 Brug og rediger hurtigbeskeder.

Find hurtigbeskeder, som du kan bruge i følgende situationer.

- Når nogen fortæller en vittighed.
- Hvis nogen spørger, om du kan lide en film eller et tv-program.
- Når du skal bruge noget hurtigt.
- Hvis nogen begynder at tale, mens du skriver en besked.
- Når du vil have flere oplysninger under en samtale.

Rediger en hurtigbesked på grundlag af det, du ville sige i situationerne nedenfor.

- Del bekymringer eller lav en liste med spørgsmål til din læge eller terapeut.
- Fortæl en ven eller et familiemedlem om dine seneste oplevelser.
- Giv anvisninger til din hjælper.



AssistiveTouch – Brug af apps

Du skal bruge AssistiveTouch til at bruge andre apps på din iPad, når du er klar til at bevæge dig uden for TD Talk. Indstillingerne for øjenstyring og øjenstyringens virkemåde på AssistiveTouch afviger fra TD Talk, så du skal muligvis ændre indstillingerne i iPadOS.

Rundvisning




Knappen AssistiveTouch

Åbner menuen til AssistiveTouch. Menuen på knappen AssistiveTouch lægger sig oven på andet skærmindhold og kan flyttes efter behov.

Menu til AssistiveTouch

Indeholder navigationsværktøjer med adgang til øjenstyring, så du kan bruge dine øjne til at trykke, stryge, justere lydstyrke, skifte mellem apps m.m.



Bemærk: Læs kortene Finindstilling af øjenstyring, hvis brugen af AssistiveTouch volder dig problemer.

1 Skift til AssistiveTouch fra TD Talk.

Du skal bruge AssistiveTouch til at navigere uden for TD Talk. Appen slukkes automatisk, når du igen åbner TD Talk.

- Se på området under øjenstyringsenheden fra tastaturet i TD Talk for at åbne den øjenstyrede systemmenu, og vælg derefter Slå AssistiveTouch til/fra. Markøren (en grå cirkel) vises på skærmen og følger dit blik.
- Se på menuknappen til AssistiveTouch, indtil menuen åbnes.
- Se på Hjem i menuen til AssistiveTouch, indtil skærmen Hjem vises.



Slå AssistiveTouch til/fra



Menu til AssistiveTouch




AssistiveTouch – Brug af apps (fortsat)

2 Hold en pause, hvis du har brug for det.

Du kan pause øjenstyringsenheden til læsning eller hvile og fortsætte øjenstyringen, når du er klar.

- Se på **menuknappen til AssistiveTouch** for at åbne menuen til AssistiveTouch.
- Se på **Pause/genoptag pause** for at pause.
- Gentag trinnene ovenfor for at fortsætte øjenstyringen.



Pause dvælg

3 Brug iPad'en med dine øjne.

- Tryk og scroll findes i øverste niveau af menuen til AssistiveTouch. Du kan finde andre berøringsbevægelser, som fx Enkeltryk, Langt tryk og Tryk to gange, under punktet Specielle handlinger i menuen til AssistiveTouch.
- Vælg **menuknappen til AssistiveTouch**, og vælg derefter **Scroll** og **scrolleretning**. Placer derefter markøren i området af skærmen, hvor du vil scrolle.
- AssistiveTouch vender tilbage til Tryk, når du udfører en anden handling som fx pause eller scrolle. Du kan ændre handlingen, som appen vender tilbage til, i *Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Berøring > AssistiveTouch > Tilbagefaldshandling*.

4 Flyt knappen til AssistiveTouch.

Du kan flytte knappen til AssistiveTouch på skærmen for at få den af vejen. Vælg **Flyt menu** i menuen til AssistiveTouch, og hold derefter dit blik på skærmen, hvor menuknappen til AssistiveTouch skal placeres.




5 Vælg apps.

Stil dig selv disse spørgsmål, når du skal overveje, hvilke apps du vil bruge med øjenstyring.



- Har du de nødvendige færdigheder til at bruge appen (såsom Tryk, Scroll, Langt tryk)?
- Hvis du ikke har de nødvendige færdigheder, er appen så en god måde for dig at øve og opbygge færdigheder?
- Er appen af stor interesse? Du vil sandsynligvis arbejde hårdere og længere, hvis du er motiveret, når du forsøger at åbne vanskelige apps.
- Findes der indstillinger i iPadOS eller TD CoPilot, der kan hjælpe med at gøre appen nemmere at bruge med øjenstyring? Se kortene Finindstilling af øjenstyring med flere oplysninger.
- Kan du konfigurere indstillingerne i appen, så de passer bedre til din færdigheder? Det kan muligvis være skift af skærmretning fra stående til liggende stilling, ændring af indstillinger for svartid eller timeout, udskiftning af vanskelige opgaver (vælg og træk) med simple opgaver (vælg) eller færre valg på skærmen.



AssistiveTouch – Idéer til øvelser

Idé til øvelse	Prøv det
<p>Tænd AssistiveTouch fra TD Talk.</p>  <p>Øv navigation mellem TD Talk og skærmen Hjem med AssistiveTouch.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Se på området under øjenstyringsenheden i TD Talk for at åbne den øjenstyrede systemmenu.2 Vælg AssistiveTouch.3 Vælg menuknappen til AssistiveTouch og vælg derefter Hjem.
<p>Brug Pause/genoptag pause, når du skal holde en pause.</p>  <p>Slå valg med dvæle i øjenstyring midlertidigt fra, så du kan læse lidt, se en video eller bare slappe af.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Vælg menuknappen til AssistiveTouch og vælg derefter Pause/genoptag pause.2 Se rundt på skærmen, og læg mærke til, at valg med pause er deaktiveret.3 Vælg menuknappen til AssistiveTouch, og vælg derefter Pause/genoptag pause.
<p>Scroll med øjnene.</p>  <p>Du kan scrolle i websider, menuer, lister, apps m.m. med dine øjne. Følg trinnene til højre, og prøv at scrolle i appen Indstillinger for iPadOS.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Vælg Indstillinger for iPadOS.2 Vælg menuknappen til AssistiveTouch, vælg Rul og derefter Rul ned.3 Vælg Indstillinger for iPadOS vinduet til at scrolle ned gennem indstillingerne. <p>Bemærk: AssistiveTouch vender tilbage til Tryk, når du har brugt en anden handling som fx scrolle. Gentag trin 2-3 ovenfor, hvis du vil scrolle igen.</p>

AssistiveTouch – Idéer til øvelser (fortsat)

Idé til øvelse	Prøv det
<p>Flyt menuknappen til AssistiveTouch.</p>  <p>Sommetider er menuknappen til AssistiveTouch i vejen. Du kan altid flytte menuknappen til AssistiveTouch til et andet sted!</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Vælg menuknappen til AssistiveTouch, og vælg derefter Flyt menu.2 Se på stedet på skærmen, hvor menuknappen til AssistiveTouch skal placeres.3 Hold blikket i den indstillede dvæletid for at slippe menuknappen til AssistiveTouch det pågældende sted.
<p>Prøv Appskifter.</p>  <p>Appskifter er den hurtigste måde at flytte mellem apps på din TD Pilot.</p>	<ol style="list-style-type: none">1 Vælg menuknappen til AssistiveTouch, og vælg derefter Appskifter.2 Du kan se alle apps, der er aktive på din TD Pilot. Vælg en app for at åbne den. <p>i Bemærk: Hvis appen, du leder efter, ikke vises i Appskifter, er appen ikke aktiv i øjeblikket. Gå til skærmen Hjem og start appen ved at vælge ikonet for appen.</p>



Montering og placering


Kontroller altid, at der er et solidt underlag.

Begynd altid med at skifte stilling og kalibrer igen, før du udfører yderligere fejlfinding. De fleste problemer med øjenstyring kan løses eller udbedres ved hjælp af disse to vigtige trin.

- Tag om nødvendigt briller på og puds dem.
- Placer enheden, så den passer til personen, når vedkommende sidder komfortabelt. Brug Styringsstatus til kontrol af korrekt placering.



Bemærk: Du åbner Styringsstatus ved at starte TD CoPilot fra skærmen Hjem. Eller bed en partner om at skubbe knappen til styringsstatus til venstre i partnervinduet på bagsiden af enheden TD Pilot.



- TD Pilot skal placeres i øjenhøjde. TD Pilot skal placeres højere end bordfladen for de fleste brugere, når de sidder ved et bord eller et skrivebord.
- Kalibrer igen for at tage højde for ændringer i det omgivende lys, kropsstilling, træthed og øjenbevægelser (som muligvis skyldes medicin eller tørhed) i løbet af dagen.



Finindstil øjenstyring

Se på følgende problemer. Prøv én eller flere løsninger. Sommetider kan en kombination hjælpe.

Problem	Løsning
Øjenstyringsenheden registrerer ikke øjnene.	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontroller, at TD Pilot er opladt og tændt.▪ Kontroller, at AssistiveTouch er aktiveret (følg konfigurationsproceduren i vejledningen til TD Pilot).▪ Kontroller, at kablet mellem TD Pilot-enheden og iPad'en er sat korrekt i.▪ Kontroller enhedens og personens placering.▪ Gennemgå oplysningerne om genskin fra eventuelle briller.
Utilfredsstillende nøjagtighed.	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontroller enhedens og personens placering. Kalibrer derefter igen.▪ Gennemgå løsningerne til problemer nedenfor. Flere løsninger kan være mulige.
Nøjagtigheden forværres med tiden.	<ul style="list-style-type: none">▪ Kalibrer igen. Husk at kontrollere siddestilling før kalibrering.▪ Se væk, eller luk øjnene et øjeblik, og fokuser igen.▪ Reducer lysstyrken på skærmen: <i>Indstillinger for iPadOS > Skærm & lysstyrke</i>▪ Forøg tekststørrelsen, så mål med tekst bliver større: <i>Indstillinger for iPadOS > Skærm & lysstyrke > Tekststørrelse</i>▪ Se "Trætte eller tørre øjne" nedenfor.
Genskin fra briller forstyrrer.	<ul style="list-style-type: none">▪ Puds brillerne.▪ Begræns eller fjern lys, der kommer ind bag fra personen, der bruger enheden.▪ Hvis personen bruger briller med flerstyrkeglas, skal du prøve at flytte enheden, så du kommer til at bruge den del af glasset, der er beregnet til computerbrug.



Finindstilling af øjenstyring (fortsat)

Problem	Løsning
Langsom markørreaktion.	<ul style="list-style-type: none">▪ Øg indstillingen for følsomhed: <i>TD CoPilot > Indstillinger > AssistiveTouch</i>
Vanskeligt at holde dvælt tilstrækkeligt længe.	<ul style="list-style-type: none">▪ Forkort dvæletiden: <i>TD Talk > Indstillinger > Tastatur</i> <i>TD Talk > Indstillinger > Aktivering</i> <i>Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Berøring > AssistiveTouch > Pausebetjening i sekunder</i>▪ Forøg bevægelsestolerance: <i>Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Berøring > AssistiveTouch</i>▪ Reducer indstillingen for følsomhed: <i>TD CoPilot > Indstillinger > AssistiveTouch</i>
Valg udføres for hurtigt eller er utilsigtet.	<ul style="list-style-type: none">▪ Forøg dvæletiden i TD Talk og/eller i AssistiveTouch: <i>TD Talk > Indstillinger > Tastatur</i> <i>TD Talk > Indstillinger > Aktivering</i> <i>Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Berøring > AssistiveTouch > Pausekontrol i sekunder</i>▪ Reducer bevægelsestolerance: <i>Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Berøring > AssistiveTouch</i>
Markøren hopper eller glider af sig selv.	<ul style="list-style-type: none">▪ Reducer indstillingen for følsomhed: <i>TD CoPilot > Indstillinger > AssistiveTouch</i>▪ Fjern farve fra markør: <i>Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Markørstyring > Farve</i>▪ Juster størrelsen af markør: <i>Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Markørstyring</i>
Markøren kan ikke ses.	<ul style="list-style-type: none">▪ Rediger størrelse og farve på markøren, så den bliver tydelig: <i>Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Markørstyring</i>



Finindstilling af øjenstyring (fortsat)

Problem	Løsning
Menuknappen til AssistiveTouch er i vejen eller distraherer.	<ul style="list-style-type: none">▪ Flyt menuknappen til AssistiveTouch på skærmen.▪ Reducer uigennemsigtheden for menuknappen til AssistiveTouch i inaktiv tilstand: <i>Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Berøring > AssistiveTouch</i>
Følelse af køresyge.	<ul style="list-style-type: none">▪ Reducer lysstyrken på skærmen: <i>Indstillinger for iPadOS > Skærm og lysstyrke</i>▪ Fjern farve fra markør: <i>Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Markørstyring</i>▪ Aktiver indstillingen Reducer bevægelse: <i>Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Bevægelse</i>▪ Aktiver indstillingen Begræns billedfrekvens: <i>Indstillinger for iPadOS > Tilgængelighed > Bevægelse</i>
Trætte eller tørre øjne.	<ul style="list-style-type: none">▪ Hold en pause.▪ Reducer lysstyrken: <i>Indstillinger for iPadOS > Skærm og lysstyrke</i>▪ Forøg tekststørrelse: <i>Indstillinger for iPadOS > Tekststørrelse</i>▪ Søg råd hos din læge.
Øjnene følger ikke hinanden (strabisme).	<ul style="list-style-type: none">▪ Identificer det stærkeste øje, og udfør en kalibrering med kun det øje.▪ Søg råd hos din læge.
Ufrivillige øjenbevægelser (nystagmus).	<ul style="list-style-type: none">▪ Flyt enheden for at se, om der er et område i synsfeltet med færre ufrivillige bevægelser.



Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg bruge AssistiveTouch i TD Talk?

Det korte svar er ja, men du behøver det ikke. Knapperne i TD Talk fungerer ligesom magneter. Når dit blik kommer i nærheden af en knap i TD Talk, trækker knappen markøren hen til sig. Det gør det nemmere at være mere nøjagtig, og du skal ikke bruge så mange kræfter. Tænd AssistiveTouch, når du vil forlade TD Talk og bruge andre apps.

Jeg har problemer med øjenstyring. Hvad kan jeg gøre?

Du kan gøre flere ting for at forbedre din øjenstyring.

- Gennemgå oplysningerne på kortene Finindstilling af øjenstyring. Prøv først at skifte stilling eller kalibrere igen, før du begynder at ændre indstillinger.
- Se ressourcerne på bagsiden af kortet.
- Kontakt terapeuten eller organisationen, som hjalp dig med at få enheden.

Hvordan virker fraseprædiktion i TD Talk?

Fraseprædiktionen i TD Talk er baseret på hyppighed. Sætninger, som du har sagt flere gange tidligere, gættes, når du begynder at skrive sætningen. Funktionen har en tendens til at gætte delvise sætninger (fx Jeg skal, Hvad kan du) frem for hele sætninger (fx Jeg skal hen i butikken, Hvad kan du lide i din kaffe?), fordi de bruges i en bredere sammenhæng, og du skal ikke redigere så ofte.



Øvrige ressourcer

Scan QR-koderne, eller brug linkene.



Tobii Dynavox

tobiidynavox.com



Apple

apple.com/dk/accessibility



myTobiiDynavox

mytobiidynavox.com



Tobii Dynavoxs
undervisningscenter
(kun på engelsk)

learn.tobiidynavox.com



TD Community

qrco.de/TDFB



Supportside til TD Talk

qrco.de/TDTalkHelp



Brugervejledning til
TD Pilot

qrco.de/PilotDocs



Dokumentation

*TD CoPilot > Indstillinger
> Hjælp*



For teknisk support,
bedes du kontakte din
lokale Tobii Dynavox-
repræsentant.

