




PCEye 5

入门指南

装箱清单

- ❶ PCEye 5
- ❷ 入门指南
- ❸ 磁性安装贴片
- ❹ 安装贴片清洁包
- ❺ 安全与合规文件
- ❻ 便携包
- ❼ USB-C 转 USB-A 适配器




软件

PCEye 5 包括 TD Control 软件。如果您购买了 Magic EyeFx 软件包，请查看许可证卡了解更多信息。

了解您的设备

- ❶ 眼控仪
- ❷ USB 接口
- ❸ 安装刻度
- ❹ 磁性凹槽



我们在此为您服务

学习中心

Tobii Dynavox 学习中心:
learn.tobiidynavox.com

服务与支持

中国技术支持:
 0512-69362880

培训材料

用户手册: <http://qrco.de/PCEyeManual>

TD Control 手册: <https://qrco.de/TDCmanual>

Communicator 5 培训卡片: <https://qrco.de/C5Cards>

TD Snap Core First 培训卡片: <https://qrco.de/TDSnapCards>

TD Snap Text 培训卡片: <https://qrco.de/TextCards>


关于更多的 PCEye 5 资源，请见此处：



安装

完成本指南中的三个步骤下载所需软件，以及将 PCEye 5 设备安装至计算机。下载 FIRST 软件时，屏幕上将会给出说明，将引导您安装和使用。

您可以在笔记本电脑或台式电脑上使用 PCEye 5。



步骤 1: 下载 PCEye 5 软件

访问 <https://qrco.de/PCEyeCC> 并且下载 PCEye 5 软件。

步骤 2: 安装 PCEye 5 与校准

i 如果您将 PCEye 5 与 PCEye 5 支架选件组合使用，请跳过此步骤，然后查看随附说明书了解详情。

遵照屏幕上的提示操作。然后返回本指南，了解关于软件的更多信息。

步骤 3: 启动软件

如果您购买了软件包或者收到了更多许可证卡，请遵循每张卡上的下载和安装说明（如图所示）。

开始使用 TD Control 软件


TD Control 与 PCEye 5 搭配后，将会提供鼠标与键盘功能。首次打开 TD Control 时，快速入门指南将会概括介绍不同操作。

i 您可以通过选择信息按钮 **i** 返回至快速入门指南。

选择“隐藏指南”退出。

浏览追踪圈

追踪圈将会提供关于在屏幕上何处查看的反馈。当您注视某一项时，将会出现 Activator 按钮。注视 Activator 按钮后，将会打开互动菜单。



浏览操作菜单

通过操作菜单可使用键盘与主鼠标功能。


i 关于各种功能的详细说明，请参阅《用户手册》。

浏览屏幕外菜单

通过屏幕外菜单可以访问更多功能，例如：连续点击、设置、暂停等。

如要重新校准，打开屏幕外菜单，选择“更多”，然后选择“快速校准”。

i 探索 TD Control 时，如果准确度欠佳，可重新校准。



关于使用 TD Control 的有用提示

- 需要休息眼睛时使用“暂停”。
- 无需将所需项完美放置到追踪圈中央。
- 如需微调目标，使用“调整目标”。
- 使用滚动功能时，您注视的位置距离滚动图标越远，则滚动速度越快。滚动功能适用于上下左右四个方向。
- 如需输入文本，将追踪圈置于文本。无需单击左键。

