

## TD Navio -takaisinkutsutiedot

### Valmistelu

Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten voit valmistautua TD Navio Midi- tai TD Navio Maxi -laitteen takaisinkutsukorjaukseen. Noudata ohjeita laitteen ja viestisovellusten tietojen varmuuskopioimiseksi, henkilökohtaisten tietojesi suojaamiseksi sekä vaihtoehtoisten viestintätapojen valmistelemiseksi.

Kun olet suorittanut Valmistelu-osion vaiheet, siirry kohtaan *Käynnistä korjausprosessi, sivu 9*

Jos tarvitset apua, ota yhteyttä tukeen. Tiedämme, että tämä vaatii aikaa ja vaivaa, ja olemme valmiina auttamaan.

## ILMOITUS

### Estä tietojen menetys

Laitte saatetaan nollata korjauksen aikana. Laitteen nollaamisen yhteydessä kaikki laitteessa olevat henkilötiedot ja asetukset poistetaan. Käyttäjän vastuulla on varmuuskopioita laitteen tiedot ennen laitteen lähettämistä korjattavaksi. Jos tätä ohjeistusta ei noudateta, seurauksena voi olla tietojen pysyvä menetys. Varmuuskopioi laitteesi noudattamalla huolellisesti tämän asiakirjan ohjeita.

### Kirjoita muistiin käyttäjätilin tiedot

1. Kirjoita Apple ID:si ja salasanasi muistiin.
2. Kirjoita muistiin myTobiiDynavox-käyttäjätunnuksesi ja salasanasi.

### Miten luon myTobiiDynavox-tilin?

Siirry kohtaan [Luo myTobiiDynavox-tili](#) ja luo myTobiiDynavox-tili.

### Varmuuskopioi TD Navio iPadOS:lla



Tiedot saattavat sisältää kuvia iOS:stä, mutta ohjeet ovat samat myös iPadOS:n osalta.

Laitteen varmuuskopiointi luo kopion laitteesi tiedoista, mukaan lukien henkilökohtaiset tiedostot, sovellukset, valokuvat ja asetukset. Varmuuskopiotiedoston avulla voit palauttaa laitteen tilaan, jossa se oli ennen nollausta. Varmuuskopioi TD Navio seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Kieli	Linkki
Englanti	<a href="https://support.apple.com/en-us/108366">https://support.apple.com/en-us/108366</a>
Saksa	<a href="https://support.apple.com/de-de/108366">https://support.apple.com/de-de/108366</a>
Ranska	<a href="https://support.apple.com/fr-fr/108366">https://support.apple.com/fr-fr/108366</a>
Espanja	<a href="https://support.apple.com/es-mx/108366">https://support.apple.com/es-mx/108366</a>
Hollanti	<a href="https://support.apple.com/nl-nl/108366">https://support.apple.com/nl-nl/108366</a>
Ruotsi	<a href="https://support.apple.com/sv-se/108366">https://support.apple.com/sv-se/108366</a>
Norja	<a href="https://support.apple.com/no-no/108366">https://support.apple.com/no-no/108366</a>
Tanska	<a href="https://support.apple.com/da-dk/108366">https://support.apple.com/da-dk/108366</a>
yksinkertaistettu kiina	<a href="https://support.apple.com/zh-cn/108366">https://support.apple.com/zh-cn/108366</a>
Japani	<a href="https://support.apple.com/ja-jp/108366">https://support.apple.com/ja-jp/108366</a>

### Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

#### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Italia	<a href="https://support.apple.com/it-it/108366">https://support.apple.com/it-it/108366</a>
Suomi	<a href="https://support.apple.com/fi-fi/108366">https://support.apple.com/fi-fi/108366</a>
Arabia	<a href="https://support.apple.com/ar-sa/108366">https://support.apple.com/ar-sa/108366</a>
Bulgaria	<a href="https://support.apple.com/bg-bg/108366">https://support.apple.com/bg-bg/108366</a>
Puola	<a href="https://support.apple.com/pl-pl/108366">https://support.apple.com/pl-pl/108366</a>
Slovenia	<a href="https://support.apple.com/sl-si/108366">https://support.apple.com/sl-si/108366</a>
Eesti	<a href="https://support.apple.com/et-ee/108366">https://support.apple.com/et-ee/108366</a>
Portugali	<a href="https://support.apple.com/pt-pt/108366">https://support.apple.com/pt-pt/108366</a>
Kroatia	<a href="https://support.apple.com/hr-hr/108366">https://support.apple.com/hr-hr/108366</a>
Islanti	<a href="https://support.apple.com/is-is/108366">https://support.apple.com/is-is/108366</a>
Heprea	<a href="https://support.apple.com/he-il/108366">https://support.apple.com/he-il/108366</a>

## Yhdistä TD Navio Wi-Fi-verkkoon



Tiedot saattavat sisältää kuvia iOS:stä, mutta ohjeet ovat samat myös iPadOS:n osalta.

Yhdistä TD Navio Wi-Fi-verkkoon seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Kieli	Linkki
Englanti	<a href="https://support.apple.com/en-us/111107">https://support.apple.com/en-us/111107</a>
Saksa	<a href="https://support.apple.com/de-de/111107">https://support.apple.com/de-de/111107</a>
Ranska	<a href="https://support.apple.com/fr-fr/111107">https://support.apple.com/fr-fr/111107</a>
Espanja	<a href="https://support.apple.com/es-mx/111107">https://support.apple.com/es-mx/111107</a>
Hollanti	<a href="https://support.apple.com/nl-nl/111107">https://support.apple.com/nl-nl/111107</a>
Ruotsi	<a href="https://support.apple.com/sv-se/111107">https://support.apple.com/sv-se/111107</a>
Norja	<a href="https://support.apple.com/no-no/111107">https://support.apple.com/no-no/111107</a>
Tanska	<a href="https://support.apple.com/da-dk/111107">https://support.apple.com/da-dk/111107</a>
yksinkertaistettu kiina	<a href="https://support.apple.com/zh-cn/111107">https://support.apple.com/zh-cn/111107</a>
Japani	<a href="https://support.apple.com/ja-jp/111107">https://support.apple.com/ja-jp/111107</a>
Italia	<a href="https://support.apple.com/it-it/111107">https://support.apple.com/it-it/111107</a>
Suomi	<a href="https://support.apple.com/fi-fi/111107">https://support.apple.com/fi-fi/111107</a>
Arabia	<a href="https://support.apple.com/ar-sa/111107">https://support.apple.com/ar-sa/111107</a>
Bulgaria	<a href="https://support.apple.com/bg-bg/111107">https://support.apple.com/bg-bg/111107</a>
Puola	<a href="https://support.apple.com/pl-pl/111107">https://support.apple.com/pl-pl/111107</a>
Slovenia	<a href="https://support.apple.com/sl-si/111107">https://support.apple.com/sl-si/111107</a>
Eesti	<a href="https://support.apple.com/et-ee/111107">https://support.apple.com/et-ee/111107</a>
Portugali	<a href="https://support.apple.com/pt-pt/111107">https://support.apple.com/pt-pt/111107</a>
Kroatia	<a href="https://support.apple.com/hr-hr/111107">https://support.apple.com/hr-hr/111107</a>
Islanti	<a href="https://support.apple.com/is-is/111107">https://support.apple.com/is-is/111107</a>
Heprea	<a href="https://support.apple.com/he-il/111107">https://support.apple.com/he-il/111107</a>

## Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

## Varmuuskopioi TD Snap -käyttäjätietosi

### Palaa myTobiiDynavoxiin (suositeltava)



1. Valitse **Muokkaa**-painike .
2. Valitse **Käyttäjä** (User) -välilehti.
3. Valitse nykyisen käyttäjän oikealla puolella oleva nuoli.



4. Valitse **Varmuuskopioi**-painike sen käyttäjän nimen vierestä, josta haluat tehdä varmuuskopion.
5. Valitse **Varmuuskopioi myTobiiDynavoxiin**.  
Jos et ole tällä hetkellä kirjautunut sisään myTobiiDynavox-tilillesi, sinua pyydetään tekemään se nyt.
6. Anna käyttäjän varmuuskopiotiedostolle nimi ja valitse sitten **Seuraava**.  
Voi olla hyödyllistä lisätä varmuuskopiointipäivä tiedostonimeen.
7. Valitse **Valmis**.

### Varmuuskopioi paikalliseen tiedostoon




1. Valitse **Muokkaa**-painike .
2. Valitse **Käyttäjä** (User) -välilehti.
3. Valitse nykyisen käyttäjän oikealla puolella oleva nuoli.



4. Valitse **Varmuuskopioi**-painike sen käyttäjän nimen vierestä, josta haluat tehdä varmuuskopion.
5. Valitse **Varmuuskopioi paikalliseen tiedostoon**.
6. Kirjoita varmuuskopiotiedoston nimi.
7. Valitse **Varmuuskopiointi**.
8. Siirrä tai kopioi varmuuskopiotiedosto kohdasta *Tiedostot > Omat tiedostot > TD Snap > UserBackups* pilvitalennustilaan tai toiselle laitteelle.



Paikalliset käyttäjän varmuuskopiotiedostot voidaan siirtää myTobiiDynavoxiin myös manuaalisesti. Siirry selaimellasi osoitteeseen myTobiiDynavox.com ja kirjaudu sisään. Siirry sitten kohtaan *Snap > Varmuuskopiot* ja valitse **Lataa varmuuskopio**.



## Varmuuskopioi TD Talk -käyttäjätunnuksesi



1. Käynnistä TD Talk ( )
2. Valitse jokin seuraavista tavoista päästä yleiskatsaukseen.
  - Kiinnitä katseesi näytön alapuolelle, katseenseuraimen keskiosaan tai katseenseuraimen alueelle.
  - Pyyhkäise ylöspäin välilyönniltä.


### Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten


#### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

(Yleiskatsaus)-painike  tulee näkyviin näytön alaosaan keskelle.

3. Avaa yleiskatsaus valitsemalla (Yleiskatsaus) -painike .

4. Valitse (Asetukset)-toiminto  avataksesi TD Talk -asetukset.

5. Etsi (Kirjaudu sisään) -kuvake  näytön vasemmasta yläkulmasta.


6. Kirjoita käyttäjätunnukseksi näppäimistöllä **Käyttäjätunnus**-kenttään.

7. Kirjoita salasana näppäimistöllä **Salasana**-kenttään.

8. Valitse **Kirjaudu sisään** -painike.

9. Napsauta **Varmuuskopioi**-painiketta.

Kun varmuuskopiointi on suoritettu, varmuuskopioinnin päivämäärä ja laite, josta varmuuskopio on tehty, näkyvät Varmuuskopioi-painikkeen vasemmalla puolella.

10. Valitse (Sulje)-painike  poistuaksesi.

## Poista luottokorttitiedot



Tiedot saattavat sisältää kuvia iOS:stä, mutta ohjeet ovat samat myös iPadOS:n osalta.

Voit poistaa maksutavan Apple-tililtäsi seuraavasti:

Kieli	Linkki
Englanti	<a href="https://support.apple.com/en-us/118291">https://support.apple.com/en-us/118291</a>
Saksa	<a href="https://support.apple.com/de-de/118291">https://support.apple.com/de-de/118291</a>
Ranska	<a href="https://support.apple.com/fr-fr/118291">https://support.apple.com/fr-fr/118291</a>
Espanja	<a href="https://support.apple.com/es-mx/118291">https://support.apple.com/es-mx/118291</a>
Hollanti	<a href="https://support.apple.com/nl-nl/118291">https://support.apple.com/nl-nl/118291</a>
Ruotsi	<a href="https://support.apple.com/sv-se/118291">https://support.apple.com/sv-se/118291</a>
Norja	<a href="https://support.apple.com/no-no/118291">https://support.apple.com/no-no/118291</a>
Tanska	<a href="https://support.apple.com/da-dk/118291">https://support.apple.com/da-dk/118291</a>
yksinkertaistettu kiina	<a href="https://support.apple.com/zh-cn/118291">https://support.apple.com/zh-cn/118291</a>
Japani	<a href="https://support.apple.com/ja-jp/118291">https://support.apple.com/ja-jp/118291</a>
Italia	<a href="https://support.apple.com/it-it/118291">https://support.apple.com/it-it/118291</a>
Suomi	<a href="https://support.apple.com/fi-fi/118291">https://support.apple.com/fi-fi/118291</a>
Arabia	<a href="https://support.apple.com/ar-sa/118291">https://support.apple.com/ar-sa/118291</a>
Bulgaria	<a href="https://support.apple.com/bg-bg/118291">https://support.apple.com/bg-bg/118291</a>
Puola	<a href="https://support.apple.com/pl-pl/118291">https://support.apple.com/pl-pl/118291</a>
Slovenia	<a href="https://support.apple.com/sl-si/118291">https://support.apple.com/sl-si/118291</a>
Eesti	<a href="https://support.apple.com/et-ee/118291">https://support.apple.com/et-ee/118291</a>

## Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Portugali	<a href="https://support.apple.com/pt-pt/118291">https://support.apple.com/pt-pt/118291</a>
Kroatia	<a href="https://support.apple.com/hr-hr/118291">https://support.apple.com/hr-hr/118291</a>
Islanti	<a href="https://support.apple.com/is-is/118291">https://support.apple.com/is-is/118291</a>
Heprea	<a href="https://support.apple.com/he-il/118291">https://support.apple.com/he-il/118291</a>

## Valinnaista: Tulosta TD Snap -sivut viestintää varten

Kun laitettasi korjataan, on hyödyllistä, että käytössäsi on tulostettuja viestitauluja. Tulostettavaks suositeltavat sivut t: näppäimistöt, avainsanat, pikakysymykset sekä ne aiheet, joita käytät useimmin.

Jos laitteeseesi ei ole kytketty tulostinta, noudata seuraavia ohjeita ja tallenna PDF-tiedostot iCloudiin tai sähköpostiin tai lähetä ne itsellesi AirDropin kautta, jotta voit tulostaa ne toisella laitteella.

Valmiita tulostettavia viestitauluja voi ladata myös osiosta *Resurssit, sivu 10*



1. Valitse **Muokkaa**-painike .
2. Valitse **Sivut**-välilehti.



3. Valitse **Tulosta** näytön oikealla puolella olevasta muokkausvalikosta. "Valitse tulostettavat sivut" -valintaikkuna avautuu.

Voit tulostaa myös Sivut-välilehden **Tulosta sivut** -osiosta.

4. Tämä sivu lisätään oletuksena tulostusjonoon. Valitse luettelosta lisää sivuja ja lisää ne tulostusjonoon.
  - Kirjoita sivun nimi hakukenttään, jos haluat hakea sen perusteella.
  - Jos haluat lisätä kaikki nykyisten hakutulosten sivut tulostusjonoon, valitse **Valitse kaikki**.
  - Jos valitset Valitse kaikki -valintaruudun ja poistat sen valinnan, tulostusjono nollautuu.
  - Voit poistaa sivuja tulostusjonosta valitsemalla sivun nimen vieressä olevan **X**-painikkeen.
5. Kun halutut sivut on lisätty tulostusjonoon, valitse **Seuraava**.



6. Valitse tulostusasetukset. Sivun esikatselu päivittyy vastaamaan nykyisiä asetuksia.



- **Viestipalkki:** Poista tämä asetus käytöstä, jos haluat piilottaa viestipalkin tulostetuilta sivuilta.
- **Työkalupalkki:** Poista tämä asetus käytöstä, jos haluat piilottaa työkalurivin tulostetuilta sivuilta.
- **Linkin havainnollistaminen:** Poista tämä asetus käytöstä, jos haluat piilottaa linkkien merkkikuvakkeet tulostetun sivun tai sivujen linkkipainikkeista.
- **Painikekäytön laskennat:** Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat näyttää painetulla sivulla nykyiset painikkeen käyttökerrat. Huom: Tietojen seuranta on otettava käyttöön, jotta painikkeiden käyttökertojen määrät näkyvät.

7. Kun olet valinnut tulostusasetukset, valitse **Tulosta**.
8. Tulosta tai tallenna PDF-tiedostona.

### Online-tuki


Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaisia tietoja ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>


### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

- Lähetä tulostimeesi: Valitse tulostimesi ja määritä haluamasi asetukset, ja valitse sitten **Tulosta**.




- Tallenna PDF-tiedostona: Valitse  Jaa ja valitse sitten vaihtoehto, jolla voit lähettää PDF-tiedoston itsellesi AirDropin, Viestien tai Mailin kautta, tai valitse Tallenna tiedostoihin tallentaaksesi sen iCloud-asetulle. Avaa PDF-tiedosto toisella tulostusominaisuudella varustetulla laitteella ja tulosta se.




## Valinnaista: Tulosta TD Talk -sivut viestintää varten


Varmista, että AirPrint-yhteensopiva tulostimesi ja TD Navio -laitteesi ovat yhteydessä samaan Wi-Fi-verkkoon. Voit tulostaa TD Talkista seuraavasti.


1. Siirry sivulle, jonka haluat tulostaa TD Talkissa.
2. Paina **virtapainiketta** ja **äänenvoimakkuuden lisäys-** tai **vähennyspainiketta** samanaikaisesti.
3. Valitse näytön vasemmassa alakulmassa oleva uusi pieni ikkuna, joka sisältää kuvakaappauksen.

4. Valitse (Jaa)-painike .

5. Valitse (Tulosta)-painike .

6. Tulosta tai tallenna PDF-tiedostona.

- **Lähetä tulostimeesi:** Valitse tulostimesi ja määritä haluamasi asetukset, ja valitse sitten  (Tulosta) .

- **Tallenna PDF-tiedostona:** Valitse  (Jaa) ja valitse sitten vaihtoehto, jolla voit lähettää PDF-tiedoston itsellesi AirDropin, Viestien tai Mailin kautta, tai valitse Tallenna tiedostoihin tallentaaksesi sen iCloud-asetulle. Avaa PDF-tiedosto toisella tulostusominaisuudella varustetulla laitteella ja tulosta se.


## Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.



## Valinnaista: Lataa sovelluksia väliaikaiseen laitteeseen

Jos sinulla on käytettävissä toinen yhteensopiva laite, kuten iPad, voit ladata viestisovelluksesi ja palauttaa varmuuskopioidut käyttäjätietosi, jotta voit jatkaa viestintää TD Navion ollessa korjauksessa.

### Lataa TD Snap

1. Avaa App Store () aloitusnäytöltä
2. Valitse Haku-välilehti

Etsi **TD Snap** ()

3. Valitse TD Snap -sovelluksen vieressä oleva **Lataa**-painike.
4. Napsauta **Asenna**-painiketta.
5. Kirjoita Apple ID -salasanasi.
6. Valitse **Confirm/Vahvista**-painike.
7. Napsauta **Avaa**-painiketta, kun lataus on valmis.

### Lataa TD Talk

1. Avaa App Store () aloitusnäytöltä
2. Valitse Haku-välilehti

Hae **TD Talk** ()

3. Valitse TD Talk -sovelluksen vieressä oleva **Lataa**-painike.
4. Napsauta **Asenna**-painiketta.
5. Kirjoita Apple ID -salasanasi.
6. Valitse **Confirm/Vahvista**-painike.
7. Napsauta **Avaa**-painiketta, kun lataus on valmis.

## Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

## Palauta TD Snap -käyttäjätunnuksesi

Ennen kuin suoritat alla olevat vaiheet, siirry TD Snap -ohjelmassa valikkoon *Muokkaa > Käyttäjä > myTobiiDynavox-tili* ja kirjaudu sisään myTobiiDynavox-tunnuksillasi. Tämän avulla voit käyttää puhetoimintoa tällä laitteella käyttämällä jotakin TD Navio -laitteen mukana toimitettua lisenssiä.

Voit hallinnoida kumppanilisenssejäsi siirtymällä osoitteeseen myTobiiDynavox.com, kirjautumalla sisään ja valitsemalla *Oma tili > Lisenssit*.

### Palauta käyttäjä myTobiiDynavoxista



1. Valitse **Muokkaa**-painike .
2. Valitse **Käyttäjä** (User) -välilehti.
3. Valitse nykyisen käyttäjän oikealla puolella oleva nuoli.
4. Valitse **Uusi käyttäjä**.
5. Valitse **Palauta olemassa oleva käyttäjä**.
6. Jos et ole vielä kirjautunut sisään myTobiiDynavox-palveluun, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja valitse sitten **Seuraava**.
7. Valitse käyttäjän varmuuskopiotiedosto luettelosta ja valitse sitten **Seuraava**.

### Palauta käyttäjä paikallisesta tiedostosta

Huom: Ennen kuin suoritat alla olevat vaiheet, sinun on kopioitava .sub-varmuuskopiotiedostosi kohtaan *Tiedostot > Omat tiedostot > TD Snap > UserBackups*



1. Valitse **Muokkaa**-painike .
2. Valitse **Käyttäjä** (User) -välilehti.
3. Valitse nykyisen käyttäjän oikealla puolella oleva nuoli.
4. Valitse **Uusi käyttäjä**.
5. Valitse **Palauta olemassa oleva käyttäjä**.
6. Valitse **Palauta paikallisesta tiedostosta**.
7. Valitse käyttäjän varmuuskopiotiedosto luettelosta ja valitse sitten **Palauta käyttäjä**.

## Palauta TD Talk -käyttäjätunnuksesi

1. Kiinnitä katseesi näytön alapuolelle, katseenseuraimen keskiosaan tai katseenseuraimen alueelle.

(Yleiskatsaus)-painike tulee näkyviin näytön alaosaan keskelle.

2. Avaa yleiskatsaus valitsemalla (Yleiskatsaus) -painike .

3. Valitse (Asetukset)-toiminto avataksesi TD Talk -asetukset.

4. Etsi (Kirjaudu sisään) -kuvake näytön vasemmasta yläkulmasta.
5. Kirjoita käyttäjätunnuksesi näppäimistöllä **Käyttäjätunnus**-kenttään.
6. Kirjoita salasana näppäimistöllä **Salasana**-kenttään.
7. Valitse **Kirjaudu sisään** -painike.
8. Napsauta **Palauta**-painiketta.

Kun palautus on suoritettu, palautuspäivämäärä näkyy Palauta-painikkeen vasemmalla puolella.

## Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.



9. Valitse (Sulje)-painike poistuaksesi.

## Käynnistä korjausprosessi

Tiimimme opastaa sinua seuraavissa vaiheissa, kuten laitteen pakkaamisessa ja ilmaisen toimituksen järjestämisessä, sekä tarjoaa tukea koko korjausprosessin ajan.

Aloita prosessi täyttämällä seuraava verkkolomake:

- **Maailmanlaajuinen:** <https://www.tobiidynavox.com/pages/td-navio-recall>
- **US:** <https://us.tobiidynavox.com/pages/td-navio-recall>
- **SE:** <https://se.tobiidynavox.com/pages/td-navio-recall>

Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä tukeen puhelimitse tai sähköpostitse. Pidä TD Navio -laitteen sarjanumero käsillä. Sarjanumero sijaitsee laitteen pohjassa, taitettavan jalan alapuolella ja oikealla puolella.

### Kansainvälinen toimisto

Puhelin: +46 (0) 8 522 950 20

Aukioloajat: ma-pe, klo 9-17 (CET).

Sähköposti: support.eu@tobiidynavox.com

### Pohjois-Amerikan toimisto

Puhelin: +1-800-344-1778, valinta 1

Aukioloajat: Ma-pe, klo 9-21 (ET)

Sähköposti: support.na@tobiidynavox.com

## Mitä laitteen mukana pitäisi lähettää?

Lähetäthän vain itse TD Navio -laitteen.

- Älä liitä mukaan latureita, kaapeleita, lisävarusteita tai muita laitteita.
- Jätä suojakotelo laitteeseen.

Saat selkeät lähetysohjeet, mukaan lukien pakkausohjeet, kun korjauslupa (Yhdysvalloissa) tai korjattavan tavaran lähetyslupa (Yhdysvaltojen ulkopuolella) on myönnetty.

## Korjauksen jälkeinen palautus

Jos laitteesi on nollattu korjauksen yhteydessä, palauta laite varmuuskopiotiedostoista seuraavien ohjeiden mukaisesti. Useimpia laitteita ei nollata korjauksen yhteydessä, joten suorita nämä vaiheet vain tarvittaessa.

## Palauta laitteesi varmuuskopiosta



Tiedot saattavat sisältää kuvia iOS:stä, mutta ohjeet ovat samat myös iPadOS:n osalta.

Voit palauttaa laitteesi varmuuskopiosta seuraavien ohjeiden mukaisesti:

Kieli	Linkki
Englanti	<a href="https://support.apple.com/en-us/118105">https://support.apple.com/en-us/118105</a>
Saksa	<a href="https://support.apple.com/de-de/118105">https://support.apple.com/de-de/118105</a>
Ranska	<a href="https://support.apple.com/fr-fr/118105">https://support.apple.com/fr-fr/118105</a>
Espanja	<a href="https://support.apple.com/es-mx/118105">https://support.apple.com/es-mx/118105</a>
Hollanti	<a href="https://support.apple.com/nl-nl/118105">https://support.apple.com/nl-nl/118105</a>
Ruotsi	<a href="https://support.apple.com/sv-se/118105">https://support.apple.com/sv-se/118105</a>
Norja	<a href="https://support.apple.com/no-no/118105">https://support.apple.com/no-no/118105</a>

### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaisia tietoja ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Tanska	<a href="https://support.apple.com/da-dk/118105">https://support.apple.com/da-dk/118105</a>
yksinkertaistettu kiina	<a href="https://support.apple.com/zh-cn/118105">https://support.apple.com/zh-cn/118105</a>
Japani	<a href="https://support.apple.com/ja-jp/118105">https://support.apple.com/ja-jp/118105</a>
Italia	<a href="https://support.apple.com/it-it/118105">https://support.apple.com/it-it/118105</a>
Suomi	<a href="https://support.apple.com/fi-fi/118105">https://support.apple.com/fi-fi/118105</a>
Arabia	<a href="https://support.apple.com/ar-sa/118105">https://support.apple.com/ar-sa/118105</a>
Bulgaria	<a href="https://support.apple.com/bg-bg/118105">https://support.apple.com/bg-bg/118105</a>
Puola	<a href="https://support.apple.com/pl-pl/118105">https://support.apple.com/pl-pl/118105</a>
Slovenia	<a href="https://support.apple.com/sl-si/118105">https://support.apple.com/sl-si/118105</a>
Eesti	<a href="https://support.apple.com/et-ee/118105">https://support.apple.com/et-ee/118105</a>
Portugali	<a href="https://support.apple.com/pt-pt/118105">https://support.apple.com/pt-pt/118105</a>
Kroatia	<a href="https://support.apple.com/hr-hr/118105">https://support.apple.com/hr-hr/118105</a>
Islanti	<a href="https://support.apple.com/is-is/118105">https://support.apple.com/is-is/118105</a>
Heprea	<a href="https://support.apple.com/he-il/118105">https://support.apple.com/he-il/118105</a>

## Resurssit

### Tulosta viestitaulun käyttöohjeet

AAC-käyttäjä voi koskettaa viestitaulun kohteita. Käytä viestitaulun kirjaimia sanojen muodostamiseen.

Jos esineiden koskettaminen on vaikeaa, taulua voidaan käyttää parin kanssa seuraavasti.

1. Selvitä, miten AAC-käyttäjä ilmaisee "kyllä". Tämä voi tapahtua sanomalla "kyllä", nyökkäämällä, katsomalla ylös jne. Kysy myös, haluaako AAC-käyttäjä, että keskustelukumppani arvaa, mitä hän kirjoittaa, vai ei.
2. Kumppani osoittaa rivejä yksi kerrallaan ja kysyy: "Onko se tämä rivi?", tai nimeää rivin numeron tai kirjaimen avulla ("Onko se rivi 1?", "Onko se A-rivi?"). Pidä tauko rivien välillä, jotta AAC-käyttäjällä on aikaa vastata.
3. AAC-käyttäjä ilmoittaa "kyllä", kun hänen avustajansa on saavuttanut halutun rivin. Jos AAC-käyttäjä ei valitse vaihtoehtoa "kyllä", käy rivit läpi uudelleen.
4. Pari osoittaa ja nimeää osoitetun rivin kohteet ("Onko se A?", "Onko se B?", "Onko se virhe?" jne.).
5. AAC-käyttäjä ilmaisee "kyllä", kun hänen avustajansa on löytänyt haluamansa kohteen. Jos AAC-käyttäjä ei valitse vaihtoehtoa "kyllä", käy kyseisen rivin kohdat läpi uudelleen.
6. Toista vaiheet 2–5, kunnes AAC-käyttäjä on saanut viestinsä valmiiksi.

### afrikaans

Sivusto	URL
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_af_ZA.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_af_ZA.pdf</a>

### Arabia

Sivusto	URL
Kumppanin avustama skannaus	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_ar.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_ar.pdf</a>

### Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

#### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuoteohjeellinen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Sivusto	URL
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_ar.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_ar.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_ar.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_ar.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_ar.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_ar.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_ar.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_ar.pdf</a>

## Bulgaria

Sivusto	URL
Kumppanin avustama skannaus	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_bg-BG.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_bg-BG.pdf</a>

## Tanska

Sivusto	URL
Kumppanin avustama skannaus	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_da.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_da.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_da.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_da.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_da.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_da.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_da.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_da.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_da_DK.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_da_DK.pdf</a>
Teksti	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_da.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_da.pdf</a>

## Hollanti

Sivusto	URL
Kumppanin avustama skannaus	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_nl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_nl.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_nl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_nl.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_nl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_nl.pdf</a>

### Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

#### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaisia tietoja ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Sivusto	URL
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_nl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_nl.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_nl_NL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_nl_NL.pdf</a>
Teksti	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_nl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_nl.pdf</a>

## Englanti (Australia)

Sivusto	URL
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en_AU.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en_AU.pdf</a>
Motor Plan 30	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en_AU.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en_AU.pdf</a>
Motor Plan 40	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en_AU.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en_AU.pdf</a>
Motor Plan 66	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en_AU.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en_AU.pdf</a>

## Englanti – Iso-Britannia

Sivusto	URL
Afasia	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_en-UK.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_en-UK.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_en-UK.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_en-UK.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_en-UK.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_en-UK.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_en-UK.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_en-UK.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en_UK.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en_UK.pdf</a>
Motor Plan 30	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en_UK.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en_UK.pdf</a>
Motor Plan 40	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en_GB.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en_GB.pdf</a>

### Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

#### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Sivusto	URL
Motor Plan 66	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en_GB.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en_GB.pdf</a>

## Englanti (Yhdysvallat)

Sivusto	URL
Kumppanin avustama skannaus	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_en.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_en.pdf</a>
Afasia	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_en-US.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_en-US.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_en-US.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_en-US.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_en-US.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_en-US.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_en-US.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_en-US.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en-US.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_en-US.pdf</a>
Motor Plan 30	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en-US.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_en-US.pdf</a>
Motor Plan 40	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en-US.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_en-US.pdf</a>
Motor Plan 66	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en-US.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_en-US.pdf</a>
Teksti	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_en.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_en.pdf</a>

## Eesti

Sivusto	URL
Kumppanin avustama skannaus	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_et-EE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_et-EE.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_et_EE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_et_EE.pdf</a>

### Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

#### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

## Suomi

Sivusto	URL
Kumppanin avustama skannaus	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_fi.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_fi.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fi.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fi.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fi.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fi.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fi.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fi.pdf</a>

## Ranska (Ranska)

Sivusto	URL
Kumppanin avustama skannaus	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_fr.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_fr.pdf</a>
Afasia	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_fr_FR.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_fr_FR.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fr-FR.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fr-FR.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fr-FR.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fr-FR.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fr-FR.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fr-FR.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_fr_FR.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_fr_FR.pdf</a>
Teksti	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_fr.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_fr.pdf</a>

## Ranska – Kanada

Sivusto	URL
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fr-CA.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_fr-CA.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fr-CA.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_fr-CA.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fr-CA.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_fr-CA.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_fr_CA.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_fr_CA.pdf</a>

### Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

#### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuoteohjeinen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

## Saksa

Sivusto	URL
Kumppanin avustama skannaus	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_de.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_de.pdf</a>
Afasia	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_de_DE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_de_DE.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_de-DE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_de-DE.pdf</a>
Core First 5x5 (PCS)	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_PCS_de.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_PCS_de.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_de-DE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_de-DE.pdf</a>
Core First 6x6 (PCS)	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_de_PCS.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_de_PCS.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_de-DE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_de-DE.pdf</a>
Core First 7x7 (PCS)	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_PCS_de.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_PCS_de.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_de_DE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_de_DE.pdf</a>
Express METACOM	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_de-DE-Metacom.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_de-DE-Metacom.pdf</a>
Motor Plan 30 METACOM	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_METACOM_de-DE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_METACOM_de-DE.pdf</a>
Motor Plan 30 PCS	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30-PCS_all_de_DE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30-PCS_all_de_DE.pdf</a>
Motor Plan 40 METACOM	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_de-DE-Metacom.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_de-DE-Metacom.pdf</a>
Motor Plan 40 PCS	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40-PCS_all_de_DE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40-PCS_all_de_DE.pdf</a>
Motor Plan 66 METACOM	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_de-DE-Metacom.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_de-DE-Metacom.pdf</a>
Motor Plan 66 PCS	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66-PCS_all_de_DE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66-PCS_all_de_DE.pdf</a>

### Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

#### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Sivusto	URL
Teksti	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_de.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_de.pdf</a>

## Heprea

Sivusto	URL
Kumppanin avustama skannaus	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_he-IL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_he-IL.pdf</a>
Core First 5x5 nainen	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_female_he-IL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_female_he-IL.pdf</a>
Core First 5x5 mies	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_male_he-IL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_male_he-IL.pdf</a>
Core First 6x6 nainen	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_female_he-IL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_female_he-IL.pdf</a>
Core First 6x6 mies	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_male_he-IL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_male_he-IL.pdf</a>
Core First 7x7, nainen	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_female_he-IL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_female_he-IL.pdf</a>
Core First 7x7, mies	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_male_he-IL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_male_he-IL.pdf</a>

## Islanti

Sivusto	URL
Kumppanin avustama skannaus	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_is-IS.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_is-IS.pdf</a>
Core First 5x5 nainen	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_female_is-IS.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_female_is-IS.pdf</a>
Core First 5x5 mies	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_male_is-IS.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_male_is-IS.pdf</a>
Core First 6x6 nainen	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_female_is-IS.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_female_is-IS.pdf</a>

### Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

#### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Sivusto	URL
Core First 6x6 mies	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_male_is-IS.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_male_is-IS.pdf</a>
Core First 7x7, nainen	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_female_is-IS.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_female_is-IS.pdf</a>
Core First 7x7, mies	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_male_is-IS.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_male_is-IS.pdf</a>
Express (Nainen)	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_is-IS-female.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_is-IS-female.pdf</a>
Express (Mies)	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_is-IS-male.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_is-IS-male.pdf</a>
Teksti	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_is-IS.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_is-IS.pdf</a>

## irlantilainen

Sivusto	URL
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_ga_IE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_ga_IE.pdf</a>

## Italia

Sivusto	URL
Kumppanin avustama skannaus	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_it.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_it.pdf</a>
Afasia	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_it_IT.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_it_IT.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_it-IT.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_it-IT.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_it-IT.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_it-IT.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_it-IT.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_it-IT.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_it_IT.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_it_IT.pdf</a>
Teksti	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_it.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_it.pdf</a>

### Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

#### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

## Japani

Sivusto	URL
Core First 5x5 Hiragana	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_Hiragana_ja.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_Hiragana_ja.pdf</a>
Core First 5x5 Kanji	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_Kanji_ja.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_all_Kanji_ja.pdf</a>
Core First 6x6 Hiragana	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_Hiragana_ja.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_Hiragana_ja.pdf</a>
Core First 6x6 Kanji	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_Kanji_ja.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_all_Kanji_ja.pdf</a>
Core First 7x7 Hiragana	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_Hiragana_ja.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_Hiragana_ja.pdf</a>
Core First 7x7-Kanji	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_Kanji_ja.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_all_Kanji_ja.pdf</a>
Express Hiragana	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_Hiragana_ja.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_Hiragana_ja.pdf</a>
Express Kanji	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_Kanji_ja.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_Kanji_ja.pdf</a>

## Norja

Sivusto	URL
Kumppanin avustama skannaus	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_no.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_no.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_no.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_no.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_no.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_no.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_no.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_no.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_nb_NO.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_nb_NO.pdf</a>
Teksti	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_no.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_no.pdf</a>

### Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

#### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

## Puola

Sivusto	URL
Kumppanin avustama skannaus	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_pl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_pl.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_pl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_pl.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_pl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_pl.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_pl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_pl.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_pl.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_pl.pdf</a>

## Portugali (Portugali)

Sivusto	URL
Kumppanin avustama skannaus	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_pt.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_pt.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_pt.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_pt.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_pt.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_pt.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_pt.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_pt.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_pt_PT.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_pt_PT.pdf</a>
Teksti	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_pt.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_pt.pdf</a>

## Slovenia

Sivusto	URL
Kumppanin avustama skannaus	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_sl-SL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_sl-SL.pdf</a>
Express (Nainen)	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_female_sl-SL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_female_sl-SL.pdf</a>
Express (Mies)	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_male_sl-SL.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_male_sl-SL.pdf</a>

### Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

#### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaisia tietoja ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Sivusto	URL
Afasia	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_es_MX.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_es_MX.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_es_MX.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_es_MX.pdf</a>
Motor Plan 30	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_es_MX.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_es_MX.pdf</a>
Motor Plan 40	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_es_MX.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_es_MX.pdf</a>
Motor Plan 66	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_es_MX.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_es_MX.pdf</a>
Teksti	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_es-MX.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_es-MX.pdf</a>

## Espanja (Espanja)

Sivusto	URL
Kumppanin avustama skannaus	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_es.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_es.pdf</a>
Afasia	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_es-ES.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Aphasia_all_es-ES.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_es.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_es.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_es.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_es.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_es.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_es.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_es_ES.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_es_ES.pdf</a>
Motor Plan 30	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_es_ES.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan30_all_es_ES.pdf</a>
Motor Plan 40	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_es_ES.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan40_all_es_ES.pdf</a>
Motor Plan 66	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_es_ES.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_MotorPlan66_all_es_ES.pdf</a>

### Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

#### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

#### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.

Sivusto	URL
Teksti	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_es.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_es.pdf</a>

## Ruotsi

Sivusto	URL
Kumppanin avustama skannaus	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_sv.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/Partner_assisted_scanning_sv.pdf</a>
Core First 5x5	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_sv.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_5x5_sv.pdf</a>
Core First 6x6	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_sv.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_6x6_sv.pdf</a>
Core First 7x7	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_sv.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_CoreFirst_7x7_sv.pdf</a>
Express	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_sv_SE.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Express_all_sv_SE.pdf</a>
Teksti	<a href="https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_sv.pdf">https://download.mytobiidynavox.com/Resources/printable_comm_boards/TD_Snap_Text_sv.pdf</a>

## Tuki Tobii Dynavox -laitettasi varten

### Online-tuki

Lue Tobii Dynavox -laitettasi koskeva tuotekohtainen tukisivu. Se sisältää ajantasaista tietoa ongelmista sekä tuotteeseen liittyviä neuvoja ja vinkkejä. Tukisivut sijaitsevat osoitteessa: <https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support>

### Ota yhteyttä ratkaisukonsulttiin tai jälleenmyyjään

Jos sinulla on tuotteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä Tobii Dynavox -neuvontakonsulttiin tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tuntevat yksilölliset määrityksesi parhaiten ja voivat antaa neuvoja ja tuotekoulutusta. Löydät yhteystiedot osoitteesta <https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us>.